

Mode d'emploi



Adjustable Height Armboard

- REF** Adjustable Height Armboard
800-0009
- REF** Adjustable Height Armboard (DEN)
800-0009-DEN
- REF** Adjustable Height Armboard (EU)
800-0009-EU
- REF** Adjustable Height Armboard (JPN)
800-0009-JPN
- REF** Adjustable Height Armboard (SWISS)
800-0009-SUISSE
- REF** Adjustable Height Armboard (UK)
800-0009-UK

Coussin vendu séparément : En sélectionner un
2" Armboard Pad, Deluxe 508-0071
2" Armboard Pad, Softcare 508-0151



Extra-Wide, Adjustable Height Armboard

- REF** Extra-Wide, Adjustable Height
Armboard 800-0017
- REF** Extra-Wide, Adjustable Height
Armboard (DEN) 800-0017-DEN
- REF** Extra-Wide, Adjustable Height
Armboard (EU) 800-0017-EU
- REF** Extra-Wide, Adjustable Height
Armboard (JPN) 800-0017-JPN
- REF** Extra-Wide, Adjustable Height
Armboard (SWISS) 800-0017-SWISS
- REF** Extra-Wide, Adjustable Height
Armboard (UK) 800-0017-UK

Coussin vendu séparément : En sélectionner un
2" Extra-Wide Armboard Pad, Deluxe
508-0105
2" Extra-Wide Armboard Pad, Softcare
508-0152

UTILISATION PRÉVUE

L'utilisation prévue est de tenir le bras du patient avec une amplitude de mouvement de 180°. Les utilisateurs prévus de ce dispositif médical sont des professionnels médicaux au sein d'hôpitaux et de centres chirurgicaux.



Adjustable Height Armboard



Extra-Wide, Adjustable Height Armboard

(1) Gâchette directionnelle, (2) Poignée réglable (3) Gâchette de déclenchement

INSTRUCTIONS

Se familiariser avec les caractéristiques du dispositif de positionnement du patient avant de l'utiliser sur le patient. Toujours s'entraîner sur un infirmier, un médecin ou un volontaire approprié avant de l'utiliser cliniquement.

Fixer le support de bras à la table d'opération

1. Se fixe sur tout point du rail latéral de la table d'opération

Support de bras réglable

1. Desserrer la poignée de réglage - lever ou abaisser le support de bras à la hauteur voulue, puis verrouiller la poignée
2. Tirer sur la gâchette directionnelle, tourner jusqu'à la position voulue, relâcher pour verrouiller

Détacher le support de bras de la table d'opération

1. Appuyer sur la gâchette de déclenchement et soulever le support de bras de la table

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Se fixe au rail de la table d'opération sur tout point du rail
- Installation pour une seule personne
- Déclenchement par pression

	Adjustable Height Armboard 800-0009	Extra-Wide, Adjustable Height Armboard 800-0017
<i>Longueur</i>	67 cm x 1 cm (26,5" +/- 0,5")	67 cm x 1 cm (26,5" +/- 0,5")
<i>Largeur</i>	15 cm x 1 cm (6" +/- 0,5")	28 cm x 1 cm (11" +/- 0,5")
<i>Profondeur</i>	17 cm x 1 cm (6,5" +/- 0,5") avec coussin	17 cm x 1 cm (6,5" +/- 0,5") avec coussin
<i>Poids du dispositif</i>	2,7 +/- 0,22 kg (6 +/- 0,5 lbs.)	4 +/- 0,22 kg (9 +/- 0,5 lbs.)

APERÇU DES COMPOSANTS

Les supports de bras à hauteur réglable sont des extensions de table chirurgicale qui se fixent aux rails latéraux de toute table.

Consulter les dimensions du rail latéral ci-dessous :

ÉTATS-UNIS : 9,5 mm x 28,5 mm (0,374" x 1,122") PN# 800-0009 & 800-0017

Denyer : 6 mm x 38 mm (0,236" x 1,496") PN# 800-0009-DEN & 800-0017-DEN

Europe : 10 mm x 25 mm (0,394" x 0,984") PN# 800-0009-EU & 800-0017-EU

Eschmann (Royaume-Uni) : 6 mm x 32 mm (0,236" x 1,260") PN# 800-0009-UK & 800-0017-UK

Japon : 9 mm x 32 mm (0,354" x 1,260") PN# 800-0009-JPN & 800-0017-JPN

Suisse : 10 mm x 30 mm (0,394" x 1,181") PN# 800-0009-SWISS & 800-0017-SWISS

Adjustable Height Armboard 800-0009

Coussin vendu séparément : En

sélectionner un

2" Armboard Pad, Deluxe 508-0071

2" Armboard Pad, Softcare 508-0151

Extra-Wide, Adjustable Height Armboard 800-0017

Coussin vendu séparément : En sélectionner un

2" Extra-Wide Armboard Pad, Softcare 508-0152

2" Extra-Wide Armboard Pad, Deluxe 508-0105

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- *Produit non fabriqué en latex de caoutchouc naturel*
- *L'outil peut supporter 227 kg. (500 lb) de charge proportionnelle pour un patient (de 193 cm (6'4") pour 99 % des corps humains)*
- *La garantie du produit couvre tout défaut de fabrication du produit pendant une période de 2 ans*
- *En cas de dommage lors de l'envoi, appeler le Service client au (888) 724-8763 ou (781) 982-7000 pour obtenir un Numéro d'autorisation de retour de matériel. Pour des problèmes de garantie de produit, contacter le Service client.*
- *Dispositif médical marqué CE conformément au MDR (EU) 2017/745*
- *Le produit ne requiert aucun entretien, vérifier le produit avant de le réutiliser*
- *La durée de vie du dispositif est de 5 ans pour une utilisation normale*
- *Stocker le dispositif entre -20 °C et 30 °C (-4 °F et +86 °F)*

ÉLIMINATION

- **Général** - *Empêcher les infections en nettoyant et en désinfectant le produit avant de le jeter*
- **Emballage** - *Éliminer les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers conformément aux exigences nationales*
- *SchureMed accepte le retour des produits usagés ou retirés - ou élimine le produit conformément aux exigences nationales*



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DU PRODUIT

ATTENTION !

La charge maximale ne doit pas dépasser la proportion appropriée d'un patient pesant 500 kg (500 lb) Pour les tables d'opération à faible capacité de charge maximale, veiller à ce que les rails porte-accessoires ne soient pas surchargés.



ATTENTION !

Présente un risque en cas d'utilisation incorrecte. Suivre scrupuleusement le mode d'emploi fourni avec votre table d'opération.



ATTENTION ! Ne pas réutiliser le dispositif s'il présente des signes évidents d'endommagement ou des problèmes de fonctionnement. *Consulter le fabricant avant réutilisation.*

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE

Suivre les lignes directrices actuelles de l'Association of periOperative Registered Nurses (Association des infirmières auxiliaires en salle d'opération) pour connaître les procédures de nettoyage et de désinfection appropriées.



ATTENTION !

Respecter les normes relatives aux agents pathogènes transmissibles par le sang de la Occupational Safety and Health Administration. (Commission américaine de la santé et de la sécurité au travail. Utiliser les vêtements de protection recommandés, ainsi que des gants, des masques et des lunettes de protection pour nettoyer l'accessoire.

PRÉCAUTIONS

Lire/suivre attentivement les instructions du fabricant concernant les liquides de nettoyage. NE PAS utiliser de nettoyants contenant des produits phénoliques.

- 1. Retirer les principaux contaminants de l'accessoire avec des matériaux jetables. Suivre les procédures en vigueur pour l'élimination des déchets à risques biologiques.*
- 2. Appliquer en grande quantité le liquide de nettoyage sur l'ensemble de l'accessoire et l'essuyer avec un chiffon propre et sans peluches jusqu'à ce que toute l'humidité et le liquide de nettoyage soient éliminés de l'accessoire*
- 3. Laisser sécher le dispositif*

AVIS AUX UTILISATEURS

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



UDI-DI de base : 081001460F0026E2

Choix de langues du mode d'emploi électronique

Pour télécharger et imprimer le mode d'emploi, rendez-vous sur <http://www.schuremed.com/schuremed-cifu>.

Glossaire de symboles

Symbole	Titre	Description du symbole
	Fabricant	Indique le fabricant du dispositif médical.
	Représentant autorisé au sein de l'Union européenne	Indique le représentant autorisé au sein de l'Union européenne.
	Numéro de lot	Indique le numéro de lot du fabricant pour que le lot ou le numéro puisse être identifié.
	Numéro de catalogue ou d'article	Indique le numéro de catalogue ou d'article du fabricant pour que le dispositif médical puisse être identifié.
	Numéro de série	Indique le numéro de série du fabricant pour qu'un dispositif médical précis puisse être identifié.
	Précautions	Indique qu'il faut rester vigilant lors de l'utilisation du dispositif ou de la commande à proximité de l'endroit où le symbole est placé, ou indique que la situation actuelle nécessite des connaissances ou une action de l'opérateur afin d'éviter des conséquences indésirables.
	Dispositif médical	Indique que l'article est un dispositif médical.
	Identification unique du dispositif	Indique qu'un code-barres contient des informations d'identification unique du dispositif.
	Marquage CE	Conformité européenne.



Fabricant

SchureMed (081001460)

452 Rue Randolph, Abington, MA 02351 États-Unis

Numéro sans frais (888) 724-8763 | Tél (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com



Représentant autorisé

Emergo Europe, 20 Prinsessegracht, 2514 AP La Haye, Pays-Bas