

Gebrauchsanweisung

REF Radiolucent Armboard 800-0297

*Wählen Sie das gewünschte Polster
(separat erhältlich)*

508-0071 2" Armboard Pad, Deluxe

508-0151 2" Armboard Pad, Softcare

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist das Halten und Stützen des Arms des Patienten. Der Bewegungsbereich beträgt 180°. Das Gerät ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.



ANWEISUNGEN

Machen Sie sich mit den Funktionen des Positionierungsgeräts vertraut, bevor Sie es am Patienten anwenden. Üben Sie die Anwendung immer an einer Pflegekraft, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie es klinisch anwenden.

Anbringen und Einstellen des Armboards am OP-Tisch

1. Positionieren Sie das Armboard unter dem Polster des Tisches in der gewünschten Position

Abnehmen des Armboards vom Operationstisch

1. Entfernen Sie den Patienten vom Operationstisch und entfernen Sie dann das Armboard vom Polster unter dem Tisch

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Geräteabmessungen (Maximum)

- Länge: 36" +/- 0,5" (91 cm +/- 1 cm)
- Breite: 6" +/- 0,5" (15 cm +/- 1 cm)
- Tiefe: 0,375" +/- 0,5" (0,95 cm +/- 1 cm) (ohne Polster)
- Gerätegewicht: 2 +/- 0,5 lbs. (0,9 +/- 0,22 kg)
- Ein-Personen-Installation

KOMPONENTEN-ÜBERSICHT

Das röntgendurchlässige Armboard ist eine chirurgische Tischverlängerung, die nicht an der Seitenschiene befestigt wird.

Wählen Sie das erforderliche Polster (separat erhältlich)

508-0071 2" Armboard Pad, Deluxe

508-0151 2" Armboard Pad, Softcare

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Produkt nicht mit Naturkautschuklatex gefertigt
- Gerät trägt 500 lb. (227 kg) Proportionale Patientenbelastung (193 cm (6'4") großer Patient pro 99 % menschliches Körpermodell)
- Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für 2 Jahre
- Bei Transportschäden rufen Sie bitte den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745
- Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch
- Die Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre bei normalem Gebrauch
- Gerät zwischen -20°C und 30°C (-4°F bis +86°F) lagern

ENTSORGUNG

- **Allgemeines** – Verhindern Sie Infektionen durch Reinigung und Desinfektion des Produkts vor der Entsorgung
- **Verpackung** – Entsorgen Sie die Verpackung im Hausmüll gemäß den nationalen Vorschriften
- SchureMed nimmt gebrauchte oder ausgelaufene Produkte zurück – oder entsorgt das Produkt gemäß den nationalen Anforderungen



WARNHINWEISE ZUM PRODUKTGEBRAUCH

WARNUNG!

Die maximale Belastung sollte den angemessenen Anteil eines Patienten mit einem Gewicht von 500 lbs nicht überschreiten. (227 kg) Achten Sie bei OP-Tischen mit geringer maximaler Tragfähigkeit darauf, dass die Zubehörschienen nicht überlastet werden.



WARNUNG!

Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Ihr OP-Tisch-System.



WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.

REINIGUNGSHINWEISE

Befolgen Sie die aktuellen Richtlinien des Association of periOperative Registered Nurses Journal für angemessene Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.



WARNUNG! Befolgen Sie die aktuellen Richtlinien des Association of periOperative Registered Nurses Journal für angemessene Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.



WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.



WARNUNG!

Halten Sie sich an die Standards für durch Blut übertragbare Krankheitserreger der Occupational Safety and Health Administration. Verwenden Sie zur Reinigung des Zubehörs die empfohlene Schutzkleidung, Handschuhe, Masken und Augenschutz.

VORSICHT

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Reinigungsflüssigkeit. Verwenden Sie KEINE phenolhaltigen Reiniger.

1. Entfernen Sie größere Verunreinigungen aus dem Zubehör mit Einwegmaterialien. Befolgen Sie die entsprechenden Verfahren zur Entsorgung von Bioabfall.
2. Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit großzügig auf das gesamte Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsflüssigkeit vom Zubehör entfernt ist.
3. Lassen Sie das Zubehör trocknen

BENUTZERHINWEIS

Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

eIFU Sprachversionen

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie auf www.schuremed.com

Symbolglossar

Symbol	Titel
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Bevollmächtigter Vertreter in der EU
	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz
	Importeur
	Seriennummer
	Warnhinweis
	Medizinprodukt
	Unique Device Identifier
	CE-Kennzeichnung



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gebührenfrei (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

