

Mode d'emploi

	
Standard Armboard REF Standard Armboard 800-0008 REF Standard Armboard (DEN) 800-0008-DEN REF Standard Armboard (EU) 800-0008-EU REF Standard Armboard (JPN) 800-0008-JPN REF Standard Armboard (SWISS) 800-0008-SUISSE REF Standard Armboard (UK) 800-0008-UK <i>Coussin vendu séparément : En sélectionner un</i> 2" Armboard Pad, Deluxe 508-0071 2" Armboard Pad, Softcare 508-0151	Extra-Wide Armboard REF Extra-Wide Armboard 800-0018 REF Extra-Wide Armboard (DEN) 800-0018-DEN REF Extra-Wide Armboard (EU) 800-0018-EU REF Extra-Wide Armboard (JPN) 800-0018-JPN REF Extra-Wide Armboard (SWISS) 800-0018-SUISSE REF Extra-Wide Armboard (UK) 800-0018-UK <i>Coussin vendu séparément : En sélectionner un</i> 2" Extra-Wide Armboard Pad, Deluxe 508-0105 2" Extra-Wide Armboard Pad, Softcare 508-0152

UTILISATION PRÉVUE

L'utilisation prévue est de tenir le bras du patient avec une amplitude de mouvement de 180°. Les utilisateurs prévus de ce dispositif médical sont des professionnels médicaux au sein d'hôpitaux et de centres chirurgicaux.

MODE D'EMPLOI

Se familiariser avec les caractéristiques du dispositif de positionnement du patient avant de l'utiliser avec le patient. Toujours s'entraîner sur un infirmier, un médecin ou un volontaire approprié avant de l'utiliser cliniquement.

Fixer le support de bras à la table d'opération

- *Se familiariser avec les caractéristiques du dispositif de positionnement du patient avant de l'utiliser avec le patient.*

Support de bras réglable

- *Tirer sur la gâchette directionnelle (gâchette la plus extérieure), tourner jusqu'à la position voulue, relâcher pour verrouiller*

Détacher le support de bras de la table d'opération

- *Appuyer sur la gâchette de déclenchement (la gâchette la plus proche de la connexion de la table) et soulever le support de bras de la table*

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- *Se fixe au rail de la table d'opération sur tout point du rail*
- *Installation pour une seule personne*
- *Déclenchement par pression*

	Standard Armboard 800-0008	Extra-Wide Armboard 800-0018
<i>Longueur</i>	<i>67 cm x 1 cm (26,5" +/- 0,5")</i>	<i>67 cm x 1 cm (26,5" +/- 0,5")</i>
<i>Largeur</i>	<i>15 cm +/- 1 cm (6" +/- 0,5")</i>	<i>28 cm +/- 1 cm (11" +/- 0,5")</i>
<i>Profondeur</i>	<i>6 cm +/- 1 cm (2,5" +/- 0,5") avec coussin</i>	<i>6 cm +/- 1 cm (2,5" +/- 0,5") avec coussin</i>
<i>Poids du dispositif</i>	<i>2,4 kg +/- 0,22 kg (5,25 +/- 0,5 lbs.)</i>	<i>4 +/- 0,22 kg (9 +/- 0,5 lbs.)</i>

APERÇU DES COMPOSANTS

Le supports de bras Standard et Extra-large sont des extensions de table d'opération qui se fixent aux rails latéraux de toute table.

Consulter les dimensions du rail latéral ci-dessous :

ÉTATS-UNIS : 9,5 mm x 28,5 mm (0,374" x 1,122") PN# 800-0008 & 800-0018

Denyer : 6 mm x 38 mm (0,236" x 1,496") PN# 800-0008-DEN & 800-0018-DEN

Europe : 10 mm x 25 mm (0,394" x 0,984") PN# 800-0008-EU & 800-0018-EU

Eschmann (Royaume-Uni) : 6 mm x 32 mm (0,236" x 1,260") PN# 800-0008-UK & 800-0018-UK

Japon : 9 mm x 32 mm (0,354" x 1,260") PN# 800-0008-JPN & 800-0018-JPN

Suisse : 10 mm x 30 mm (0,394" x 1,181") PN# 800-0008-SWISS & 800-0018-SWISS

Standard Armboard 800-0008***Coussin vendu séparément : En sélectionner un***

2" Armboard Pad, Deluxe 508-0071

2" Armboard Pad, Softcare 508-0151

Extra-Wide Armboard 800-0018***Coussin vendu séparément : En sélectionner un***

2" Extra-Wide Armboard Pad, Deluxe 508-0105

2" Extra-Wide Armboard Pad, Softcare 508-0152

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- *Produit non fabriqué en latex de caoutchouc naturel*
- *L'outil peut supporter 227 kg. (500 lb) de charge proportionnelle pour un patient (de 193 cm (6'4") pour 99 % des corps humains)*
- *La garantie du produit couvre tout défaut de fabrication du produit pendant une période de 2 ans*
- *En cas de dommage lors de l'envoi, appeler le Service client au (888) 724-8763 ou (781) 982-7000 pour obtenir un Numéro d'autorisation de retour de matériel. Pour des problèmes de garantie de produit, contacter le Service client.*
- *Dispositif médical marqué CE conformément au MDR (EU) 2017/745*
- *Le produit ne requiert aucun entretien, vérifier le produit avant de le réutiliser*
- *La durée de vie du dispositif est de 5 ans pour une utilisation normale*
- *Stocker le dispositif entre -20 °C et 30 °C (-4 °F et +86 °F)*

ÉLIMINATION

- **Général** - *Empêcher les infections en nettoyant et en désinfectant le produit avant de le jeter*
- **Emballage** - *Éliminer les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers conformément aux exigences nationales.*
- *SchureMed accepte le retour des produits usagés ou retirés - ou élimine le produit conformément aux exigences nationales*

**AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DU PRODUIT
ATTENTION !**

La charge maximale ne doit pas dépasser la proportion appropriée d'un patient pesant 227 kg. (500 lb) Pour les tables d'opération à faible capacité de charge maximale, veiller à ce que les rails porte-accessoires ne soient pas surchargés.

**ATTENTION !**

Présente un risque en cas d'utilisation incorrecte. Suivre scrupuleusement le mode d'emploi fourni avec votre table d'opération.



ATTENTION ! *Ne pas réutiliser le dispositif s'il présente des signes évidents d'endommagement ou des problèmes de fonctionnement. Consulter le fabricant avant réutilisation.*

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE

Suivre les lignes directrices actuelles de l'Association of periOperative Registered Nurses (Association des infirmières auxiliaires en salle d'opération) pour connaître les procédures de nettoyage et de désinfection appropriées.



ATTENTION !

Respecter les normes relatives aux agents pathogènes transmissibles par le sang de la Occupational Safety and Health Administration. (Commission américaine de la santé et de la sécurité au travail). Utiliser les vêtements de protection recommandés, ainsi que des gants, des masques et des lunettes de protection pour nettoyer l'accessoire.

PRÉCAUTIONS

Lire/suivre attentivement les instructions du fabricant concernant les liquides de nettoyage. NE PAS utiliser de nettoyeurs contenant des produits phénoliques.

- 1. Retirer les principaux contaminants de l'accessoire avec des matériaux jetables. Suivre les procédures en vigueur pour l'élimination des déchets à risques biologiques.*
- 2. Appliquer en grande quantité le liquide de nettoyage sur l'ensemble de l'accessoire et l'essuyer avec un chiffon propre et sans peluches jusqu'à ce que toute l'humidité et le liquide de nettoyage soient éliminés de l'accessoire*
- 3. Laisser sécher le dispositif*

AVIS AUX UTILISATEURS

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Choix de langues du mode d'emploi électronique

Pour télécharger et imprimer le mode d'emploi, rendez-vous sur www.schuremed.com

Glossaire de symboles

Symbole	Titre
	Fabricant
	Date de fabrication
	Représentant agréé dans l'Union européenne
	Représentant agréé en Suisse
	Importateur
	Numéro de série
	Mise en garde
	Dispositif médical
	Identificateur unique du dispositif
	Marquage CE



SchureMed (081001460)

452 Rue Randolph, Abington, MA 02351 États-Unis

Numéro sans frais (888) 724-8763 | **Tél** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

