

Istruzioni per l'uso



Standard Armboard

REF Standard Armboard 800-0008

REF Standard Armboard (DEN)
800-0008-DEN

REF Standard Armboard (EU)
800-0008-EU

REF Standard Armboard (JPN)
800-0008-JPN

REF Standard Armboard (SWISS)
800-0008-SWISS

REF Standard Armboard (UK)
800-0008-UK

Cuscino venduto separatamente: Scegliere un'opzione

2" Armboard Pad, Deluxe 508-0071

2" Armboard Pad, Softcare 508-0151



Extra-Wide Armboard

REF Extra-Wide Armboard 800-0018

REF Extra-Wide Armboard (DNK)
800-0018-DEN

REF Extra-Wide Armboard (EU)
800-0018-EU

REF Extra-Wide Armboard (JPN)
800-0018-JPN

REF Extra-Wide Armboard (SWISS)
800-0018-SWISS

REF Extra-Wide Armboard (UK)
800-0018-UK

Cuscino venduto separatamente: Scegliere un'opzione

2" Extra-Wide Armboard Pad, Deluxe
508-0105

2" Extra-Wide Armboard Pad, Softcare
508-0152

USO PREVISTO

L'uso previsto è quello di supportare il braccio del paziente - l'ampiezza di movimento è pari a 180°. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.

ISTRUZIONI PER L'USO

Acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Fare sempre pratica con un infermiere, un medico o un volontario appropriato prima dell'uso clinico.

Collegamento del reggibraccio al tavolo

- Si collega a qualsiasi punto della guida laterale del tavolo

Regolazione del reggibraccio

- Tirare la leva direzionale (leva più esterna), ruotare nella posizione desiderata, rilasciare per bloccare in posizione

Staccare il reggibraccio dal tavolo operatorio

- Premere la leva di rilascio (la leva più vicina al collegamento del tavolo) e sollevare il reggibraccio dal tavolo

SPECIFICHE GENERALI

- Si collega alla guida del tavolo operatorio in qualsiasi punto della guida
- Installabile da una sola persona
- Leva di rilascio a pressione

	Standard Armboard 800-0008	Extra-Wide Armboard 800-0018
<i>Lunghezza</i>	26,5" +/- 0,5" (67 cm +/- 1 cm)	26,5" +/- 0,5" (67 cm +/- 1 cm)
<i>Larghezza</i>	6" +/- 0,5" (15 cm +/- 1 cm)	11" +/- 0,5" (28 cm +/- 1 cm)
<i>Spessore</i>	2,5" +/- 0,5" (6 cm +/- 1 cm) con cuscino	2,5" +/- 0,5" (6 cm +/- 1 cm) con cuscino
<i>Peso del dispositivo</i>	5,25 +/- 0,5 libbre (2,4 kg +/- 0,22 kg)	9 +/- 0,5 libbre (4 +/- 0,22 kg)

PANORAMICA DEI COMPONENTI

I reggibraccio Standard ed Extra-large sono estensioni del tavolo operatorio che si collegano alle guide laterali di qualsiasi tavolo.

Vedere le dimensioni delle guide laterali di seguito:

USA: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) Codice 800-0008 e 800-0018

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) Codice 800-0008-DEN e 800-0018-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) Codice 800-0008-EU e 800-0018-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) Codice 800-0008-UK e 800-0018-UK

Giappone: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) Codice 800-0008-JPN e 800-0018-JPN

Svizzera: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) Codice 800-0008-SWISS e 800-0018-SWISS

Standard Armboard 800-0008

Cuscino venduto separatamente:

Scegliere un'opzione

2" Armboard Pad, Deluxe 508-0071

2" Armboard Pad, Softcare 508-0151

Extra-Wide Armboard 800-0018

Cuscino venduto separatamente: Scegliere un'opzione

2" Extra-Wide Armboard Pad, Deluxe 508-0105

2" Extra-Wide Armboard Pad, Softcare 508-0152

INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale
- Il dispositivo supporta 227 kg (500 libbre) di carico proporzionale del paziente (paziente alto 193 cm (6'4") per modello di corpo umano al 99%)
- La garanzia del prodotto copre il prodotto dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni
- Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o (781) 982-7000 per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti la garanzia del prodotto, contattare il Servizio Clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione; controllare le condizioni del prodotto prima del successivo utilizzo
- La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale
- Conservare il dispositivo a una temperatura da -4°F a +86°F (da -20°C a 30°C)

SMALTIMENTO

- **Norme generali** - Prevenire le infezioni pulendo e disinfettando il prodotto prima dello smaltimento
- **Imballaggio** - Smaltire il materiale di imballaggio tra i rifiuti domestici in conformità con i regolamenti nazionali
- SchureMed ritira i prodotti usati o ritirati dal mercato - o smaltisce il prodotto in conformità con i regolamenti nazionali



AVVERTENZE SULL'USO DEL PRODOTTO

AVVERTENZA!

Il carico massimo non deve superare la proporzione adeguata di un paziente del peso di 227 kg (500 libbre). Fare attenzione, nel caso di tavoli operatori con una bassa capacità di carico massima, che le guide accessorie non vengano sovraccaricate.



AVVERTENZA!

Un uso scorretto può essere fonte di pericoli. Rispettare scrupolosamente le istruzioni per l'uso del sistema del tavolo operatorio.



AVVERTENZA! *Non riutilizzare il dispositivo se ci sono evidenti segni di danni o problemi funzionali. Consultare il produttore prima del riutilizzo.*

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

Rispettare le linee guida in vigore dell'Association of periOperative Registered Nurses Journal per le corrette procedure di pulizia e disinfezione.



AVVERTENZA!

Conformarsi alle norme per i patogeni trasmissibili per via ematica emesse dalla Occupational Safety and Health Administration. Utilizzare indumenti protettivi, guanti, maschere e protezioni per gli occhi raccomandati quando si pulisce l'accessorio.

ATTENZIONE

Leggere e rispettare scrupolosamente le indicazioni del produttore per i liquidi di pulizia. NON usare detergenti contenenti fenoli.

1. Rimuovere i principali contaminanti dall'accessorio con materiali monouso. Rispettare le procedure appropriate di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.
2. Applicare abbondantemente il liquido di pulizia su tutto l'accessorio e strofinare con un panno pulito e privo di pelucchi, fino a rimuovere tutta l'umidità e il liquido di pulizia dall'accessorio
3. Lasciare asciugare l'accessorio

AVVISO PER L'UTENTE

Ogni incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente e/o il paziente.

Versioni lingue eIFU

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, visitare www.schuremed.com

Glossario dei simboli

Simbolo	Nome
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Numero di serie
	Avvertenza
	Dispositivo medico
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marcatura CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Numero verde (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

