

## Gebrauchsanweisung

**REF** Nissen Straps 800-0055

### VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck besteht darin, ein sicheres System zur Positionierung von Patienten in umgekehrter Trendelenburg-Lage bereitzustellen. Das Gerät ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.



### ANWEISUNGEN

Machen Sie sich mit den Funktionen des Positionierungsgeräts vertraut, bevor Sie es am Patienten anwenden. Üben Sie die Anwendung immer an einer Krankenschwester, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie es klinisch anwenden.

### Anbringung und Einrichtung



1. Befestigen Sie Simple Clamps (separat verkauft) an den Seitenschiene des Tisches. Setzen Sie die Befestigungssäule in die Klemmen ein und verriegeln Sie sie.
2. Wickeln Sie die Nissen Straps so um die Beine des Patienten, dass die Polster zur Innenseite der Oberschenkel zeigen.
3. Befestigen Sie die Clips seitlich an der Schnalle an den Clips der Befestigungssäule. Heben Sie die Schnallen an und ziehen Sie die Gurte fest.

### Anweisungen zum Entfernen

1. Lösen Sie die Gurte durch Anheben der Schnallen und entfernen Sie die Clips.
2. Lösen Sie die Klammern und entfernen Sie die Nissen Straps, indem Sie sie aus den Klammern heben.
3. Entfernen Sie die Klammern von den Seitenschiene

## ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Geräteabmessungen (Maximum)

- Länge: 48" +/- 0,5" (122 cm +/- 1 cm)
- Breite: 6" +/- 0,5" (15 cm +/- 1 cm)
- Tiefe: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm)
- Gerätegewicht: 3,5 +/- 0,5 lbs. (1,5 +/- .22 kg)

## KOMPONENTEN-ÜBERSICHT

Nissen Straps sind ein chirurgisches Tischzubehör, das mit einer Klemme an den Seiten eines OP-Tisches befestigt wird.

**Andere für die Verwendung erforderliche Produkte:**

**(2) 800-0228 Simple Clamp** (separat verkauft)

**US:** 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228

**Denyer:** 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

**Europa:** 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm ) PN# 800-0228-EU

**Eschmann (UK):** 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

**Japan:** 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm ) PN# 800-0228-JPN

**Schweiz:** 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm ) PN# 800-0228-SWISS

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Produkt nicht mit Naturkautschuklatex gefertigt
- Gerät trägt 600 lbs. (272 kg) Proportionale Patientenbelastung (193 cm (6'4") großer Patient pro 99% menschliches Körpermodell)
- Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für 2 Jahre
- Bei Transportschäden rufen Sie bitte den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745
- Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch
- Die Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre bei normalem Gebrauch
- Gerät zwischen -20°C bis 30°C (-4°F bis +86°F) lagern
- Reinigen Sie mit einem für Krankenhäuser geeigneten Desinfektionsmittel
- Pads entsprechen Cal #117

## ENTSORGUNG

- **Allgemeines** - Verhindern Sie Infektionen durch Reinigung und Desinfektion des Produkts vor der Entsorgung
- **Verpackung** - Entsorgen Sie die Verpackung im Hausmüll gemäß den nationalen Vorschriften.
- SchureMed nimmt gebrauchte oder ausgelaufene Produkte zurück - oder entsorgt das Produkt gemäß den nationalen Anforderungen



## WARNHINWEISE ZUM PRODUKTGEBRAUCH

**WARNUNG!** Die maximale Belastung sollte den angemessenen Anteil eines Patienten mit einem Gewicht von 600 lbs nicht überschreiten. (272 kg). Achten Sie bei OP-Tischen mit geringer maximaler Tragfähigkeit darauf, dass die Zubehörschienen nicht überlastet werden.

**WARNUNG!**

*Gefahr bei unsachgemäßer Verwendung. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Ihr OP-Tisch-System.*

**WARNUNG!**

*Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es abgenutzt oder beschädigt ist oder wenn Teile fehlen.*



**WARNUNG!** *Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.*

**REINIGUNGSHINWEISE**

**Befolgen Sie die aktuellen Richtlinien des Association of periOperative Registered Nurses Journal für angemessene Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.**

**WARNUNG!**

*Halten Sie sich an die Standards für durch Blut übertragbare Krankheitserreger der Occupational Safety and Health Administration. Verwenden Sie zur Reinigung des Zubehörs die empfohlene Schutzkleidung, Handschuhe, Masken und Augenschutz.*

**VORSICHT**

**Lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Reinigungsflüssigkeit. Verwenden Sie KEINE phenolhaltigen Reiniger.**

- 1. Entfernen Sie größere Verunreinigungen aus dem Zubehör mit Einwegmaterialien. Befolgen Sie die entsprechenden Verfahren zur Entsorgung von Bioabfall.*
- 2. Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit großzügig auf das gesamte Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselreifen Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsflüssigkeit vom Zubehör entfernt ist.*
- 3. Lassen Sie das Zubehör trocknen*

**BENUTZERHINWEIS**

Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.














Basis-UDI-DI: 081001460F0062E6

**eIFU Sprachversionen**

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie auf <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

## Symbolglossar

Symbol	Titel	Symbolbeschreibung
	Hersteller	Gibt den Hersteller des Medizinprodukts an.
	Autorisierter Beauftragter in der Europäischen Gemeinschaft	Gibt den autorisierten Beauftragten in der Europäischen Gemeinschaft an.
	Verfallsdatum	Gibt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf.
	Chargencode	Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
	Katalog- oder Artikelnummer	Gibt die Katalog- oder Artikelnummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann.
	Seriennummer	Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes Medizinprodukt identifiziert werden kann.
	Vorsicht	Zeigt an, dass bei der Bedienung des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Vorsicht geboten ist, oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit des Bedieners oder das Eingreifen des Bedieners erfordert, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
	Medizinisches Gerät	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.
	Unique Device Identifier	Zeigt an, dass ein Barcode Informationen zur einmaligen Produkterkennung enthält.
	CE-Kennzeichnung	Europäische Konformität.
	Zum einmaligen Gebrauch durch einen Patienten	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt zum einmaligen Gebrauch durch einen Patienten handelt.



### Hersteller

**SchureMed** (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

**Gebührenfrei** (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | [orders@schuremed.com](mailto:orders@schuremed.com)



### Autorisierter Beauftragter

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Niederlande