

Gebrauchsanweisungen

REF Reusable Head & Chin Straps 508-1345

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist, den Kopf des Patienten während der Operation zu halten. Das Gerät ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.

ANWEISUNGEN

Machen Sie sich mit den Funktionen des Positionierungsgeräts vertraut, bevor Sie es am Patienten anwenden. Üben Sie die Anwendung immer an einer Krankenschwester, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie es klinisch anwenden.



1. Legen Sie den Patienten in Rückenlage auf den OP-Tisch/Schulterstuhl
2. Halten Sie nach der Intubation des Patienten Kopf und Hals des Patienten fest und heben Sie den Schulterstuhl an, so dass sich der Patient in der Fowler-Position (sitzend) befindet.
3. Lösen Sie das Kugelgelenk und stellen Sie den Kopfpositionierer um den Kopf des Patienten herum ein. Sorgen Sie dafür, dass die Ohren des Patienten nicht bedeckt sind. Ziehen Sie dann das Kugelgelenk fest.
4. Halten Sie die Klappen des Kopfpositionierers entlang des Kopfes des Patienten und legen Sie den Stirngurt wie gezeigt über die Stirn. Befestigen Sie ihn und vermeiden Sie, über die Augenbrauen des Patienten zu gehen.
5. Nehmen Sie den Chin Strap (Schale für das Kinn) und legen Sie das Kinn des Patienten in die Schale des Riemens. Halten Sie die Schale ans Kinn und befestigen Sie eine Seite des Gurtes am Kopfpositionierer wie abgebildet. Sorgen Sie dafür, dass der Kopf richtig positioniert ist, und befestigen Sie das andere Ende des Gurts an der gegenüberliegenden Seite des Kopfpositionierers.

HINWEIS: Der Kopf muss sicher positioniert sein. Andernfalls ziehen Sie die Gurte etwas enger.

KOMPONENTEN-ÜBERSICHT

Wiederverwendbare Head und Chin Straps werden verwendet, um den Kopf eines Patienten während eines operativen Eingriffs sicher zu halten.

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Geräteabmessungen (Maximum)

- Länge: 21" +/- 0,5" (53 cm +/- 1 cm) (Kopf), 25" +/- 0,5" (64 cm +/- 1 cm) (Chin)
- Breite: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm) (sowohl Kopf als auch Kinn)
- Gerätegewicht: 0,25 +/- 0,5 lbs. (.11 +/- .22 kg)
- Wird am Kopfteil der SchureMed Shoulder Chairs befestigt
- Ein-Personen-Installation

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Produkt nicht mit Naturkautschuklatex gefertigt
- Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für 2 Jahre
- Bei Transportschäden rufen Sie bitte den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745
- Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch
- Gerät zwischen -20°C und 30°C (-4°F bis +86°F) lagern

ENTSORGUNG

- **Allgemeines** - Verhindern Sie Infektionen durch Reinigung und Desinfektion des Produkts vor der Entsorgung
- **Verpackung** - Entsorgen Sie die Verpackung im Hausmüll gemäß den nationalen Vorschriften.
- SchureMed nimmt gebrauchte oder ausgelaufene Produkte zurück - oder entsorgt das Produkt gemäß den nationalen Anforderungen

REINIGUNGSHINWEISE

Befolgen Sie die aktuellen Richtlinien des Association of periOperative Registered Nurses Journal für angemessene Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.



WARNUNG! Halten Sie sich an die Standards für durch Blut übertragbare Krankheitserreger der Occupational Safety and Health Administration. Verwenden Sie zur Reinigung des Zubehörs die empfohlene Schutzkleidung, Handschuhe, Masken und Augenschutz.



WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.

VORSICHT

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Reinigungsflüssigkeit. Verwenden Sie KEINE phenolhaltigen Reiniger.

1. Entfernen Sie größere Verunreinigungen aus dem Zubehör mit Einwegmaterialien. Befolgen Sie die entsprechenden Verfahren zur Entsorgung von Bioabfall.
2. Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit großzügig auf das gesamte Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsflüssigkeit vom Zubehör entfernt ist.
3. Lassen Sie das Zubehör trocknen

BENUTZERHINWEIS












Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

UDI Basis-UDI-DI: 081005737F0005KP

eIFU Sprachversionen

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie auf <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

Symbolglossar

Symbol	Titel	Symbolbeschreibung
	Hersteller	Gibt den Hersteller des Medizinprodukts an.
	Autorisierter Beauftragter in der Europäischen Gemeinschaft	Gibt den autorisierten Beauftragten in der Europäischen Gemeinschaft an.
	Verfallsdatum	Gibt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf.
	Chargencode	Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
	Katalog- oder Artikelnummer	Gibt die Katalog- oder Artikelnummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann.
	Seriennummer	Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes Medizinprodukt identifiziert werden kann.
	Vorsicht	Zeigt an, dass bei der Bedienung des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Vorsicht geboten ist, oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit des Bedieners oder das Eingreifen des Bedieners erfordert, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
	Medizinisches Gerät	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.
	Unique Device Identifier	Zeigt an, dass ein Barcode Informationen zur einmaligen Produkterkennung enthält.
	CE-Kennzeichnung	Europäische Konformität.
	Zum einmaligen Gebrauch durch einen Patienten	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt zum einmaligen Gebrauch durch einen Patienten handelt.



Hersteller

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gebührenfrei (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**



Autorisierter Beauftragter

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Niederlande