

Gebrauchsanweisung

- REF** Simple Clamp 800-0228
- REF** Simple Clamp (EU) 800-0228-EU
- REF** Simple Clamp (UK) 800-0228-UK
- REF** Simple Clamp (DEN) 800-0228-DEN
- REF** Simple Clamp (JPN) 800-0228-JPN
- REF** Simple Clamp (SWISS) 800-0228-SWISS

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist das Halten von chirurgischem Zubehör mit rechteckiger Montagegange von 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm) an einer beliebigen Stelle entlang der Seitenschiene oder mit horizontalen Montagebügeln von 1" x 1/4" (2,5 cm x 0,64 cm). Das Produkt ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.



ANWEISUNGEN

Machen Sie sich mit den Funktionen des Produkts zur Patientenlagerung vertraut, bevor Sie es am Patienten verwenden. Üben Sie die Anwendung immer an einer Pflegekraft, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie das Produkt klinisch einsetzen.

Anbringen an Seitenschiene

1. *Simple Clamp* auf Seitenschiene des OP-Tisches einschnappen lassen
2. *Rechteckige Zubehörstange* in Montageloch platzieren
3. *Klemme* durch Drehen des Griffs im Uhrzeigersinn arretieren

Lösen von Seitenschiene

1. *Klemme* durch Drehen des Griffs gegen den Uhrzeigersinn lösen und Montagegange entfernen
2. *Simple Clamp* von Seitenschiene des OP-Tisches entfernen

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Produktabmessungen (Maximalwerte)

- *Länge: 3" +/- 0,5" (8 cm +/- 1 cm)*
- *Breite: 1,75" +/- 0,5" (4 cm +/- 1 cm)*
- *Tiefe: 1,375" +/- 0,5" (4 cm +/- 1 cm)*
- *Produktgewicht: 1 +/- 0,5 lbs. (0,45 kg +/- 0,22 kg)*
- *Befestigung an beliebigem Punkt an der Schiene des OP-Tisches*
- *Ein-Personen-Montage*
- *Hält Zubehörgeräte mit rechteckiger Montagegange bis 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm)*

KOMPONENTEN-ÜBERSICHT

Die Simple Clamp ist eine OP-Tischklemme zur Montage an allen Schienen. Sie dient der Befestigung von chirurgischem Zubehör am OP-Tisch.

Siehe Abmessungen der Seitenschienen unten:

US: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN

Schweiz: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- *Das Produkt enthält keinen Naturkautschuklatex.*
- *Das Produkt trägt 720 lb. (327 kg) proportionale Patientenbelastung (6'4" (193 cm) großer Patient pro 99 % menschliches Körpermodell).*
- *Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für 2 Jahre.*
- *Bei Transportschäden rufen Sie bitte den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.*
- *CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745*
- *Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch.*
- *Die Lebensdauer des Produkts beträgt 5 Jahre bei normalem Gebrauch.*
- *Produkt zwischen -4 °F bis +86 °F (-20 °C und 30 °C) lagern.*