

## Bruksanvisning

**REF** Reusable Head & Chin Straps 508-1345

### AVSEDD ANVÄNDNING

Avsedd användning är för att hålla fast patientens huvud under operationsförfarandet. De avsedda användarna av denna enhet är medicinsk personal inom sjukhus och kirurgiska center.

### INSTRUKTIONER

Bekanta dig med funktionerna hos patientpositioneringsanordningen innan den används på patienten. Praktisera alltid på en sjuksköterska, läkare eller lämplig frivillig innan den används kliniskt.



1. Placera patienten på operationsbordet/ryggstolen i ryggläge
2. Efter att patienten intuberats, medan patientens huvud och nacke hålls – lyft upp axelstolen så att patienten är i Fowler (sittande) position
3. Lossa kulleden och justera huvudpositioneraren runt patientens huvud. Se till att patientens öron inte är övertäckta. Spänn sedan kulleden.
4. Medan huvudlägesflikarna hålls vid sidan av patientens huvud, placera pannremmen över pannan enligt bilden. Fäst och undvik att gå över patientens ögonbryn
5. Ta hakremmen (kupan för hakan) och placera patientens haka i remmens kupa. Håll kupan mot hakan och fäst ena sidan av remmen vid huvudpositioneraren enligt bilden. Se till att huvudet är korrekt placerat och fäst remmens andra ände på motsatt sida av huvudpositioneraren.

**OBS! Huvudet måste vara säkert positionerat. Om inte, dra fast remmarna hårdare.**

### KOMPONENTÖVERSIKT

Reusable Head & Chin Straps används för att säkert hålla en patients huvud under operationen.

### ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Enhetens dimensioner (max)

- Längd: 21" +/- 0.5" (53 cm +/- 1 cm) (huvud), 25" +/- 0.5" (64 cm +/- 1 cm) (haka)
- Bredd: 2" +/- 0.5" (5 cm +/- 1 cm) (både huvud och haka)
- Enhetens vikt: (0,25 +/- 0,5 lbs) 0,11 kg +/- 0,22 kg.
- Fästs till huvuddelen på SchureMed ryggstolar
- Monteras av en person

## ALLMÄN INFORMATION

- *Produkten är ej tillverkad av naturgummitlatex*
- *Produktgarantin omfattar produkten avseende tillverkningsfel under en period av 2 år*
- *Om skada uppstår vid frakt, kontakta kundtjänst på +1 (888) 724-8763 eller +1 (781) 982-7000 för att erhålla ett RMA-nummer (Return Material Authorization). Kontakta även kundtjänst vid ärenden avseende produktgaranti.*
- *CE-märkt medicinsk enhet enligt MDR (EU) 2017/745*
- *Produkten är underhållsfri, kontrollera produktens skick före nästa användning*
- *Förvara enheten mellan -4°F till +86°F (-20 °C till 30 °C)*

## KASSERING

- **Allmänt** – Förhindra infektion genom att rengöra och desinficera produkten före kassering
- **Förpackning** – Kassera förpackningsmaterial via hushållsavfallet enligt nationella föreskrifter
- SchureMed accepterar tillbaka använda eller uttjänta produkter – eller kassera produkten i enlighet med nationella krav

## RENGÖRINGSREKOMMENDATIONER

**Följ nuvarande Association of periOperative Registered Nurses Journal Guidelines för korrekta rengörings- och desinfektionsprocedurer.**



**WARNING!** Följ standarder för blodburna patogener från Arbetsmiljöverket. Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning i form av kläder, handskar, masker och ögonskydd vid rengöring av tillbehör.



**WARNING!** Återanvänd inte enheten vid tydliga tecken på skada eller funktionsproblem. Kontakta tillverkaren före återanvändning.

## SE UPP

**Läs/följ noggrant tillverkarens anvisningar för rengöringsvätskor. Använd INTE rengöringsmedel innehållandes fenoler.**

1. *Avlägsna större kontamineringar från tillbehöret med engångsmaterial. Följ lämpliga procedurer för bortskaffande av biologiskt riskavfall.*
2. *Applicera rikligt med rengöringsvätska på hela tillbehöret och torka av med en ren, luddfri trasa tills all fukt och rengöringsvätska har avlägsnats från tillbehöret*
3. *Låt tillbehöret torka*

## ANVÄNDARMEDELANDE












Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med produkten bör rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

**UDI** Basic UDI-DI: 081005737F0005KP

## eIFU språkversioner

För att ladda ner och skriva ut användarinstruktionerna, gå till <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

## Symbolförklaring

Symbol	Titel	Symbolbeskrivning
	Tillverkare	Anger tillverkaren av den medicinska enheten.
	Auktoriserad representant i EU	Anger den auktoriserade representanten i den europeiska unionen.
	Utgångsdatum	Anger det datum då den medicinska enheten inte längre får användas.
	Satskod	Anger tillverkarens satskod så att satsen eller loten kan identifieras.
	Katalog- eller artikelnummer	Anger tillverkarens katalog- eller artikelnummer så att den medicinska enheten kan identifieras.
	Serienummer	Anger tillverkarens serienummer så att en specifik medicinsk enhet kan identifieras.
	Se upp	För att indikera att försiktighet är nödvändig när man använder enheten eller reglaget nära där symbolen är placerad, eller för att ange att den aktuella situationen kräver operatörens uppmärksamhet eller åtgärd för att undvika oönskade konsekvenser.
	Medicinsk enhet	Anger att enheten är en medicinsk enhet.
	Unikt identifikationsnummer	Anger en streckkod som innehåller unik enhetsidentifiering.
	CE-märkning	Europeisk överensstämmelse.
	Användning på en patient	Anger att enheten ska användas på en enda patient.



### Tillverkare

**SchureMed** (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

**Avgiftsfritt** (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**



### Auktoriserad representant

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Nederländerna