

Bruksanvisning

REF Nissen Straps 800-0055

TILTENKT BRUK

Tiltent bruk er å tjene som et sikkert system for å plassere pasienter i revers Trendelenburg. De tiltente brukerne av denne enheten er medisinske fagpersoner på sykehus og kirurgisentre.

INSTRUKSJONER

Gjør deg kjent med funksjonene av pasientposisjoneringsenheten før bruk på en pasient. Øv alltid på en pleier, lege eller annen egnet frivillig person før du benytter den klinisk.



Feste og oppsett



1. Fest Simple Clamps (solgt separat) på bordets sideskinner. Før monteringsstøtter inn i klemmene og lås på plass
2. Vikle Nissen Straps rundt pasientens ben slik at putene er rettet mot indre lår
3. Fest klips på spennesidene til monteringsstøtteklips. Juster ved å løfte spenner og dra i stropper.

Instruksjoner for fjerning

1. Løsne stropper ved å løfte spenner og fjerne klips
2. Løsne klemmer og fjern Nissen Straps ved å løfte dem ut av klemmene
3. Fjern klemmer fra sideskinner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Enhetens mål (maksimum)

- Lengde: 48" +/- 0,5" (122 cm +/- 1 cm)

- *Bredde: 6" +/- 0,5" (15 cm +/- 1 cm)*
- *Dybde: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm)*
- *Enhetens vekt: 3,5 kg +/- 0,5 kg. (1,5 +/- .22 kg)*

KOMPONENTOVERSIKT

Nissen Straps er et operasjonsbord-tilbehør som festes til siden av et operasjonsbord med en tilbehørsklemme.

Andre nødvendige produkter for bruk:

(2) 800-0228 Simple Clamp (solgt separat)

US: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN

Swiss: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

GENERELL INFORMASJON

- *Produkt er ikke laget med naturlig gummilateks*
- *Enhet støtter 600 lbs. (272 kg) proporsjonal pasientbelastning (6'4" (193 cm) lang pasient i henhold til 99 % menneskekroppsmodell)*
- *Produktgarantien dekker produktet mot produksjonsfeil i en periode på 2 år*
- *Hvis skadet under forsendelse, ring kundeservice på (888) 724-8763 eller + (781) 982-7000 for å få et returnnummer. Kontakt kundeservice dersom du har spørsmål om produktgarantien.*
- *CE-merket medisinsk enhet i henhold til MDR (EU) 2017/745*
- *Produktet er vedlikeholdsfritt, sjekk produktets tilstand før neste gangs bruk*
- *Enheten har en levetid på 5 år ved normal bruk*
- *Enheten oppbevares mellom -4 °F til +86 °F (-20 °C til 30 °C)*
- *Rengjøres med desinfeksjonsmiddel av sykehusgrad*
- *Puter overholder Cal #117*

AVHENDING

- **Generelt-** *Forhindre infeksjon ved å rengjøre og desinfisere produkt før avhending*
- **Emballasje** - *Kast emballasjematerialer i husholdningsavfall i henhold til nasjonale krav*
- *SchureMed tar brukte eller avviklede produkter i retur - eller avhend produktet i henhold til nasjonale krav*



ADVARSLER FOR PRODUKTBRUK

ADVARSEL! *Maksimal last bør ikke overskride hensiktsmessig proporsjon av en pasient som veier 600 lbs. (272 kg). Ved bruk av operasjonsbord med lav maksimal lastekapasitet må det utvises forsiktighet slik at tilbehørsskinner ikke overbelastes.*

**ADVARSEL!**

Fare som følge av feil bruk. Overhold bruksanvisningen for ditt operasjonsbordsystem nøye.

**ADVARSEL!**

Ikke bruk utstyr hvis slitt, skadd eller med manglende deler.



ADVARSEL! *Enheten må ikke gjenbrukes hvis det er klare tegn på skade eller funksjonsproblemer. Snakk med produsent før gjenbruk.*

ANBEFALING FOR RENGJØRING

Følg gjeldende retningslinjer for Association of periOperative Registered Nurses Journal for korrekte rengjørings- og desinfeksjonsprosedyrer.

**ADVARSEL!**

Overhold standarder for blodførte patogener fra Occupational Safety and Health Administration. Bruk anbefalte verneklær, hansker, masker og øyebeskyttelse ved rengjøring av tilbehør.

FORSIKTIG

Les/følg produsentens retningslinjer for rensedmidler nøye. IKKE bruk rengjøringsmidler som inneholder fenoler.

- 1. Fjern større forurensinger fra tilbehør med engangsmaterialer. Følg egnede prosedyrer for avhending av mikrobiologisk farlig avfall.*
- 2. Påfør store mengder rensedmiddel på hele tilbehøret og tork med en ren, lofri klut til all fuktighet og rensedmiddel er fjernet fra tilbehøret*
- 3. La tilbehøret tørke*

BRUKERVARSEL












Enhver alvorlig hendelse som har inntruffet i forhold til enheten bør rapporteres til produsenten og til pågjøldende myndighet i medlemslandet der brukeren og/eller pasienten er etablert.

UDI Grunnleggende UDI-DI: 081001460F0062E6

eIFU språkversjoner

For å laste ned og skrive ut bruksanvisningen, gå til <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

Symbolliste

Symbol	Tittel	Symbolbeskrivelse
	Produsent	Indikerer produsenten av den medisinske enheten
	Autorisert representant i EU	Indikerer autorisert representant i EU.
	Utløpsdato	Indikerer best før-dato, etter denne skal ikke den medisinske enheten brukes.
	Produksjonsnummer	Indikerer produsentens produksjonsnummer for identifisering av parti eller serie.
	Katalog- eller artikkelnummer	Indikerer produsentens katalog- eller artikkelnummer, slik at den medisinske enheten kan identifiseres.
	Serienummer	Indikerer produsentens serienummer for identifisering av en spesifikk medisinsk enhet.
	Forsiktig	For å indikere at forsiktighet er nødvendig ved bruk av enheten eller kontrollen i nærheten av hvor symbolet er plassert, eller for å indikere at den gjeldende situasjonen krever operatørens forståelse eller handling for å unngå uønskede konsekvenser.
	Medisinsk enhet	Indikerer at artikkelen er en medisinsk enhet.
	Unik enhetsidentifikator	Indikerer en strekkode som inneholder unik informasjon av enhetsidentifikator.
	CE-merking	Europeisk samsvar.
	Kun for bruk på en pasient	Indikerer at artikkelen er en medisinsk enhet kun for bruk på en pasient.



Produsent

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratisnummer (888) 724-8763 | **Tlf** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**



Autorisert representant

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Nederland