

Brugsanvisning

REF	Schure Socket XL	800-0134
REF	Schure Socket XL (EU)	800-0134-EU
REF	Schure Socket XL (UK)	800-0134-UK
REF	Schure Socket XL (DEN)	800-0134-DEN
REF	Schure Socket XL (JPN)	800-0134-JPN
REF	Schure Socket XL (SWISS)	800-0134-SWISS

TILSIGTET ANVENDELSE

Tilsigtet anvendelse er at opbevare kirurgisk tilbehør på operationsbordet. De tilsigtede brugere af denne enhed er medicinske fagfolk på hospitaler og kirurgiske centre.

INSTRUKTIONER

Bliv fortrolig med funktionerne til patientpositioneringsenheder inden brug sammen med patienten. Øv altid brugen hos en sygeplejerske, en læge eller en passende frivillig inden klinisk brug.

Passer til alle standard sideskinner på operationsstuen 3/8”B x 1-1 / 8” H (.95 cm x 3 cm). Clark-soklen accepterer alle runde monteringspæle med en diameter på op til 1,6 cm (5/8”) og rektangulære monteringspæle op til 2,5 cm x 0,95 cm (1” x 3/8”).

Fastgørelse af klemme til kirurgisk bord

1. Fastgør Schure Socket XL til kirurgisk bordsideskinne med logo-mærkatsiden opad
2. Placer en rund eller flad stolpe i monteringshullet
3. Drej håndtaget med uret, indtil det er låst for at stramme stolpen

Afmontering af klemme fra kirurgisk bord

1. Drej håndtaget mod uret, indtil stolpen løsnes
2. Fjern stolpen fra soklen
3. Tag af fra skinnen

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Enhedsmaal (maksimum)

- Længde: 4” +/- 0,5” (10 cm +/- 1 cm)
- Bredde: 2,25” +/- 0,5” (6 cm +/- 1 cm)
- Dybde: 2,25” +/- 0,5” (6 cm +/- 1 cm)
- Enhedsvægt: 1,5 +/- 0,5 lbs. (0,68 kg +/- 0,22 kg)
- Fastgøres til kirurgisk bordskinne når som helst på skinnen
- Installation af en person
- Drejelås / frigør håndtag



KOMPONENTOVERSIGT

Schure Socket XL er en kirurgisk bordklemme, der fastgøres til sideskinner på ethvert bord.

Se sideskinnens mål nedenfor:

US: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0134

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0134-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0134-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0134-UK

Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0134-JPN

Schweizisk: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0134-SWISS

GENEREL INFORMATION

- Produkt ikke lavet med naturlig gummilatex
- Enhed understøtter 800 lb. (363 kg) proportional patientbelastning (6'4" (193 cm) høj patient pr. 99% model af menneskekroppen)
- Produktgaranti dækker produkt fra fabrikationsfejl i en periode på 2 år
- Hvis beskadiget ved forsendelse, skal du ringe til kundeservice på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 for at få autorisationsnummer for returmateriale. Kontakt kundeservice for at få problemer med produktgaranti.
- CE-mærket medicinsk udstyr i henhold til MDR (EU) 2017/745
- Produktet er vedligeholdelsesfrit, kontroller produktets tilstand inden næste brug
- Apparats levetid er 5 år ved normal brug
- Opbevar enheden mellem -20 ° C og 30 ° C mellem -4 ° F til + 86 ° F

BORTSKAFFELSE

- **Generelt** - Forebygg infektion ved rengøring og desinficering af produktet inden bortskaffelse
- **Emballage** - Bortskaf emballagemateriale via husholdningsaffald i henhold til nationale krav
- SchureMed accepterer brugte eller pensionerede produkter - eller bortskaffes i overensstemmelse med nationale krav



ADVARSLER OM PRODUKTBRUG

ADVARSEL! Maksimal belastning bør ikke overstige passende andel af en patient, der vejer 800 lb. (363 kg). Vær forsigtig med kirurgiske tabeller med lav maksimal belastningskapacitet, for at skinner i tilbehør ikke er overbelastede. Følg brugsanvisningen til dit kirurgiske bordsystem nøje.



ADVARSEL! Genbrug ikke enheden, hvis der er tydelige tegn på skade eller funktionelle problemer. Kontakt producenten før genbrug.

RENGØRINGSANBEFALING

Følg de nuværende Association of periOperative Registered Nurses Journal Guidelines for ordentlig rengørings- og desinfektionsprocedurer.

FORSIGTIG

Læs / følg producentens anvisninger til rengøring af væsker nøje. Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder phenoler.

1. Fjern større forurenende stoffer fra tilbehør med engangsmaterialer. Følg passende procedurer for bortskaffelse af biofarligt affald.
2. Påfør rengøringsvæske på hele tilbehøret og tør det af med en ren, fnugfri klud, indtil al fugt og rengøringsvæske er fjernet fra tilbehøret.
3. Lad tilbehøret tørre

BRUGERBEMÆRKNING












Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og / eller patienten er etableret.

UDI Grundlæggende UDI-DI: 081001460F0010DK

eIFU Sprogversioner

For at downloade og udskrive brugsanvisningen skal du gå til <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

Symbolordliste

Symbol	Titel	Symbolbeskrivelse
	Producent	Angiver producenten af medicinsk udstyr.
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab	Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab.
	Sidste anvendelsesdato	Angiver den dato, hvorefter det medicinske udstyr ikke må bruges.
	Batchkode	Angiver producentens batchkode, så batchen eller partiet kan identificeres.
	Katalog- eller varenummer	Angiver producentens katalog- eller varenummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.
	Serienummer	Angiver producentens serienummer, så et specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
	Forsigtig	For at indikere, at forsigtighed er nødvendig ved betjening af udstyret eller kontrollen tæt på, hvor symbolet er placeret, eller for at indikere, at den aktuelle situation kræver operatøropmærksomhed eller operatørhandling for at undgå uønskede konsekvenser.
	Medicinsk udstyr	Angiver, at varen er et medicinsk udstyr.
	Unikt enheds-id	Angiver en stregkode, som indeholder unikke enheds-id-oplysninger.
	CE-mærkning	Europæisk overensstemmelse.
	Må kun bruges til én enkelt patient	Angiver, at varen er et medicinsk udstyr til brug på én enkelt patient.



Producent

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratis (888) 724-8763 | Tlf.: (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com



Autoriseret repræsentant

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Holland