

## Brugsanvisning

**REF** Universal Prepper 800-0161

*Udskiftningspude*

Universal Prepper Pad 508-0159

### TILSIGTET ANVENDELSE

Tilsligtet anvendelse er at holde øvre eller nedre ekstremiteter sikkert og effektivt med sit unikke design, der muliggør uendelig placering af ekstremiteter under prepping-proceduren. De tilsligtede brugere af denne enhed er medicinske fagfolk på hospitaler og kirurgiske centre.

### INSTRUKTIONER

Bliv fortrolig med funktionerne til patientpositioneringsenheder inden brug sammen med patienten. Øv altid hos en sygeplejerske, en læge eller en passende frivillig inden klinisk brug.

### Fastgørelse af universalpræparat til kirurgisk bord

1. Fastgør Schure-sokkel XL P / N 800-0134 (sælges separat) på sideskinnen
2. Indsæt monteringsstolpen i soklen - låst tæt
3. Lås hestekoholder op, og flyt til ønsket position, drej håndtaget for at låse

### Afmontering af Universal Prepper fra det kirurgiske bord

1. Drej håndtaget mod uret for at løsne og fjerne det

### GENERELLE SPECIFIKATIONER

*Enhedsmaal (maksimum)*

- Længde: 36.5" +/- 0.5" (93 cm +/- 1 cm)
- Bredde: 11" +/- 0.5" (28 cm +/- 1 cm)
- Dybde: 10" +/- 0.5" (25 cm +/- 1 cm)
- Enhedsvægt: 5 +/- 0.5 lbs. (2 +/- 0,22 kg)
- 5/8" (1,6 cm) diameter monteringsstolpe indsættes i soklen
- Installation af en person
- Drejelås / frigør håndtag

### KOMPONENTOVERSIGT

UNIVERSAL PREPPER er et kirurgisk bordtilbehør, der holder øvre eller nedre ekstremiteter sikkert og effektivt. Unikt drejeligt design giver mulighed for uendelig positionering af ekstremiteter.

**Udskiftningspude:** Universal Prepper Pad 508-0159



*Andet krævet produkt til brug:*

**800-0134 Schure Socket XL** (sælges separat)

**US:** 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0134

**Denyer:** 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0134-DEN

**Europa:** 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0134-EU

**Eschmann (UK):** 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0134-UK

**Japan:** 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0134-JPN

**Schweizisk:** 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0134-SWISS

## GENEREL INFORMATION

- Produkt ikke lavet med naturlig gummilatex
- Enhed understøtter 500 lb. (227 kg) proportional patientbelastning (6'4" (193 cm) patient pr. 99% menneskelig kropsmode)
- Produktgaranti dækker produkt fra fabrikationsfejl i en periode på 2 år
- Hvis beskadiget ved forsendelse, skal du ringe til kundeservice på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 for at få autorisationsnummer for returmateriale. Kontakt kundeservice for at få problemer med produktgaranti.
- CE-mærket medicinsk udstyr i henhold til MDR (EU) 2017/745
- Produktet er vedligeholdelsesfrit, kontroller produktets tilstand inden næste brug
- Apparats levetid er 5 år ved normal brug
- Opbevar enheden mellem -4°F til +86°F (-20°C til 30°C)

## BORTSKAFFELSE

- **Generelt** - Forebygg infektion ved rengøring og desinficering af produktet inden bortskaffelse
- **Emballage** - Bortskaf emballagemateriale via husholdningsaffald i henhold til nationale krav
- SchureMed accepterer brugte eller pensionerede produkter - eller bortskaffes i overensstemmelse med nationale krav



### ADVARSLER OM PRODUKTBRUG

**ADVARSEL!** Maksimal belastning bør ikke overstige passende andel af en patient, der vejer 500 lb. (227 kg). Vær forsigtig med kirurgiske tabeller med lav maksimal belastningskapacitet, for at skinner i tilbehør ikke er overbelastede.



**ADVARSEL!** Fare som følge af forkert brug. Følg brugsanvisningen nøje med dit operativsystem.



**ADVARSEL!** Kirurgiske belastningskapaciteter kan være mindre. Overbelast aldrig et operationsbord. Enheden er kun beregnet til montering på sideskinnen på kirurgisk bord.



**ADVARSEL!** Genbrug ikke enheden, hvis der er tydelige tegn på skade eller funktionelle problemer. Kontakt producenten før genbrug.

## RENGØRINGSANBEFALING

*Følg de nuværende Association of periOperative Registered Nurses Journal Guidelines for ordentlig rengørings- og desinfektionsprocedurer.*



### ADVARSEL!

Overhold standarder for blodbårne patogener fra Occupational Safety and Health Administration. Brug anbefalet beskyttelsestøj, handsker, masker og øjenbeskyttelse til at rengøre tilbehør.

### FORSIGTIG

Læs / følg producentens anvisninger til rengøring af væsker nøje. Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder phenoler.

1. Fjern større forurenende stoffer fra tilbehør med engangsmaterialer. Følg passende procedurer for bortskaffelse af biofarligt affald.
2. Påfør rengøringsvæske på hele tilbehøret og tør det af med en ren, fnugfri klud, indtil al fugt og rengøringsvæske er fjernet fra tilbehøret.
3. Lad tilbehøret tørre

### BRUGERBEMÆRKNING

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og / eller patienten er etableret.

**UDI** Grundlæggende UDI-DI: 081001460F0002DL

### eIFU Sprogversioner

For at downloade og udskrive brugsanvisningen skal du gå til <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

### Symbolordliste

Symbol	Titel	Symbolbeskrivelse
	Producent	Angiver producenten af medicinsk udstyr.
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab	Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesskab.
	Sidste anvendelsesdato	Angiver den dato, hvorefter det medicinske udstyr ikke må bruges.
	Batchkode	Angiver producentens batchkode, så batchen eller partiet kan identificeres.
	Katalog- eller varenummer	Angiver producentens katalog- eller varenummer, så det medicinske udstyr kan identificeres.
	Serienummer	Angiver producentens serienummer, så et specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
	Forsigtig	For at indikere, at forsigtighed er nødvendig ved betjening af udstyret eller kontrollen tæt på, hvor symbolet er placeret, eller for at indikere, at den aktuelle situation kræver operatøropmærksomhed eller operatørhandling for at undgå uønskede konsekvenser.
	Medicinsk udstyr	Angiver, at varen er et medicinsk udstyr.
	Unikt enheds-id	Angiver en stregkode, som indeholder unikke enheds-id-oplysninger.
	CE-mærkning	Europæisk overensstemmelse.
	Må kun bruges til én enkelt patient	Angiver, at varen er et medicinsk udstyr til brug på én enkelt patient.



**Producent**

**SchureMed** (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

**Gratis** (888) 724-8763 | **Tlf.:** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**



**Autoriseret repræsentant**

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Haag, Holland