

Kullanım Talimatları

REF Universal Prepper 800-0161

Değiştirme Padi

Universal Prepper Pad 508-0159

KULLANIM AMACI

Kullanım amacı, hazırlık prosedürü sırasında ekstremitenin sonsuz şekilde pozisyonlanmasına olanak tanıyan özgün tasarım ile üst veya alt ekstremiteleri güvenli ve etkili bir biçimde tutmaktır. Bu cihazın hedef kullanıcıları, hastanelerde ve ameliyat merkezlerinde çalışan tıp uzmanlarıdır.



TALİMATLAR

Hasta ile kullanımdan önce, hasta pozisyonlama cihazının özelliklerini öğrenin. Klinik olarak kullanımdan önce her zaman bir hemşire, doktor veya uygun gönüllü üzerinde uygulama gerçekleştirin.

Universal Prepper Cihazının Ameliyat Masasına Takılması

1. Schure Socket XL P/N 800-0134 (ayrı satılır) cihazını yan raya takın
2. Montaj direğini yuvaya yerleştirin ve sıkıca kilitleyin
3. Nal şeklindeki kazağın kilidini açın ve istenen pozisyona getirin, kilitlemek için kolu çevirin

Universal Prepper Cihazının Ameliyat Masasından Çıkarılması

1. Gevşetmek ve çıkarmak için kolu saat yönü tersine çevirin

GENEL TANIMLAMALAR

Cihaz Ebatları (maksimum)

- Uzunluk: 36,5" +/- 0,5" (93 cm +/- 1 cm)
- Genişlik: 11" +/- 0,5" (28 cm +/- 1 cm)
- Derinlik: 10" +/- 0,5" (25 cm +/- 1 cm)
- Cihaz Ağırlığı: 5 +/- 0,5 lbs. (2 +/- ,22 kg)
- Yuvaya 5/8" (1,6 cm) çaplı montaj direği ek parçası
- Tek kişilik kurulum
- Dönme kilidi/Açma Kolu

BİLEŞEN GENEL BAKIŞI

UNIVERSAL PREPPER, üst veya alt ekstremiteleri güvenli ve etkili bir biçimde tutan bir ameliyat masası aksesuarıdır. Özgün döner tasarım, ekstremitelerin sonsuz şekilde pozisyonlanmasına olanak tanır.

Değiştirme Padi: Universal Prepper Pad 508-0159

Kullanım için diğer gerekli ürün:
800-0134 Schure Socket XL (ayrı satılır)

US: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0134
Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0134-DEN
Europe: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0134-EU
Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0134-UK
Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0134-JPN
Swiss: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0134-SWISS

GENEL BİLGİLER

- *Ürün, Doğal Kauçuk Lateksten üretilmemiştir*
- *Cihaz, 500 lb. (227 kg) orantılı hasta yükünü destekler (%99 insan vücudu modeli için 6'4" (193 cm) boyunda hasta)*
- *Ürün garantisi, 2 yıllık üretim hatalarından kaynaklanan ürünleri kapsar*
- *Nakliyede hasar görmesi durumunda, İade Materyal Yetkilendirme numarası almak için Müşteri Hizmetlerini (888) 724-8763 veya (781) 982-7000 numaralarından arayın. Ürün garanti sorunları için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.*
- *MDR (EU) 2017/745 uyarınca CE işaretli tıbbi cihaz*
- *Ürün bakım gerektirmez, bir sonraki kullanımdan önce ürün durumunu kontrol edin*
- *Cihaz ömrü normal kullanımda 5 yıldır*
- *Cihazı, -4°F ila +86°F (-20°C ila 30°C) arasında depolayın*

BERTARAF ETME

- *Genel - Bertaraf işleminden önce ürünü temizleyerek ve dezenfekte ederek enfeksiyonu önleyin*
- *Ambalaj - Ambalaj malzemesini ulusal gerekliliklere göre evsel atıklar ile bertaraf edin*
- *SchureMed, kullanılmış veya kullanımdan kaldırılmış ürünleri geri kabul eder veya ulusal gerekliliklere göre bertaraf eder*



ÜRÜN KULLANIMI UYARILARI

UYARI! *Maksimum yük, 500 lbs. (227 kg) ağırlığında olan bir hastanın uygun oranını aşmamalıdır . Aksesuar raylarının aşırı yüklenmediği düşük maksimum yük kapasiteli ameliyat masalarında dikkatle kullanın.*



UYARI! *Bariz hasar ibareleri veya işlevsel sorunlar varsa cihazı tekrar kullanmayın. Yeniden kullanmadan önce üreticiye danışın.*



UYARI! *Hatalı kullanımdan kaynaklanan tehlikeler. Ameliyat Masası sisteminizde Kullanım Talimatlarına kesin bir biçimde uyun.*



UYARI! *Ameliyat masası yük kapasiteleri daha az olabilir. Bir ameliyat masasını asla aşırı yüklemeyin. Cihaz, yalnızca ameliyat masasının yan rayına takılmak için tasarlanmıştır.*

TEMİZLİK ÖNERİLERİ

Uygun temizlik ve dezenfeksiyon prosedürleri için geçerli perioperatif Diplomalı Hemşireler Birliği Yönergelerini izleyin.



UYARI!

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresinden kan yolu ile bulaşan patojenler için standartlara uyun. Aksesuarı temizlemek için önerilen koruyucu giysiler, eldivenler, maskeler ve göz korumalarını kullanın.

DİKKAT

Temizleme sıvıları için üreticinin talimatlarını tam anlamıyla okuyun/uygulayın. Fenolik içeren temizleyici KULLANMAYIN.

- 1. Aksesuardan büyük kirletici maddeleri tek kullanımlık malzemeler ile kaldırın. Uygun biyolojik atık bertaraf etme prosedürlerini izleyin.*
- 2. Temizleme sıvısını tüm aksesuara bol miktarda uygulayın ve aksesuardan tüm nem ve temizleme sıvısı kaldırılana kadar temiz, tükü bırakmayan bir bez ile silin*
- 3. Aksesuarı kurumaya bırakın*

KULLANICI BİLDİRİMİ

Cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üreticiye ve kullanıcının ve / veya hastanın yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili otoritesine bildirilmelidir.

UDI Temel UDI-DI: 081001460F0002DL

eIFU Dil Sürümleri

Kullanım Talimatlarını indirmek için lütfen <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu> adresine gidin.

Sembol Sözlüğü

Sembol	Başlık	Sembol Açıklaması
	Üretici	Tıbbi cihaz üreticisini belirtir.
	Avrupa Topluluğu'ndaki Yetkili Temsilci	Avrupa topluluğundaki yetkili temsilciyi belirtir.
	Son Kullanma Tarihi	Tıbbi cihazın kullanılması gereken son tarihi belirtir.
	Parti Kodu	Parti veya grubun tanımlanabilmesi için üreticinin parti kodunu belirtir.
	Katalog veya Kalem Numarası	Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin katalog veya kalem numarasını belirtir.
	Seri Numarası	Belirli bir tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin seri numarasını belirtir.
	Dikkat	Cihazı veya kontrolü sembolün yerleştirildiği yere yakın bir yerde çalıştırırken dikkatli olunması gerektiğini belirtmek veya istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için mevcut durumun operatör farkındalığı veya operatör eylemi gerektirdiğini belirtir.
	Tıbbi Cihaz	Ürünün bir tıbbi cihaz olduğunu belirtir.
	Eşsiz Cihaz Tanımlayıcı	Eşsiz cihaz tanımlayıcı bilgisi içeren bir barkodu belirtir.
	CE İşareti	Avrupa Uygunluğu.
	Tek Hastada Kullanım	Ürünün tek bir hastada kullanılan bir cihaz olduğunu belirtir.



Üretici

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 ABD

Ücretsiz (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**



Yetkili Temsilci

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Hollanda