

使用说明

REF Premium Head & Chin Straps 800-0369

预期用途

用于在手术过程中固定患者头部。本器械的预期使用者为医院和手术中心的医务人员。

说明

在为患者使用前，请熟悉患者定位器械的功能。在临床使用前，请务必在护士、医生或合适的志愿者身上练习使用。



1. 将患者置于手术台/Shoulder Chair 上，使其呈仰卧位
2. 为患者插管后，托住患者的头和颈部，将 Shoulder Chair 抬起，使患者呈半坐卧姿势
3. 松开球形接头，将头部定位器戴至患者头部，并根据患者头部大小进行调整。确保患者的耳朵未被遮住，再拧紧球形接头
4. 将头部定位器挡板固定在患者头部旁，并将前额绑带放置在前额（如图所示）。牢牢固定，避免遮住患者的眉毛。
5. 将 Center Chin Strap 包裹住下颚，并将绑带的一侧固定在头部定位器上。确保头部位置正确后，将绑带的另一端固定在头部定位器的另一侧。



注意：头部应牢固定位。如果定位不牢固，请稍微拉紧绑带。

组件概述

Premium Head and Chin Straps 用于在手术过程中牢牢固定患者头部。

一般规格

器械尺寸 (最大)

- 长度：21 英寸 +/- 0.5 英寸 (53 厘米 +/- 1 厘米) (头部)
- 长度：22 英寸 +/- 0.5 英寸 (56 厘米 +/- 1 厘米) (下颚)
- 宽度：2 英寸 +/- 0.5 英寸 (5 厘米 +/- 1 厘米) (头部和下颚)
- 器械重量：0.066 磅 +/- 0.02 磅 (0.03 千克 +/- 0.009 千克)
- 可固定在 SchureMed Shoulder Chair 的头部部分
- 单人安装使用

一般信息

- 非天然橡胶乳胶产品
- 如果产品在运输过程中受损，请致电客户服务部：(888) 724-8763 或 (781) 982-7000，获得退货材料授权号码。有关产品保修问题，请联系客户服务部。
- 根据 MDR (EU) 2017/745，获得 CE 认证的医疗器械
- 器械储存温度：-4°F 至 +86°F (-20°C 至 30°C)



单一患者使用 - 请在每次使用后丢弃

使用者须知

与器械有关的任何严重事件都应报告至制造商和使用者和/或患者所在成员国的主管部门。

UDI (基本 UDI-DI : 081001460F0012DP)

电子使用说明书 (eIFU) 语言版本

如需下载和打印本使用说明书，请前往 <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>。

符号词汇表

符号	名称	符号描述
	制造商	指医疗器械制造商。
	欧盟授权代表	指欧盟的授权代表。
	有效期	指在此日期后建议不使用该医疗器械。
	批次代码	指制造商的批次代码，用于识别批次或批量。
	目录或产品编号	指制造商的目录或产品编号，用于识别医疗器械。
	序列号	指制造商的序列号，用于识别特定的医疗器械。
	注意	指在靠近该符号的地方操作器械或控制时，必须小心谨慎，或表示当前情况需要操作人员加强意识或采取行动，以免产生不良后果。
	医疗器械	指该产品是医疗器械。
	医疗器械唯一标识	指一种条形码，它包含唯一的器械识别信息。
	CE 标识	符合欧盟要求。
	单一患者使用	指该产品为单一患者使用的医疗器械。



制造商

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

免费电话 (888) 724-8763 | 电话 (781) 982-7000 | 传真 (781) 982-7001 | orders@schuremed.com



EC REP 授权代表

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague, The Netherlands