

Käyttöohje

REF Premium Head & Chin Straps 800-0369

KÄYTTÖTARKOITUS

Tarkoitettu potilaan pään aloillaan pitämiseen toimenpiteen aikana. Laite on tarkoitettu lääketieteen ammattilaisten käyttöön sairaaloissa ja leikkausklinikoilla.

OHJEET

Tutustu potilaan kohdistuslaitteen ominaisuuksiin ennen sen käyttöä potilaalla. Harjoittele aina laitteen käyttöä sairaanhoitajan, lääkärin tai muun sopivan vapaaehtoisen kanssa ennen kliinistä käyttöä.

1. Aseta potilas leikkauspöydälle tai -tuolille makuuasentoon
2. Kun potilas on intuboitu, pidä potilaan päätä ja niskaa paikoillaan ja nosta tuolin selkänöjää, kunnes potilas on Fowler-asennossa (istuma-asennossa)
3. Löysää palloniveltä – säädä pääteline potilaan pään ympärille, varmista että potilaan korvat eivät jää telineen alle – kiristä pallonivel
4. Pidä päätelineen läppiä potilaan päätä vasten, aseta otsahihna potilaan otsan poikki kuvan osoittamalla tavalla. Kiinnitä tukevasti ja vältä potilaan kulmakarvojen peittämistä.
5. Keskitä leukahihna leuan päälle, kiinnitä hihnan toinen pää päätelineen toiselle sivulle. Varmista että pää on oikeassa asennossa ja kiinnitä hihnan toinen pää telineen vastakkaiselle puolelle.



HUOM. Pää täytyy asettaa tukevasti. Mikäli näin ei ole, kiristä hihnoja varovasti.

LAITTEEN OSAT

Premium Head & Chin Straps -hihnat pitävät potilaan pään tukevasti paikoillaan toimenpiteen aikana.

YLEISET TIEDOT

Laitteen mitat (maksimi)

- Pituus: 21” +/- 0,5” (53 cm +/- 1 cm) (päähihna)
- Pituus: 22” +/- 0,5” (56 cm +/- 1 cm) (leukahihna)
- Leveys: 2” +/- 0,5 (5 cm +/- 1 cm) (sekä pää- että leukahihna)
- Laitteen paino: 0,066 lbs. +/- 0,02 lbs. (0,03 kg +/- 0,009 kg)
- Kiinnitetään SchureMed Shoulder Chairs -tuolin pääosaan
- Yhden henkilön asennettavissa

YLEISIÄ TIETOJA

- Tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumia (lateksi)
- Jos tuote on vaurioitunut kuljetuksen aikana, soita asiakaspalveluun (888) 724-8763 tai (781) 982-7000 ja pyydä materiaalin palautusnumeroa. Takuuseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- CE-merkitty lääkinällinen laite MDR (EU) 2017/745:n mukaisesti
- Säilytyslämpötila -4 °F – +86 °F (-20 °C – +30 °C)



KÄYTETTÄVÄKSI YHDELLÄ POTILAALLA – hävitä käytön jälkeen

HUOMAUTUS KÄYTTÄJÄLLE

Kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista täytyy ilmoittaa valmistajalle sekä käyttäjän/potilaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

UDI Perus-UDI-DI: 081001460F0012DP

eIFU-kieliversiot

Lataa ja tulosta käyttöohje osoitteesta <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

Symboliluettelo

Symboli	Nimi	Symbolin kuvaus
	Valmistaja	Ilmaisee lääkinnällisen laitteen valmistajan.
	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä	Ilmaisee valtuutetun edustajan Euroopan yhteisössä.
	Viimeinen käyttöpäivä	Päivämäärä, jonka jälkeen lääkinnällistä laitetta ei saa käyttää.
	Tuotantoerän koodi	Valmistajan tuotantoeräkoodi, jonka avulla tuotantoerän voi tunnistaa.
	Luettelo- tai tuotenumero	Valmistajan luettelo- tai tuotenumero, jonka avulla lääkinnällisen laitteen voi tunnistaa.
	Sarjanumero	Valmistajan sarjanumero, jonka avulla yksittäisen lääkinnällisen laitteen voi tunnistaa.
	Huomio	Kertoo, että käytettäessä laitetta tai symbolin lähellä olevaa toimintoa täytyy noudattaa varovaisuutta, tai että sen hetkinen käyttötilanne edellyttää käyttäjältä huomiota tai toimenpiteitä ei-toivottujen seurausten välttämiseksi.
	Lääkinällinen laite	Ilmaisee, että esine on lääkinnällinen laite.
	Yksikäsiteinen laitetunniste (Unique Device Identifier, UDI)	Ilmaisee viivakoodin, joka sisältää laitekohtaisia tunnistetietoja.
	CE-merkintä	EU-vaatimukset täyttävä.
	Yhdelle potilaalle	Ilmaisee, että esine on yhden potilaan hoitoon tarkoitettu lääkinnällinen laite.



Valmistaja

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Maksuton nro (888) 724-8763 | **Puh.** (781) 982-7000 | **Faksi** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**



EC REP **Valtuutettu edustaja**

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

IFU-800-0369-FINNISH REV 3.08

Viimeisin päivitys: 2022-01