

## Instrucțiuni de utilizare

**REF** Premium Head & Chin Straps 800-0369

### UTILIZAREA PRECONIZATĂ

Se utilizează pentru susținerea capului pacienților în timpul unei proceduri chirurgicale. Utilizatorii țintă ai acestui dispozitiv sunt reprezentanți de cadrele medicale din spitale și centrele de chirurgie.

### INSTRUCȚIUNI

Familiarizați-vă cu caracteristicile dispozitivului de poziționare a pacienților înainte de a-l utiliza în cazul unui pacient. Exersați întotdeauna modul de utilizare pe o asistentă medicală, un medic sau un voluntar adecvat înainte de utilizarea acestuia în mod clinic.

1. Așezați pacientul pe masa chirurgicală/scaunul ortopedic pentru coloană în poziție de decubit dorsal
2. După ce este intubat pacientul, țineți-i capul/gâtul și ridicați scaunul ortopedic pentru coloană, astfel încât acesta să se afle (să fie așezat) în poziția Fowler
3. Slăbiți articulația sferică - ajustați dispozitivul de poziționare a capului în jurul capului pacientului, asigurându-vă că urechile acestuia rămân descoperite - strângeți articulația sferică
4. Țineți clapele de poziționare a capului pe lângă capul pacientului, plasând cureaua pentru frunte pe frunte, conform indicațiilor. Atașați-o bine și încercați să nu acoperiți sprâncenele pacientului.
5. Centrați Chin Strap pe bărbie și fixați-o pe una din părțile dispozitivului de poziționare a capului. După ce v-ați asigurat de faptul că capul este poziționat corect, fixați celălalt capăt al curelei pe partea opusă a dispozitivului de poziționare a capului.



**NOTĂ:** Capul trebuie să fie bine poziționat. În caz că nu este, strângeți puțin curelele.

### PREZENTAREA GENERALĂ A COMPONENTELOR

Premium Head and Chin Straps menține bine fixat capul pacientului în timpul procedurii chirurgicale.

### SPECIFICAȚII GENERALE

Dimensiunile dispozitivului (maxime)

- Lungime: 21" +/- 0,5" (53 cm +/- 1 cm) (Cap)
- Lungime: 22" +/- 0,5" (56 cm +/- 1 cm) (Bărbie)
- Lățime: 2" +/- 0,5 (5 cm +/- 1 cm) (Atât pentru cap cât și pentru bărbie)
- Greutatea dispozitivului: 0,066 livre +/- 0,02 livre (0,03 kg +/- 0,009 kg)
- Se atașează la secțiunea pentru cap a scaunelor ortopedice pentru coloană SchureMed
- Instalare pentru o singură persoană

## INFORMAȚII GENERALE

- *Produsul nu este fabricat pe bază de latex din cauciuc natural*
- *În cazul în care produsul este deteriorat în timpul transportului, apălați Serviciul Clienți la (888) 724-8763 sau (781) 982-7000 pentru a obține un Număr de autorizare de returnare a materialelor. Pentru problemele legate de garanția produsului, contactați Serviciul Clienți.*
- *Dispozitiv medical marcat CE în conformitate cu MDR (UE) 2017/745*
- *Păstrați dispozitivul între -4°F și +86°F (-20°C și 30°C)*



**UTILIZARE PENTRU UN SINGUR PACIENT-Vă rugăm să aruncați produsul după fiecare utilizare**

## AVIZ PENTRU UTILIZATORI

Orice incident grav care are loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

**UDI** UDI-DI de bază: 081001460F0012DP

## Versiunile lingvistice eIFU

Pentru a descărca și tipări instrucțiunile de utilizare, vă rugăm să accesați <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu>.

## Glosar de simboluri

Simbol	Titlu	Descrierea simbolului
	Producător	Indică producătorul dispozitivului medical.
	Reprezentantul autorizat din Comunitatea Europeană	Indică reprezentantul autorizat din comunitatea europeană.
	Data de expirare	Indică data după care dispozitivul medical nu mai trebuie utilizat.
	Codul de șarjă	Indică codul de șarjă al producătorului, astfel încât să poată fi identificată șarja sau lotul.
	Numărul de catalog sau de articol	Indică numărul de catalog sau de articol al producătorului, astfel încât dispozitivul medical să poată fi identificat.
	Numărul de serie	Indică numărul de serie al producătorului, astfel încât să poată fi identificat un anumit dispozitiv medical.
	Atenție	Indică faptul că trebuie să procedați cu atenție la operarea dispozitivului sau a comenzii în apropierea locului în care este plasat simbolul sau indică faptul că situația actuală necesită vigilența sau intervenția operatorului pentru a evita consecințele nedorite.
	Dispozitiv medical	Indică faptul că articolul este un dispozitiv medical.
	Identificatorul unic al dispozitivului	Indică prezența unui cod de bare care cuprinde informații unice de identificare a dispozitivului.
	Marcaj CE	Conformitate europeană.
	Utilizare pentru un singur pacient	Indică faptul că articolul este un dispozitiv medical destinat utilizării pentru un singur pacient.



### Producător

**SchureMed** (081001460)

Strada Randolph nr. 452, Abington, MA 02351 SUA

Număr gratuit (888) 724-8763 | Tel. (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | [orders@schuremed.com](mailto:orders@schuremed.com)



**EC REP** Reprezentant autorizat

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP, Haga, Olanda