

Istruzioni per l'uso

- REF** Simple Clamp 800-0228
- REF** Simple Clamp (EU) 800-0228-EU
- REF** Simple Clamp (UK) 800-0228-UK
- REF** Simple Clamp (DEN) 800-0228-DEN
- REF** Simple Clamp (JPN) 800-0228-JPN
- REF** Simple Clamp (SWISS) 800-0228-SWISS

USO PREVISTO

L'uso previsto è quello di sostenere gli accessori chirurgici con pali a montaggio piano pari a 1" x 3/8" (2.5 cm x .95 cm) in verticale in qualsiasi punto del binario laterale del tavolo o lame di montaggio orizzontale pari a 1" x 1/4" (2.5 cm x .64 cm). Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.



ISTRUZIONI

Acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Fare sempre pratica con un infermiere, un medico o un volontario appropriato prima dell'uso clinico.

Attacco al binario laterale

1. Attaccare i morsetti semplici ai binari laterali del tavolo
2. Posizionare la barra o l'accessorio piatto all'interno della cavità per il montaggio
3. Fissare il morsetto ruotando la maniglia in senso orario per bloccare in posizione

Scollegamento dal binario laterale

1. Sbloccare il morsetto ruotando la maniglia in senso antiorario e rimuovere la barra di montaggio
2. Sollevare i morsetti semplici dai binari laterali del tavolo

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (massime)

- Lunghezza: 3" +/- 0,5" (8 cm +/- 1 cm)
- Larghezza: 1,75" +/- 0,5" (4 cm +/- 1 cm)
- Spessore: 1,375" +/- 0,5" (4 cm +/- 1 cm)
- Peso del dispositivo: 1 +/- 0,5 libbre (0,45 kg +/- 0,22 kg)
- Si collega al binario del tavolo operatorio in qualsiasi punto
- Installabile da una sola persona
- Sostiene accessori con pali di montaggio piatto 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm)

PANORAMICA DEI COMPONENTI

Il Morsetto semplice è un morsetto per tavolo operatorio che si collega a qualsiasi binario. Serve a sostenere gli accessori chirurgici sul tavolo operatorio.

Vedere le dimensioni dei binari laterali di seguito:

USA: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

Giappone: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN

Svizzera: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale
- Il dispositivo supporta 720 libbre kg (327 kg) di carico proporzionale del paziente (paziente alto 193 cm (6'4") per modello di corpo umano al 99%)
- La garanzia del prodotto lo copre dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni
- Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o +1 (781) 982-7000 per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti la garanzia del prodotto, contattare il Servizio Clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione; controllare le condizioni del prodotto prima del successivo utilizzo
- La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale
- Conservare il dispositivo a una temperatura da -4°F a +86°F (da -20 °C a 30 °C)