

Gebrauchsanweisung

REF Candy Cane Halteschlaufen 800-0012

Ersatzteil

Candy Cane Halteschlaufen Ers. Riemen 790-0006

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist das Halten der Beine des Patienten während kurzer oder langer gynäkologischer, urologischer oder laparoskopischer Eingriffe. Die Zielgruppe für dieses Gerät sind medizinische Fachkräfte in Krankenhäusern und Operationszentren.



ANLEITUNGEN

Machen Sie sich mit den Funktionen des Patientenlagerungsgeräts vertraut, bevor Sie es an einem Patienten verwenden. Üben Sie die Anwendung immer an einer Krankenschwester, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie es klinisch einsetzen.

Befestigen der Halteschlaufen am Operationstisch

1. Befestigen Sie die Halterung für den Candy Cane Halteschlaufe in der Schure Socket XL P/N 800-0134 (separat erhältlich) und drehen Sie den Griff der Schure Socket XL im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.
2. Führen Sie das Bein des Patienten in die Halteschlaufe

Einstellen der Halteschlaufe

1. Die Candy Cane Halteschlaufen aus Edelstahl sind vertikal verstellbar von 28" bis 44" (71 cm bis 112 cm) mit einem Beinabstand von 8" (20 cm). Lösen Sie den Griff, um ihn in die gewünschte Position zu bringen.
2. Verriegelung der Höhe der Halteschlaufen durch Drehen des ergonomischen Griffs

Halteschlaufen vom Tisch abnehmen

1. Drehen Sie den Griff des Schure Socket XL gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen und den Bügel vom Socket zu entfernen

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Geräteabmessungen (Maximum)

- Länge: 12,35" +/- 0,5" (31,4 cm +/- 1 cm)
- Breite: 1,25" +/- 0,5" (3,2 cm +/- 1 cm)
- Tiefe/Höhe: 36,1" +/- 0,5" (91,7 cm +/- 1 cm)
- Gerätegewicht pro Halteschlaufe: 4,4 +/- 0,5 Pfund. (2 +/- 0,22 kg)
- Wird an den Seitenschiene eines Operationstisches befestigt

- *Ein-Personen-Installation*
- *Halteschleufe mit 5/8" (1,6 cm) Befestigungspfosten, der mit Schure Socket XL P/N 800-0134 (separat erhältlich) befestigt wird*
- *Knöchelriemen: 18"L x 2"B (46 cm +/- 5 cm)*
- *Ersatz-Knöchelriemen P/N 790-0006 (separat als Einzelstück erhältlich)*

KOMPONENTENÜBERSICHT

Die Candy Cane Halteschlaufen sind ein Zubehör für den Operationstisch, das die Positionierung der Beine bei gynäkologischen, urologischen oder laparoskopischen Eingriffen erleichtert.

Ersatzteil

790-0006 Candy Cane Halteschlaufen-Riemen

Andere für die Verwendung erforderliche Produkte: 800-0134 Schure Socket XL, 2 Stück (separat erhältlich)

US: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0134

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0134-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0134-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0134-UK

Japan: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0134-JPN

Schweiz: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0134-SWISS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- *Produkt nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt*
- *Das Gerät trägt 159 kg (350 Pfund) anteilige Patientenlast (193 cm (6'4") großer Patient nach 99% menschlichem Körpermodell)*
- *Die Produktgarantie deckt Herstellungsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren ab*
- *Bei Transportschäden rufen Sie den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.*
- *CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745*
- *Das Produkt ist wartungsfrei, überprüfen Sie den Zustand des Produkts vor dem nächsten Gebrauch*
- *Die Lebensdauer des Geräts beträgt 5 Jahre bei normalem Gebrauch*
- *Lagern Sie das Gerät zwischen -4°F und +86°F (-20°C bis 30°C)*

ENTSORGUNG

- **Allgemein** - *Verhindern Sie Infektionen durch Reinigung und Desinfektion des Produkts vor der Entsorgung*
- **Verpackung** - *Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial über den Hausmüll gemäß den nationalen Vorschriften*
- **SchureMed** nimmt gebrauchte oder ausgemusterte Produkte zurück - oder entsorgt das Produkt gemäß den nationalen Anforderungen



WARNHINWEISE ZUR PRODUKTVERWENDUNG

WARNUNG!

Die maximale Belastung sollte den angemessenen Anteil eines Patienten mit einem Gewicht von 350 Pfund nicht überschreiten (159 kg). Achten Sie bei OP-Tischen mit niedriger maximaler Tragfähigkeit darauf, dass die Zubehörschienen nicht überlastet werden.

WARNUNG!



Gefahr bei unsachgemäßer Verwendung. Halten Sie sich strikt an die Gebrauchsanweisung für Ihr Operationstischsystem.



***WARNUNG!** Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.*



WARNUNG!

Die Tragfähigkeit des Operationstisches kann geringer sein. Überladen Sie niemals einen Operationstisch. Das Gerät ist nur für die Montage an der Seite der Schiene des Operationstisches vorgesehen.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Befolgen Sie die aktuellen Richtlinien der Association of periOperative Registered Nurses Journal für ordnungsgemäße Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.



WARNUNG!

Halten Sie die Standards für durch Blut übertragbare Krankheitserreger der Occupational Safety and Health Administration ein. Verwenden Sie zur Reinigung des Zubehörs die empfohlene Schutzkleidung, Handschuhe, Masken und Augenschutz.

VORSICHT

Lesen und befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Herstellers für Reinigungsflüssigkeiten. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die Phenole enthalten.

- 1. Entfernen Sie größere Verunreinigungen aus dem Zubehör mit Einwegmaterialien. Befolgen Sie die entsprechenden Verfahren zur Entsorgung von Bioabfall.*
- 2. Tragen Sie die Reinigungsflüssigkeit großzügig auf das gesamte Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselreifen Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsflüssigkeit vom Zubehör entfernt ist*
- 3. Zubehör trocknen lassen*

BENUTZERHINWEIS

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem

Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

eIFU Sprachversionen

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie bitte zu www.schuremed.com

Symbol-Glossar

Symbol	Titel
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Bevollmächtigter Vertreter in der EU
	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz
	Importeur
	Seriennummer
	Warnhinweis
	Medizinprodukt
	Unique Device Identifier
	CE-Kennzeichnung



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gebührenfrei (888) 724-8763 | **Ph** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

