

## Istruzioni per l'uso

**REF** Foot Extension, 20 x 10  
800-0036

**REF** Foot Extension, 20 x 10 (EU)  
800-0036-EU

*Tampone di ricambio*

Foot Extension Pad 508-0090



### USO PREVISTO

L'Estensione poggiapiedi può essere montata orizzontalmente come allungamento del tavolo oppure verticalmente quale sostegno poggiapiedi per l'utilizzo in posizione anti-Trendelenburg. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.

### INFORMAZIONI GENERALI

- Il prodotto non contiene lattice di gomma naturale
- Il dispositivo può sostenere un carico paziente proporzionale di 227 kg (500 lb.) (altezza paziente 193 cm (6'4" cm) per modello di corpo umano al 99%)
- La garanzia copre i difetti di fabbricazione del prodotto per un periodo di 2 anni
- Per eventuali danni da spedizione, contattare l'Assistenza clienti al numero (888) 724-8763 o (781) 982-7000 per ottenere il numero di Autorizzazione al reso (RMA). Per problemi relativi alla garanzia di prodotto, contattare l'Assistenza clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione; verificare le condizioni del prodotto prima dell'utilizzo successivo
- La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni d'uso normali
- Conservare il dispositivo a temperatura compresa tra -20°C e +30°C (tra -4°F e +86°F)

### ISTRUZIONI

Acquisire dimestichezza con le funzioni del dispositivo di posizionamento paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Prima dell'utilizzo in ambito clinico, fare pratica di utilizzo con un infermiere, un medico o un volontario idoneo.

#### Montaggio dell'estensione poggiapiedi al tavolo operatorio

1. Montare i Morsetti singoli P/N 800-0228 (venduti separatamente) sulle guide laterali
2. Inserire i perni di montaggio nei morsetti singoli su entrambi i lati del tavolo
3. Serrare i morsetti ruotando la maniglia in senso orario

#### Smontaggio dell'estensione poggiapiedi dal tavolo operatorio

1. Ruotare la maniglia del morsetto singolo in senso antiorario per sbloccare l'estensione poggiapiedi
2. Sollevare l'estensione poggiapiedi dal tavolo operatorio e riporla in modo adeguato

## SPECIFICHE GENERALI

*Dimensioni del dispositivo (massime)*

- *Lunghezza: 25 cm +/- 1 cm (10" +/- 0,5")*
- *Larghezza: 51 cm +/- 1 cm (20" +/- 0,5")*
- *Profondità: 10 cm +/- 1 cm (3,75" +/- 0,5")*
- *Peso del dispositivo: 2,4 kg +/- 0,22 kg (5,25 lbs. +/- 0,5 lbs.)*
- *Si monta sulla guida del tavolo operatorio nella sezione dei piedi*
- *L'installazione richiede una sola persona*

## PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

L'Estensione poggipiedi è utilizzata quale allungamento del tavolo operatorio oppure come sostegno per i piedi. Per il corretto utilizzo dell'estensione poggipiedi è richiesto un Morsetto singolo (venduto separatamente).

*Di seguito sono riportate le dimensioni della guida:*

**USA:** 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) P/N 800-0228

**Denyer:** 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) P/N 800-0228-DEN

**Europa:** 10 mm x 25 mm (0,394" x 0,984") P/N 800-0228-EU

**Eschmann (Regno Unito):** 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) P/N 800-0228-UK

**Giappone:** 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) P/N 800-0228-JPN

**Svizzera:** 10 mm x 30 mm (0,394" x 1,181") P/N 800-0228-SWISS

**Tampone di ricambio:** Foot Extension Pad 508-0090

## SMALTIMENTO

- **Generale:** per prevenire infezioni, pulire e disinfettare il dispositivo prima dello smaltimento
- **Imballo:** smaltire il materiale dell'imballo nei rifiuti domestici secondo le direttive nazionali
- SchureMed accetta il reso dei prodotti dismessi; diversamente smaltire il prodotto in conformità alle disposizioni nazionali



## AVVERTENZE PER L'USO DEL PRODOTTO

### ATTENZIONE!

*Il carico massimo non deve superare la proporzione adeguata relativa a un paziente di 227 kg (500 lbs.) di peso. Prestare attenzione a non sovraccaricare le guide per accessori nel rispetto delle capacità di carico minimo-massimo dei tavoli operatori.*



**AVVERTENZA!** *Non riutilizzare il dispositivo se ci sono evidenti segni di danni o problemi funzionali. Consultare il produttore prima del riutilizzo.*



### ATTENZIONE!

*L'utilizzo non appropriato del dispositivo può esporre a dei rischi. Seguire attentamente le Istruzioni per l'uso del proprio tavolo operatorio.*

## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

*Per le corrette procedure di pulizia e disinfezione, consultare le linee guida dell'Association of periOperative Registered Nurses.*



### **ATTENZIONE!**

Rispettare gli standard relativi ai patogeni a trasmissione ematica indicati dall'Amministrazione per la salute e la sicurezza professionale. Durante la pulizia degli accessori, indossare abbigliamento, guanti, maschere e occhiali protettivi.

### **AVVERTENZA**

**Seguire attentamente le istruzioni del produttore in merito ai liquidi per la pulizia. NON utilizzare detergenti a base fenolica.**

1. Utilizzare materiali usa e getta per la rimozione dei principali contaminanti dagli accessori. Osservare le adeguate procedure di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.
2. Applicare il liquido detergente sull'intero accessorio e pulire con un panno pulito che non lascia pelucchi fino alla completa rimozione del liquido/umidità
3. Lasciare asciugare l'accessorio all'aria

### **AVVISO PER L'UTENTE**

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utilizzatore e / o il paziente.

### **Versioni lingue eIFU**

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, andare su [www.schuremed.com](http://www.schuremed.com)

### **Glossario dei simboli**

Simbolo	Nome
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Numero di serie
	Avvertenza
	Dispositivo medico
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marcatura CE



**SchureMed** (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

**Numero gratuito** (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | [orders@schuremed.com](mailto:orders@schuremed.com)

