

Gebrauchsanweisung

REF NISSENGURTE 800-0055

REF BARIATRISCHE NISSENGURTE 800-0118

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck besteht darin, ein sicheres System zur Lagerung von Patienten in umgekehrter Trendelenburg-Lage bereitzustellen. Die vorgesehenen Benutzer dieses Geräts sind medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren.



VORSICHTEN

Machen Sie sich mit den Eigenschaften der Patientenlagerungsvorrichtung vertraut, bevor Sie sie am Patienten anwenden. Üben Sie die Anwendung immer an einer Krankenschwester, einem Arzt oder einem geeigneten Freiwilligen, bevor Sie die Vorrichtung in der Klinik verwenden.

Fixierung und Anbringung



1. Befestigen Sie die einfachen Klammern (separat erhältlich) an den Seitenschienen des Tisches. Führen Sie die Montagepfosten in die Klemmen ein und verriegeln Sie sie sicher.
2. Wickeln Sie die Nissegurte so um die Beine des Patienten, dass die Polster zur Innenseite der Oberschenkel zeigen.
3. Befestigen Sie die Clips an den Seiten der Schnalle an den Clips des Montagepfostens. Stellen Sie sie ein, indem Sie die Schnallen anheben und an den Gurten ziehen.

Hinweise zur Demontage

1. Lösen Sie die Gurte, indem Sie die Schnallen anheben und dann die Clips entfernen.
2. Lösen Sie die Klammern und entfernen Sie die Nissenbänder, indem Sie sie aus den Klammern heben.
3. Entfernen Sie die Klammern von den Seitenschienen.

ALLGEMEINE MERKMALE

Abmessungen des Geräts (maximal)

	800-0055	800-0118
Länge des Bandes	147,3 cm +/- 1 cm (58" +/- 0,5")	189,2 cm +/- 1 cm (74,5" +/- 0,5")
Breite des Bandes	5,1 cm +/- 1 cm (2" +/- 0,5")	5,1 cm +/- 1 cm (2" +/- 0,5")
Länge des Stempels	50,8 cm +/- 1 cm (20" +/- 0,5")	80 cm +/- 1 cm (31,5" +/- 0,5")
Breite des Stempels	12,7 cm +/- 1 cm (5" +/- 0,5")	17,1 cm +/- 1 cm (6,75" +/- 0,5")
Gewicht des Geräts (Einzelnes Nissenband)	0,63 +/- 0,22 kg (1,4 +/- 0,5 lbs.)	1,4 +/- 0,22 kg (3,0 +/- 0,5 lbs.)

KOMPONENTENÜBERSICHT

Nissenbänder sind ein Zubehörteil für OP-Tische, das mithilfe einer Klemme an den Seiten des OP-Tisches befestigt wird.

Andere für die Beschäftigung notwendige Produkte:

(2) **800-0228 Einfache Klammer** (separat verkauft)

USA : 9,5 mm x 28,5 mm PN# 800-0228

Denyer : 6 mm x 38 mm PN# 800-0228-DEN

Europa: 10 mm x 25 mm PN# 800-0228-EU

Eschmann (GB): 6 mm x 32 mm PN# 800-0228-UK

Japan: 9 mm x 32 mm PN# 800-0228-JPN

Schweiz: 10 mm x 30 mm PN# 800-0228-SWISS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Produkt nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.
- Die Produktgarantie deckt das Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren gegen Herstellungsfehler ab.
- Wenn das Produkt beim Transport beschädigt wurde, rufen Sie den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer zu erhalten. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
- CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745
- Das Produkt ist wartungsfrei. Überprüfen Sie den Zustand vor der nächsten Verwendung.
- Die Lebensdauer des Geräts beträgt bei normalem Gebrauch 5 Jahre.
- Bewahren Sie das Gerät zwischen -20°C und 30°C (-4°F und +86°F) auf.
- Mit einem Desinfektionsmittel in Krankenhausqualität reinigen.
- Die Ohrpolster entsprechen der Norm Cal #117.

ENTSORGUNG

- **Allgemeines** - Verhindern Sie Infektionen, indem Sie das Produkt vor der Entsorgung reinigen und desinfizieren.
- **Verpackung** - Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den nationalen Anforderungen im Hausmüll.
- SchureMed nimmt gebrauchte oder vom Markt genommene Produkte zurück - oder entsorgt sie gemäß den nationalen Anforderungen.



WARNHINWEISE ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTS



ACHTUNG!

Seien Sie vorsichtig, da es beim Öffnen und Schließen der Gurtschnallen zu Einklemmungen der Haut kommen kann.



ACHTUNG!

Risiko, das sich aus einer unsachgemäßen Verwendung ergibt. Halten Sie sich strikt an die Gebrauchsanweisungen für Ihr OP-Tisch-System.



ACHTUNG!

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es abgenutzt oder beschädigt ist oder wenn Teile fehlen.



ACHTUNG! *Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsproblemen aufweist. Wenden Sie sich an den Hersteller, bevor Sie es wieder verwenden.*

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

Befolgen Sie die aktuellen Richtlinien der Association of Perioperative Registered Nurses Journal für Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.



ACHTUNG!

Beachten Sie die Standards für blutübertragbare Krankheitserreger der Occupational Safety and Health Administration (Behörde für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz). Verwenden Sie beim Reinigen des Zubehörs die empfohlene Schutzkleidung, Handschuhe, Masken und Schutzbrillen.

RAT

Lesen und befolgen Sie genau die Anweisungen des Herstellers für die Reinigungsflüssigkeiten. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel, die phenolische Substanzen enthalten.

- 1. Entfernen Sie die Hauptkontaminanten mithilfe von Einwegmaterial aus dem Zubehör. Befolgen Sie die entsprechenden Verfahren zur Entsorgung von biologisch gefährlichen Abfällen.*
- 2. Tragen Sie großzügig Reinigungsflüssigkeit auf das gesamte Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und die Reinigungsflüssigkeit aus dem Zubehör entfernt sind.*
- 3. Lassen Sie das Zubehör trocknen.*

NUTZERHINWEIS

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

eIFU Sprachversionen

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie bitte auf www.schuremed.com

Glossar der Symbole

Symbol	Titel
	Hersteller
	Datum der Herstellung
	Autorisierter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft
	Autorisierte Vertreterin in der Schweiz
	Importeur
	Seriennummer
	Achtung
	Medizinische Vorrichtung
	Eindeutige Kennung des Geräts
	CE-Kennzeichnung



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gebührenfreie Rufnummer (888) 724-8763 | Telefon (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

