

Istruzioni per l'uso

REF Cinghie di Nissen 800-0055

REF Cinghie di Nissen bariatriche 800-0118

USO PREVISTO

L'uso previsto è quello di fornire un sistema sicuro per il posizionamento dei pazienti in Trendelenburg inverso. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.



ISTRUZIONI

Acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Fare sempre pratica con un infermiere, un medico o un volontario appropriato prima dell'uso clinico.

Fissaggio e configurazione



1. Fissare i Morsetti semplici (venduti separatamente) alle guide laterali del tavolo. Inserire i perni di montaggio nei morsetti e bloccarli saldamente in posizione.
2. Avvolgere le Cinghie di Nissen intorno alle gambe del paziente in modo che le imbottiture siano rivolte verso l'interno delle cosce
3. Fissare le clip sui lati della fibbia alle clip del montante. Regolare sollevando le fibbie e tirando le fasce.

Istruzioni per la rimozione

1. Allentare le cinghie sollevando le fibbie e rimuovere le clip
2. Allentare i morsetti e rimuovere le Cinghie di Nissen sollevandole dai morsetti
3. Rimuovere i morsetti dalle guide laterali

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (max.)

	800-0055	800-0118
Lunghezza cinghia	147,3 cm +/- 1 cm (58" +/- 0,5")	189,2 cm +/- 1 cm (74,5" +/- 0,5")
Larghezza cinghia	5,1 cm +/- 1 cm (2" +/- 0,5")	5,1 cm +/- 1 cm (2" +/- 0,5")
Lunghezza imbottitura	50,8 cm +/- 1 cm (20" +/- 0,5")	80 cm +/- 1 cm (31,5" +/- 0,5")
Larghezza imbottitura	12,7 cm +/- 1 cm (5" +/- 0,5")	17,1 cm +/- 1 cm (6,75" +/- 0,5")
Peso dispositivo (Cinghia di Nissen singola)	0,63 +/- 0,22 kg (1,4 +/- 0,5 lbs.)	1,4 +/- 0,22 kg (3,0 +/- 0,5 lbs.)

PANORAMICA DEI COMPONENTI

Le Cinghie di Nissen sono un accessorio per tavoli operatori che si attacca ai lati di un tavolo operatorio con un morsetto accessorio.

Altri prodotti necessari per l'uso:

(2) **800-0228 Morsetto singolo** (venduto separatamente)

Stati Uniti: 9,5 mm x 28,5 mm NP# 800-0228

Denyer: 6 mm x 38 mm NP# 800-0228-DEN

Europa: 10 mm x 25 mm NP# 800-0228-EU

Eschmann (UK): 6 mm x 32 mm NP# 800-0228-UK

Giappone: 9 mm x 32 mm NP# 800-0228-JPN

Svizzera: 10 mm x 30 mm NP# 800-0228-SWISS

INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale
- La garanzia del prodotto copre il prodotto dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni
- Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o (781) 982-7000 per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti alla garanzia del prodotto, contattare il Servizio Clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione; controllare le condizioni del prodotto prima del successivo utilizzo
- La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale
- Conservare il dispositivo tra -4°F e +86°F (tra -20°C e 30°C)
- Pulire con disinfettante ospedaliero
- Imbottiture conformi a Cal #117

SMALTIMENTO

- **Norme generali** - Prevenire le infezioni pulendo e disinfettando il prodotto prima dello smaltimento
- **Imballaggio** - Smaltire il materiale di imballaggio tra i rifiuti domestici in conformità con i regolamenti nazionali

- SchureMed ritira i prodotti usati o ritirati dal mercato - o smaltisce il prodotto in conformità con i regolamenti nazionali



AVVERTENZE SULL'USO DEL PRODOTTO



AVVERTENZA!

Fare attenzione poiché potrebbe verificarsi pizzicamento della pelle durante l'apertura e la chiusura delle fibbie delle cinghie.



AVVERTENZA!

Pericolo derivante da un uso improprio. Rispettare scrupolosamente le istruzioni per l'uso del sistema del tavolo operatorio.



AVVERTENZA!

Non utilizzare l'attrezzatura se è usurata, danneggiata o se mancano dei pezzi.



AVVERTENZA! *Non riutilizzare il dispositivo se ci sono evidenti segni di danni o problemi funzionali. Consultare il produttore prima del riutilizzo.*

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

Rispettare le linee guida in vigore dell'Association of perioperative Registered Nurses Journal Guidelines per le corrette procedure di pulizia e disinfezione.



AVVERTENZA!

Conformarsi alle norme per i patogeni trasmissibili per via ematica emesse dalla Occupational Safety and Health Administration. Utilizzare indumenti protettivi, guanti, maschere e protezioni per gli occhi raccomandati quando si pulisce l'accessorio.

ATTENZIONE

Leggere e rispettare scrupolosamente le indicazioni del produttore per i liquidi di pulizia. NON usare detergenti contenenti fenoli.

1. Rimuovere i principali contaminanti dall'accessorio con materiali monouso. Rispettare le procedure appropriate di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.
2. Applicare abbondantemente il liquido di pulizia su tutto l'accessorio e strofinare con un panno pulito e privo di pelucchi, fino a rimuovere tutta l'umidità e il liquido di pulizia dall'accessorio
3. Lasciare asciugare l'accessorio

AVVISO PER L'UTENTE

Ogni incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente è stabilito.

Versioni lingue delle Istruzioni per l'uso

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, andare su www.schuremed.com

Glossario dei simboli

Simbolo	Nome
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Numero di serie
	Avvertenza
	Dispositivo medico
	Identificativo unico del dispositivo
	Marchatura CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Numero verde (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001

| orders@schuremed.com

