

Istruzioni per l'uso

REF Patient Restraint strap, 96"L 800-0057

REF Bariatric Restraint straps with pad 800-0119

Accessori (venduti separatamente)

Restraint Strap Mounting Hook 512-0039

USO PREVISTO

L'uso previsto è quello di mantenere stabile la posizione del paziente per diverse procedure chirurgiche sul tavolo della sala operatoria. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.

ISTRUZIONI

Acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Fare sempre pratica con un infermiere, un medico o un volontario appropriato prima dell'uso clinico.



Attacco e configurazione

1. Posizionare il cuscino sull'area addominale del paziente.
2. Posizionare la fascia (o le fasce) sopra il cuscino e assicurarla alle guide del tavolo operatorio avvolgendola attorno alle guide o utilizzando i Mounting hooks (venduti separatamente).
3. Se si utilizzano i Mounting hooks, basterà far passare le fasce attraverso il gancio (o i ganci)
4. Regolare e stringere sollevando le fibbie e tirando saldamente la fascia (o le fasce).

Istruzioni per la rimozione

1. Allentare le fasce sollevando le fibbie e rimuovendo eventuali ganci.

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (massime)

	800-0057	800-0119
<i>Lunghezza fascia</i>	96" +/- 0.5" (243.8 cm +/- 1 cm)	132" +/- 0.5" (333 cm +/- 1 cm)
<i>Larghezza fascia</i>	2" +/- 0.5" (5.1 cm +/- 1 cm)	2" +/- 0.5" (5.1 cm +/- 1 cm)
<i>Lunghezza cuscino</i>	18" +/- 0.5" (46.7 cm +/- 1 cm)	30" +/- 0.5" (76.2 cm +/- 1 cm)
<i>Larghezza cuscino</i>	5" +/- 0.5" (12.7 cm +/- 1 cm)	12" +/- 0.5" (30.5 cm +/- 1 cm)
<i>Peso del dispositivo</i>	1.8 +/- 0.5 lbs. (1 +/- .22 kg)	5.5 +/- 0.5 lbs. (2.5 +/- .22 kg)

PANORAMICA DEI COMPONENTI

Le Restraint Straps sono degli accessori da tavolo operatorio che mantengono stabile la posizione del paziente per diverse procedure chirurgiche sul tavolo della sala operatoria.

Accessori (venduti separatamente)

Restraint Strap Mounting Hook 512-0039

INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale
- La garanzia del prodotto lo copre dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni
- Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o (781) 982-7000 per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti la garanzia del prodotto, contattare il Servizio Clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione; controllare le condizioni del prodotto prima del successivo utilizzo
- La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale
- Conservare il dispositivo a una temperatura da -20°C a 30°C (da -4°F a +86°F)
- Pulire con disinfettante ospedaliero

SMALTIMENTO

- **Norme generali** - Prevenire le infezioni pulendo e disinfettando il prodotto prima dello smaltimento
- **Imballaggio** - Smaltire il materiale di imballaggio tra i rifiuti domestici in conformità con i regolamenti nazionali
- SchureMed ritira i prodotti usati o ritirati dal mercato - o smaltisce il prodotto in conformità con i regolamenti nazionali



AVVERTENZE SULL'USO DEL PRODOTTO

AVVERTENZA!

Pericolo derivante da un uso improprio. Rispettare scrupolosamente le istruzioni per l'uso del sistema del tavolo operatorio.



AVVERTENZA!

Prestare attenzione nel momento in cui si aprono o si chiudono le fibbie delle fasce, poiché possono pizzicare la pelle.



AVVERTENZA!

Non utilizzare l'attrezzatura se è usurata, danneggiata o se mancano dei pezzi.



AVVERTENZA! *Non riutilizzare il dispositivo se ci sono evidenti segni di danni o problemi funzionali. Consultare il produttore prima del riutilizzo.*

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA

Rispettare le linee guida in vigore dell'Association of periOperative Registered Nurses Journal per le corrette procedure di pulizia e disinfezione.



AVVERTENZA!

Conformarsi alle norme per i patogeni trasmissibili per via ematica emesse dalla Occupational Safety and Health Administration. Utilizzare indumenti protettivi, guanti, maschere e protezioni per gli occhi raccomandati quando si pulisce l'accessorio.

ATTENZIONE

Leggere e rispettare scrupolosamente le indicazioni del produttore per i liquidi di pulizia. NON usare detergenti contenenti fenoli.

- 1. Rimuovere i principali contaminanti dall'accessorio con materiali monouso. Rispettare le procedure appropriate di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.*
- 2. Applicare abbondantemente il liquido di pulizia su tutto l'accessorio e strofinare con un panno pulito e privo di lanugine, fino a rimuovere tutta l'umidità e il liquido di pulizia dall'accessorio*
- 3. Lasciare asciugare l'accessorio*

AVVISO PER L'UTENTE

Ogni incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente è stabilito.

Versioni lingue eIFU

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, andare su www.schuremed.com

Glossario dei simboli

Simbolo	Nome
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Numero di serie
	Avvertenza
	Dispositivo medico
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marcatura CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Numero verde (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

