

Mode d'emploi

REF	Schure Socket XL	800-0134
REF	Schure Socket XL (EU)	800-0134-EU
REF	Schure Socket XL (UK)	800-0134-UK
REF	Schure Socket XL (DEN)	800-0134-DEN
REF	Schure Socket XL (JPN)	800-0134-JPN
REF	Schure Socket XL (SWISS)	800-0134-SWISS

UTILISATION PRÉVUE

Le dispositif a été conçu pour fixer des accessoires sur la table d'opération. Les utilisateurs prévus de ce dispositif médical sont des professionnels médicaux au sein d'hôpitaux et de centres chirurgicaux.

INSTRUCTIONS

Familiarisez-vous avec les fonctionnalités du dispositif de positionnement du patient avant de l'utiliser avec un patient. Entraînez-vous toujours avec un infirmier, un médecin ou un volontaire avant de l'utiliser dans un cadre clinique.

S'adapte à tous les rails latéraux de tables de bloc opératoire standard 3/8 po L x 1-1/8 po H (0,95 cm x 3 cm). Les douilles de Clark sont adaptées à toutes les tiges de montage rondes d'un diamètre maximum de 5/8 po (1,6 cm) et à toutes les tiges rectangulaires de dimension maximale 1 po x 3/8 po (2,5 cm x 0,95 cm).

Fixation du clameau à la table d'opération

1. Fixez la douille Schure XL sur le rail latéral de la table d'opération, le côté comportant l'autocollant du logo vers le haut
2. Insérez la tige ronde ou plate dans l'orifice de montage
3. Pour serrer la tige, tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle tienne en place

Retrait du clameau de la table d'opération

1. Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à libération de la tige.
2. Retirez la tige de la douille
3. Retirez du rail

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimensions du dispositif (maximales)

- Longueur : 4 po +/- 0,5 po (10 cm +/- 1 cm)
- Largeur : 2,25 po +/- 0,5 po (6 cm +/- 1 cm)
- Profondeur : 2,25 po +/- 0,5 po (6 cm +/- 1 cm)
- Poids du dispositif : 1,5 +/- 0,5 lb (0,68 kg +/- 0,22 kg)
- Peut être fixé à n'importe quel endroit du rail de la table d'opération
- Installation destinée à une seule personne
- Poignée tournante de serrage/desserrage



PRÉSENTATION DES COMPOSANTS

La douille Schure XL est un clameau pour table d'opération pouvant être fixé sur les rails latéraux de n'importe quelle table.

Voir les dimensions du rail latéral ci-dessous :

ÉTATS-UNIS : 0,374 po x 1,122 po (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0134

Denyer : 0,236 po x 1,496 po (6 mm x 38 mm) PN# 800-0134-DEN

Europe : 0,394 po x 0,984 po (10 mm x 25 mm) PN# 800-0134-EU

Eschmann (Royaume-Uni) : 0,236 po x 1,260 po (6 mm x 32 mm) PN# 800-0134-UK

Japon : 0,354 po x 1,260 po (9 mm x 32 mm) PN# 800-0134-JPN

Suisse : 0,394 po x 1,181 po (10 mm x 30 mm) PN# 800-0134-SWISS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- *Produit ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel.*
- *Le dispositif peut supporter une charge proportionnelle de patient de 800 lb (363 kg) (patient de taille 6 pi 4 po (193 cm) par 99 % du modèle de corps humain)*
- *La garantie couvre le produit contre les défauts de fabrication pour une durée de 2 ans.*
- *S'il a été endommagé lors du transport, appelez le service client au (888) 724-8763 ou au (781) 982-7000 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel. Pour des questions liées à la garantie du produit, contactez le service client.*
- *Dispositif médical marqué CE conformément au MDR (EU) 2017/745*
- *Le produit ne nécessite pas de maintenance, vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation*
- *La durée de vie du dispositif est de 5 ans dans des conditions d'utilisation normales*
- *Conservez le dispositif à des températures comprises entre -4°F et +86°F (de -20°C à 30°C)*

MISE AU REBUT

- **Général** : afin d'éviter les infections, nettoyez et désinfectez le produit avant de le mettre au rebut
- **Emballage** : mettez au rebut les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers conformément aux exigences nationales
- SchureMed accepte de reprendre les produits usagés ou non utilisés. Vous pouvez également mettre le produit au rebut conformément aux exigences nationales



AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DU PRODUIT

AVERTISSEMENT ! La charge maximale ne doit pas excéder la proportion appropriée d'un patient pesant 800 lb (363 kg). Lors de l'utilisation de tables d'opération dont la capacité de charge maximale est basse, faites attention à ce qu'une charge trop importante ne pèse pas sur les rails destinés aux accessoires. Respectez scrupuleusement le mode d'emploi pour votre système de table d'opération.



ATTENTION ! Ne pas réutiliser le dispositif s'il présente des signes évidents d'endommagement ou des problèmes de fonctionnement. Consulter le fabricant avant de réutiliser.

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU NETTOYAGE

Pour mettre en œuvre des procédures de nettoyage et de désinfection adaptées, suivez les directives les plus récentes du « Association of periOperative Registered Nurses Journal ».

ATTENTION

Lisez et respectez scrupuleusement les indications du fabricant pour les produits de nettoyage. N'utilisez PAS de produits de nettoyage contenant des phénoliques.

1. Utilisez des matériaux jetables pour retirer la plus grande partie des agents contaminants. Suivez les procédures appropriées de mise au rebut des déchets présentant des risques biologiques.
2. Appliquez le produit de nettoyage largement sur l'ensemble de l'accessoire et essuyez avec un tissu propre et sans peluches jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'humidité ni de produit de nettoyage sur l'accessoire
3. L'accessoire doit être sec

AVIS UTILISATEUR

Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient est établi.

Choix de langues du mode d'emploi électronique

Pour télécharger et imprimer le mode d'emploi, rendez-vous sur <http://www.schuremed.com>

Glossaire des symboles

Symbole	Titre
	Fabricant
	Date de fabrication
	Représentant agréé dans l'Union européenne
	Représentant agréé en Suisse
	Importateur
	Numéro de série
	Mise en garde
	Dispositif médical
	Identificateur unique du dispositif
	Marquage CE



SchureMed (081001460)

452 Rue Randolph, Abington, MA 02351 États-Unis

Numéro sans frais

(888) 724-8763 | Tél (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

