

Bedienungsanleitung

REF	Schure Socket XL	800-0134
REF	Schure Socket XL (EU)	800-0134-EU
REF	Schure Socket XL (UK)	800-0134-UK
REF	Schure Socket XL (DEN)	800-0134-DEN
REF	Schure Socket XL (JPN)	800-0134-JPN
REF	Schure Socket XL (SWISS)	800-0134-SWISS

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist die Befestigung von chirurgischen Zubehöerteilen am OP-Tisch. Das Gerät ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.

ANLEITUNG

Machen Sie sich vor der Verwendung am Patienten mit den Funktionen des Patientenpositionierungsgeräts vertraut. Üben Sie vor der klinischen Verwendung stets an einer Pflegekraft, einem Arzt oder einem anderen geeigneten Freiwilligen.

Passend zu allen Standard-OP-Tisch-Seitenschienen, 3/8 Zoll B x 1-1/8 Zoll H (0,95 cm x 3 cm). Die Clark-Halterung nimmt runde Montagepfosten mit einem Durchmesser bis 5/8 Zoll (1,6 cm) und rechteckige Montagepfosten von bis zu 1 Zoll x 3/8 Zoll (2,5 cm x 0,95 cm) auf.

Befestigung der Klemme am OP-Tisch

1. Befestigen Sie die Schure Halterung XL mit dem Logo-Aufkleber nach oben an der Seitenschiene des OP-Tischs
2. Führen Sie den runden oder rechteckigen Pfosten in die Montageöffnung ein
3. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um den Pfosten zu arretieren.

Abnehmen der Klemme vom OP-Tisch

1. Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, bis sich der Pfosten löst
2. Nehmen Sie die Halterung vom Pfosten
3. Nehmen Sie die Halterung von der Schiene ab.

ALLGEMEINE ANGABEN

Abmessungen des Geräts (Maximum)

- Länge: 4 Zoll +/- 0,5 Zoll (10 cm +/- 1 cm)
- Breite: 2,25 Zoll +/- 0,5 Zoll (6 cm +/- 1 cm)
- Tiefe: 2,25 Zoll +/- 0,5 Zoll (6 cm +/- 1 cm)
- Gerätegewicht: 1,5 +/- 0,5 Pfund (0,68 kg +/- 0,22 kg)
- Kann an einer beliebigen Stelle entlang der Schiene eines OP-Tischs befestigt werden
- Installation durch eine Person.
- Drehverschluss/Freigabehebel.



ÜBERBLICK ÜBER DIE KOMPONENTEN

Die Schure Halterung XL ist eine OP-Tisch-Klemme, die sich an den Seitenschienen beliebiger OP-Tische befestigen lässt.

Siehe Abmessungen der Seitenschiene unten:

US: 0,374 Zoll x 1,122 Zoll (9,5 mm x 28,5 mm) Art.-Nr. 800-0134

Denyer: 0,236 Zoll x 1,496 Zoll (6 mm x 38 mm) Art.-Nr. 800-0134-DEN

Europa: 0,394 Zoll x 0,984 Zoll (10 mm x 25 mm) Art.-Nr. 800-0134-EU

Eschmann (UK): 0,236 Zoll x 1,260 Zoll (6 mm x 32 mm) Art.-Nr. 800-0134-UK

Japan: 0,354 Zoll x 1,260 Zoll (9 mm x 32 mm) Art.-Nr. 800-0134-JPN

Schweiz: 0,394 Zoll x 1,181 Zoll (10 mm x 30 mm) Art.-Nr. 800-0134-SWISS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- *Produkt enthält kein Naturkautschuklatex*
- *Das Gerät unterstützt eine proportionale Patientenlast von bis zu 800 Pfund (363 kg) bei einer Patientengröße von bis zu 6 Fuß 4 Zoll (193 cm) gemäß dem 99 %-Körpermodell)*
- *Die Produktgarantie umfasst Herstellungsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren*
- *Rufen Sie bei Transportschäden den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Warenrücksendenummer zu erhalten. Wenden Sie sich für Angelegenheiten hinsichtlich der Produktgarantie an den Kundendienst*
- *CE-gezeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745*
- *Das Produkt ist wartungsfrei. Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Zustand des Produkts*
- *Die Lebensdauer des Geräts beträgt bei normaler Nutzung 5 Jahre*
- *Lagern Sie das Gerät zwischen -4 °F und +86 °F (-20 °C bis 30° C).*

ENTSORGUNG

- **Allgemein** - Produkt vor der Entsorgung reinigen und desinfizieren, um Infektionen vorzubeugen
- **Verpackung** - Verpackungsmaterial gemäß nationaler Anforderungen im Hausabfall entsorgen
- *SchureMed nimmt gebrauchte oder außer Betrieb genommene Produkte zurück. Andernfalls können Sie das Produkt gemäß der nationalen Anforderungen entsorgen.*



WARNUNGEN ZUR PRODUKTVERWENDUNG

WARNUNG! Die Höchstlast darf nicht die proportionale Last eines Patienten mit Gewicht 800 Pfund (363 kg) überschreiten. Bei Operationstischen mit geringer Höchstlast darauf achten, dass die Zubehörschienen nicht überlastet werden. Befolgen Sie strikt die Bedienungsanleitung Ihres OP-Tischsystems.



WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.

EMPFEHLUNGEN ZUR REINIGUNG

Befolgen Sie für angemessene Reinigungs- und Desinfektionsverfahren die aktuellen Richtlinien der Association of periOperative Registered Nurses.

VORSICHT!

Befolgen Sie strikt die Anweisungen des Herstellers hinsichtlich Reinigungsflüssigkeiten. Verwenden Sie KEINE phenolhaltigen Reinigungsmittel.

1. Entfernen Sie größere Verunreinigungen mit Einwegmaterialien vom Zubehör. Befolgen Sie angemessene Verfahren zur Entsorgung biogefährlicher Abfälle
2. Tragen Sie reichlich Reinigungsmittel auf das Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsmittel-Rückstände vom Zubehör entfernt sind
3. Lassen Sie das Zubehör trocknen.

BENUTZERHINWEIS

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und / oder der Patient ansässig ist

eIFU Sprachversionen

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie auf www.schuremed.com

Symbolglossar

Symbol	Titel
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Bevollmächtigter Vertreter in der EU
	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz
	Importeur
	Seriennummer
	Warnhinweis
	Medizinprodukt
	Unique Device Identifier
	CE-Kennzeichnung



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gebührenfrei (888) 724-8763 | Tel. (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

