

Bedienungsanleitung

REF Universal Prepper 800-0161

Ersatz-Pad

Universal Prepper Pad 508-0159

VERWENDUNGSZWECK

Der Verwendungszweck ist das sichere und effektive Halten der oberen oder unteren Extremitäten. Das Gerät ermöglicht dank seinem einzigartigen Design eine unendliche Variation der Positionierung von Extremitäten bei der Präparation. Das Gerät ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.



ANLEITUNG

Machen Sie sich vor der Verwendung am Patienten mit den Funktionen des Patientenpositionierungsgeräts vertraut. Üben Sie vor der klinischen Verwendung stets an einer Pflegekraft, einem Arzt oder einem anderen geeigneten Freiwilligen.

Befestigung des Universal-Preppers am OP-Tisch

1. Befestigen Sie die Schure Halterung XL Art.-Nr. 800-0134 (separat erhältlich) an der Seitenschiene
2. Führen Sie den Montagepfosten in die Halterung ein und ziehen Sie sie fest
3. Lösen Sie die hufeisenförmige Aufnahmevorrichtung, bewegen Sie sie an die gewünschte Position und drehen Sie zum Arretieren den Hebel.

Abnehmen des Universal-Preppers vom OP-Tisch

1. Drehen Sie den Griff der Klemme gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen und nehmen Sie den Prepper ab.

ALLGEMEINE ANGABEN

Abmessungen des Geräts (Maximum)

- Länge: 36,5 Zoll +/- 0,5 Zoll (93 cm +/- 1 cm)
- Breite: 11 Zoll +/- 0,5 Zoll (28 cm +/- 1 cm)
- Tiefe: 10 Zoll +/- 0,5 Zoll (25 cm +/- 1 cm)
- Gerätegewicht: 5 +/- 0,5 Pfund (2 +/- 0,22 kg)
- Montagepfosten mit 5/8 Zoll (1,6 cm) Durchmesser zum Einsetzen in die Halterung
- Installation durch eine Person
- Drehverschluss/Freigabehebel.

ÜBERBLICK ÜBER DIE KOMPONENTEN

Der UNIVERSAL-PREPPER ist ein Zubehörteil für OP-Tische zum sicheren und effektiven Halten oberer und unterer Extremitäten. Das einzigartige Scharnier-Design ermöglicht unendliche Variation der Positionierung von Extremitäten.

Ersatz-Pad: Universal Prepper Pad 508-0159

Weitere zur Verwendung erforderliche Produkte:
800-0134 Schure Halterung XL (separat erhältlich)

US: 0,374 Zoll x 1,122 Zoll (9,5 mm x 28,5 mm) Art.-Nr. 800-0134

Denyer: 0,236 Zoll x 1,496 Zoll (6 mm x 38 mm) Art.-Nr. 800-0134-DEN

Europa: 0,394 Zoll x 0,984 Zoll (10 mm x 25 mm) Art.-Nr. 800-0134-EU

Eschmann (UK): 0,236 Zoll x 1,260 Zoll (6 mm x 32 mm) Art.-Nr. 800-0134-UK

Japan: 0,354 Zoll x 1,260 Zoll (9 mm x 32 mm) Art.-Nr. 800-0134-JPN

Schweiz: 0,394 Zoll x 1,181 Zoll (10 mm x 30 mm) Art.-Nr. 800-0134-SWISS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Produkt enthält kein Naturkautschuklatex
- Das Gerät unterstützt eine proportionale Patientenlast von bis zu 500 Pfund (227 kg) bei einer Patientengröße von bis zu 6 Fuß 4 Zoll (193 cm) gemäß dem 99 %-Körpermodell
- Die Produktgarantie umfasst Herstellungsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren
- Rufen Sie bei Transportschäden den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Warenrücksendenummer zu erhalten. Wenden Sie sich für Angelegenheiten hinsichtlich der Produktgarantie an den Kundendienst
- CE-gezeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745
- Das Produkt ist wartungsfrei. Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Zustand des Produkts
- Die Lebensdauer des Geräts beträgt bei normaler Nutzung 5 Jahre
- Lagern Sie das Gerät zwischen -4 °F und +86 °F (-20 °C bis 30 °C).

ENTSORGUNG

- **Allgemein** - Produkt vor der Entsorgung reinigen und desinfizieren, um Infektionen vorzubeugen
- **Verpackung** - Verpackungsmaterial gemäß nationaler Anforderungen im Hausabfall entsorgen
- SchureMed nimmt gebrauchte oder außer Betrieb genommene Produkte zurück. Andernfalls können Sie das Produkt gemäß der nationalen Anforderungen entsorgen.



WARNUNGEN ZUR PRODUKTVERWENDUNG

WARNUNG! Die Höchstlast darf nicht die proportionale Last eines Patienten mit Gewicht 500 Pfund (227 kg) überschreiten. Bei Operationstischen mit geringer Höchstlast darauf achten, dass die Zubehörschienen nicht überlastet werden.



WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.



WARNUNG! Gefahr bei unsachgemäßem Gebrauch. Befolgen Sie strikt die Bedienungsanleitung Ihres OP-Tischsystems.



WARNUNG! Die Lastkapazität des OP-Tischs könnten geringer sein. OP-Tische niemals überlasten. Das Gerät ist nur auf die Montage an der Seitenschiene des OP-Tischs ausgelegt.

EMPFEHLUNGEN ZUR REINIGUNG

Befolgen Sie für angemessene Reinigungs- und Desinfektionsverfahren die aktuellen Richtlinien der Association of periOperative Registered Nurses.



WARNUNG!

Halten Sie sich an die Standardverfahren für blutübertragene Pathogene der Occupational Safety and Health Administration. Verwenden Sie die zur Reinigung von Zubehör die empfohlene Schutzkleidung, Handschuhe, Masken und Augenschutz.

VORSICHT!

Befolgen Sie strikt die Anweisungen des Herstellers hinsichtlich Reinigungsflüssigkeiten. Verwenden Sie KEINE phenolhaltigen Reinigungsmittel.

- 1. Entfernen Sie größere Verunreinigungen mit Einwegmaterialien vom Zubehör. Befolgen Sie angemessene Verfahren zur Entsorgung biogefährlicher Abfälle*
- 2. Tragen Sie reichlich Reinigungsmittel auf das Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsmittel-Rückstände vom Zubehör entfernt sind*
- 3. Lassen Sie das Zubehör trocknen.*

BENUTZERHINWEIS

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und / oder der Patient ansässig ist.

eIFU Sprachversionen

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie auf www.schuremed.com

Symbolglossar

Symbol	Titel
	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Bevollmächtigter Vertreter in der EU
	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz
	Importeur
	Seriennummer
	Warnhinweis
	Medizinprodukt
	Unique Device Identifier
	CE-Kennzeichnung
	Einzelpatientengebrauch



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gebührenfrei (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

