

Istruzioni per l'uso

REF Universal Prepper 800-0161

Tampone di ricambio

Universal Prepper Pad 508-0159

USO PREVISTO

È destinato al supporto degli arti superiori o inferiori in modo sicuro ed efficace; il suo design esclusivo consente di sostenere gli arti in qualsiasi posizione durante la procedura di preparazione. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.

ISTRUZIONI

Acquisire dimestichezza con le funzioni del dispositivo di posizionamento paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Prima dell'utilizzo in ambito clinico, fare pratica di utilizzo con un infermiere, un medico o un volontario idoneo.



Montaggio del supporto universale sul tavolo operatorio

1. Montare il supporto Schure Socket XL P/N 800-0134 (venduto separatamente) alla guida laterale
2. Inserire il montante nel supporto e serrare completamente
3. Sbloccare l'alloggiamento a ferro di cavallo e spostarlo nella posizione desiderata, quindi ruotare la maniglia per fissarlo

Smontaggio del supporto universale dal tavolo operatorio

1. Ruotare la maniglia in senso antiorario per sbloccarlo e rimuoverlo

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (massime)

- Lunghezza: 93 cm +/- 1 cm (36,5" +/- 0,5")
- Larghezza: 28 cm +/- 1 cm (11" +/- 0,5")
- Profondità: 25 cm +/- 1 cm (10" +/- 0,5")
- Peso del dispositivo: 2 kg +/- 0,22 kg 5 +/- 0,5 lbs.
- Montante di diametro 1,6 cm (5/8") inserito nel supporto
- L'installazione richiede una sola persona
- Twist lock/maniglia di rilascio

PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

SUPPORTO UNIVERSALE è un accessorio per tavolo chirurgico destinato a sostenere gli arti superiori o inferiori in modo sicuro ed efficace. L'esclusivo design piroettante consente di mantenere l'arto in qualsiasi posizione.

Tampone di ricambio: Universal Prepper Pad 508-0159

Ulteriori prodotti necessari per l'uso:

Supporto Schure XL 800-0134 (venduto separatamente)

USA: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) P/N 800-0134

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) P/N 800-0134-DEN

Europa: 10 mm x 25 mm (0,394" x 0,984") P/N 800-0134-EU

Eschmann (Regno Unito): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) P/N 800-0134-UK

Giappone: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) P/N 800-0134-JPN

Svizzera: 10 mm x 30 mm (0,394" x 1,181") P/N 800-0134-SWISS

INFORMAZIONI GENERALI

- Il prodotto non contiene lattice di gomma naturale
- Il dispositivo può sostenere un carico paziente proporzionale di 227 kg (500 lb.) (altezza paziente 193 cm (6'4" cm) per modello di corpo umano al 99%)
- La garanzia copre i difetti di fabbricazione del prodotto per un periodo di 2 anni
- Per eventuali danni da spedizione, contattare l'Assistenza clienti al numero (888) 724-8763 o (781) 982-7000 per ottenere il numero di Autorizzazione al reso (RMA). Per problemi relativi alla garanzia di prodotto, contattare l'Assistenza clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione; verificare le condizioni del prodotto prima dell'utilizzo successivo
- La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni d'uso normali
- Conservare il dispositivo a temperatura compresa tra -20°C e +30°C (tra -4°F e +86°F)

SMALTIMENTO

- **Generale:** per prevenire infezioni, pulire e disinfettare il dispositivo prima dello smaltimento
- **Imballo:** smaltire il materiale dell'imballo nei rifiuti domestici secondo le direttive nazionali
- SchureMed accetta il reso dei prodotti dismessi; diversamente smaltire il prodotto in conformità alle disposizioni nazionali



AVVERTENZE PER L'USO DEL PRODOTTO

ATTENZIONE! Il carico massimo non deve superare la proporzione adeguata relativa a un paziente di 227 kg (500 lbs.) di peso. Prestare attenzione a non sovraccaricare le guide per accessori nel rispetto delle capacità di carico minimo-massimo dei tavoli operatori.



AVVERTENZA! Non riutilizzare il dispositivo se ci sono evidenti segni di danni o problemi funzionali. Consultare il produttore prima del riutilizzo.



ATTENZIONE! L'utilizzo non appropriato del dispositivo può esporre a dei rischi. Seguire attentamente le Istruzioni per l'uso del proprio tavolo operatorio.



ATTENZIONE! *La capacità di carico del tavolo operatorio potrebbe essere inferiore. Non sovraccaricare mai il tavolo operatorio. Il dispositivo è destinato ad essere montato soltanto sulla guida laterale del tavolo operatorio.*

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Per le corrette procedure di pulizia e disinfezione, consultare le linee guida dell'Association of periOperative Registered Nurses.



ATTENZIONE!

Rispettare gli standard relativi ai patogeni a trasmissione ematica indicati dall'Amministrazione per la salute e la sicurezza professionale. Durante la pulizia degli accessori, indossare abbigliamento, guanti, maschere e occhiali protettivi.

AVVERTENZA

Seguire attentamente le istruzioni del produttore in merito ai liquidi per la pulizia. NON utilizzare detergenti a base fenolica.

- 1. Utilizzare materiali usa e getta per la rimozione dei principali contaminanti dagli accessori. Osservare le adeguate procedure di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.*
- 2. Applicare il liquido detergente sull'intero accessorio e pulire con un panno pulito che non lascia pelucchi fino alla completa rimozione del liquido/umidità*
- 3. Lasciare asciugare l'accessorio all'aria*

AVVISO PER L'UTENTE

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utilizzatore e / o il paziente.

Versioni lingue eIFU

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, andare su www.schuremed.com

Glossario dei simboli

Simbolo	Nome
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Numero di serie
	Avvertenza
	Dispositivo medico
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marcatura CE
	Uso su un solo paziente



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Numero gratuito (888) 724-8763 | Tel. (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

