

Brugsanvisning

REF Disposable Face Masks 800-0164

TILSIGTET ANVENDELSE

Den tilsigtede anvendelse er at holde patientens hoved under en operativ procedure. De tilsigtede brugere af denne enhed er medicinske fagfolk på hospitaler og kirurgiske centre.

INSTRUKTIONER

Bliv fortrolig med patientpositioneringsanordningens funktioner, før den anvendes med patienten. Øv dig altid på en sygeplejerske, en læge eller en passende frivillig, før du bruger den klinisk.

1. Placer patienten på operationsbordet/skulderstolen i rygliggende stilling
2. Efter intubation af patienten skal du holde patientens hoved/nakke og hæve skulderstolen op, så patienten er i Fowler-stilling (siddende)
3. Løsn kugleleddet og juster hovedpositioneringen omkring patientens hoved. Sørg for, at patientens ører er utildækkede. Spænd derefter kugleleddet.
4. Hold hovedpositionerens flapper langs patientens hoved, og placer ansigtsmasken over ansigtet som vist - sørg for, at øjne, næse og mund ikke er dækket til.
5. Fastgør øverste og nederste velcroremme på masken i den ene side til hovedpositioneringsanordningen. Sæt derefter den anden side fast som vist - sørg for, at ansigtsmasken er centreret over ansigtet.



BEMÆRK: Hovedet skal være sikkert placeret. Hvis ikke, skal stropperne strammes lidt mere.

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Enhedens dimensioner (maksimum)

- Længde: **Rem:** 29" +/- 0,5" (74 cm +/- 1 cm), **ansigtsmaske:** 9" +/- 0,5" (23 cm +/- 1 cm)
- Bredde: (34 cm +/- 1 cm): 13,5" +/- 0,5" (34 cm +/- 1 cm)
- Dybde: (2,5 cm +/- 1 cm): 1" +/- 0,5" (2,5 cm +/- 1 cm)
- Enhedens vægt: 0,25 +/- 0,5 lbs. (0,11 +/- 0,22 kg)
- Fastgøres til hoveddelen af SchureMed-skulderstole
- Installation for én person

KOMPONENTOVERSIGT

Engangsansigtsmaske holder patientens hoved sikkert fast under en operativ procedure. Stropperne er

bløde og bøjelige til fastgørelse til hoveddrammen.

GENERELLE OPLYSNINGER

- *Produktet er ikke fremstillet med naturgummilatex*
- *Hvis den er beskadiget under forsendelsen, skal du ringe til kundeservice på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 for at få et nummer til tilladelse til returnering af materiale. Ved spørgsmål vedrørende produktgaranti skal du kontakte kundeservice.*
- *CE-mærket medicinsk udstyr i henhold til MDR (EU) 2017/745*
- *Opbevar enheden mellem -4°F til +86°F (-20°C til 30°C)*



ENKEL PATIENT BRUG - bortskaf venligst efter hver brug

BRUGERMEDDELELSE

Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

eIFU Sprogversioner

For at downloade og udskrive brugsanvisningen skal du gå til www.schuremed.com

Symbolordliste

Symbol	Titel
	Producent
	Fremstillingsdato
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
	Autoriseret repræsentant i Schweiz
	Importør
	Katalog- eller varenummer
	Serienummer
	Forsigtig
	Medicinsk udstyr
	Unikt enheds-id
	CE-mærkning
	Må kun bruges til én enkelt patient



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratis (888) 724-8763 | **Tlf.:** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

