

Gebruiksaanwijzing

REF Disposable Face Masks 800-0164

BEOOGD GEBRUIK

Het beoogde gebruik is het hoofd van de patiënt vasthouden tijdens de operatieprocedure. De beoogd gebruikers van dit product zijn medische beroepsbeoefenaars in ziekenhuizen en chirurgische klinieken.

INSTRUCTIES

Zorg dat u bekend bent met de kenmerken van het positioneringsapparaat voor patiënten voordat u het bij een patiënt gebruikt. Oefen altijd eerst op een verpleegkundige, arts of geschikte vrijwilliger voorafgaand aan klinisch gebruik.

1. Plaats de patiënt in rugligging op de operatietafel/schouderstoel
2. Houd het hoofd en de nek van de patiënt vast na intubatie van de patiënt en verhoog de schouderstoel zodat de patiënt zich in de Fowler-positie (zittend) bevindt
3. Draai het kogelscharnier los en pas de hoofdpositioneringsband rond het hoofd van de patiënt aan. Zorg ervoor dat de oren van de patiënt vrij zijn. Draai het kogelscharnier daarna vast.
4. Houd de flappen van de hoofdpositioneringsband naast het hoofd van de patiënt en plaats het gezichtsmasker zoals weergegeven over het gezicht. Zorg er hierbij voor dat de ogen, neus en mond vrij blijven.
5. Bevestig de klittenbandjes van het masker aan één zijde van de hoofdpositioneringsband. Bevestig daarna de klittenbandjes aan de andere zijde zoals weergegeven. Zorg ervoor dat het gezichtsmasker goed is gecentreerd over het gezicht.



OPMERKING: Het hoofd moet stevig worden gepositioneerd. Als dit niet het geval is, moeten de banden strakker worden gemaakt.

ALGEMENE SPECIFICATIES

Afmetingen hulpmiddel (maximaal)

- Lengte: **Band:** 29" +/- 0,5" (74 cm +/- 1 cm), **Gezichtsmasker:** 9" +/- 0,5" (23 cm +/- 1 cm)
- Breedte: 13,5" +/- 0,5" (34 cm +/- 1 cm)
- Diepte: 1" +/- 0,5" (2,5 cm +/- 1 cm)
- Gewicht hulpmiddel: 0,25 +/- 0,5 lbs. (0,11 +/- 0,22 kg)
- Wordt bevestigd aan het hoofdgedeelte van de schouderstoelen van SchureMed
- Installatie door één persoon

OVERZICHT VAN ONDERDELEN

Het wegwerpbare gezichtsmasker houdt het hoofd van de patiënt vast tijdens de operatieprocedure. De banden zijn zacht en buigzaam, zodat het hoofdframe kan worden bevestigd.

ALGEMENE INFORMATIE

- *Het product is niet vervaardigd met natuurrubberlatex.*
- *Als er schade is ontstaan tijdens de verzending, bel dan de klantenservice op (888) 724-8763 of (781) 982-7000 voor het verkrijgen van een RMA-nummer (Return Material Authorization; retourzendingsautorisatie). Neem contact op met de klantenservice bij problemen met de productgarantie.*
- *Medisch hulpmiddel met CE-markering overeenkomstig de MDR (EU) 2017/745*
- *Sla het apparaat op tussen -4 °F tot +86 °F (-20 °C tot 30 °C).*



UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT—Na gebruik afvoeren

OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER

Elk ernstig incident dat zich voordoet in verband met het hulpmiddel, moet worden gemeld bij de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

eIFU Taalversies

Download en print de Gebruiksaanwijzingen via www.schuremed.com

Symbolenlijst

Symbool	Titel
	Fabrikant
	Datum van vervaardiging
	Gevolmachtigd Vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in Zwitserland
	Catalogus- of Artikelnummer
	Serienummer
	Voorzichtig
	Medisch hulpmiddel
	Uniek Identificatiekenmerk
	CE-Markering
	Voor gebruik bij één patiënt



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratis +1-888-724-8763 | **T** +1-781-982-7000 | **Fax** +1-781-982-7001 | orders@schuremed.com

