

## Mode d'emploi

**REF** Disposable Face Masks 800-0164

### UTILISATION PRÉVUE

Le dispositif a été conçu pour retenir la tête du patient pendant l'intervention chirurgicale. Les utilisateurs prévus de ce dispositif médical sont des professionnels médicaux au sein d'hôpitaux et de centres chirurgicaux.

### INSTRUCTIONS

Familiarisez-vous avec les fonctionnalités du dispositif de positionnement du patient avant de l'utiliser avec un patient. Entraînez-vous toujours avec un infirmier, un médecin ou un volontaire avant utilisation dans un cadre clinique.

1. Placez le patient sur la table d'opération/le dossier pour chirurgie de l'épaule en position couchée
2. Une fois le patient intubé, tenez la tête/le cou du patient et relevez le dossier pour chirurgie de l'épaule de manière à ce que le patient se trouve en position de Fowler (assise)
3. Desserrez l'articulation à rotule, ajustez le positionneur de tête autour de la tête du patient. en vous assurant que les oreilles du patient ne sont pas couvertes, serrez l'articulation à rotule.
4. En tenant les rabats du positionneur de tête le long de la tête du patient, placez le masque facial sur le visage comme indiqué, en vous assurant que les yeux, le nez et la bouche ne sont pas couverts.
5. Fixez les bandes velcro supérieures et inférieures du masque sur un côté du positionneur de tête. Fixez ensuite l'autre côté comme indiqué, en vous assurant que le masque est centré sur le visage.



**REMARQUE** : la tête doit être positionnée de manière sécurisée. Si ce n'est pas le cas, resserrez un peu les bandes.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimensions du dispositif (maximales)

- Longueur : **Bande** : 29 po +/- 0,5 po (74 cm +/- 1 cm), **Masque facial** : 9 po +/- 0,5 po (23 cm +/- 1 cm)
- Largeur : 13,5 po +/- 0,5 po (34 cm +/- 1 cm)
- Profondeur : 1 po +/- 0,5 po (2,5 cm +/- 1 cm)
- Poids du dispositif : 0,25 +/- 0,5 lb (0,11 kg +/- 0,22 kg)
- Se fixe sur la partie destinée à la tête du dossier pour chirurgie de l'épaule SchureMed
- Installation destinée à une seule personne

## PRÉSENTATION DES COMPOSANTS

Le masque facial jetable maintient solidement la tête du patient pendant l'intervention chirurgicale. Les bandes sont souples et flexibles pour s'attacher au cadre de la tête.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

- *Produit ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel.*
- *S'il a été endommagé lors du transport, appelez le service client au (888) 724-8763 ou au (781) 982-7000 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel. Pour des questions liées à la garantie du produit, contactez le service client.*
- *Dispositif médical marqué CE conformément au MDR (EU) 2017/745*
- *Conservez le dispositif à des températures comprises entre -4°F et +86°F (de -20°C à 30°C)*



**USAGE UNIQUE – Veuillez mettre au rebut après chaque utilisation**

## AVIS AUX UTILISATEURS

*Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'utilisateur et/ou le patient.*

## Choix de langues du mode d'emploi électronique

Pour télécharger et imprimer le mode d'emploi, rendez-vous sur [www.schuremed.com](http://www.schuremed.com)

## Glossaire des symboles

Symbole	Titre
	Fabricant
	Date de fabrication
	Représentant agréé dans l'Union européenne
	Représentant agréé en Suisse
	Importateur
	Numéro de catalogue
	Numéro de série
	Mise en garde
	Dispositif médical
	Identificateur unique du dispositif
	Marquage CE
	Utilisation par un seul patient



**SchureMed** (081001460)

452 Rue Randolph, Abington, MA 02351 États-Unis

Numéro sans frais (888) 724-8763 | Tél (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | [orders@schuremed.com](mailto:orders@schuremed.com)

