

Οδηγίες χρήσης

REF Disposable Face Masks 800-0164

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η προβλεπόμενη χρήση είναι να συγκρατεί το κεφάλι των ασθενών κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου. Ενδεδειγμένοι χρήστες της διάταξης αυτής είναι οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, σε νοσοκομεία και κλινικές.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες της συσκευής για την τοποθέτηση των ασθενών πριν τη χρησιμοποιήσετε σε ασθενείς. Να δοκιμάζεται πάντα σε νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρό ή κατάλληλο εθελοντή πριν από την κλινική χρήση.



1. Τοποθετήστε τον ασθενή στη χειρουργική κλίνη/ιατρική καρέκλα σε ύπτια θέση
2. Μόλις ο ασθενής είναι διασωληνωμένος, κρατήστε το κεφάλι / λαιμό του ασθενούς και σηκώστε την ιατρική καρέκλα προς τα πάνω, ώστε ο ασθενής να βρίσκεται σε θέση Fowler (καθιστός)
3. Χαλαρώστε την άρθρωση του σφαιριδίου, ρυθμίστε τη θέση της κεφαλής γύρω από το κεφάλι του ασθενούς. Διασφαλίστε ότι τα αυτιά του ασθενούς είναι δεν καλύπτονται. Έπειτα, σφίξτε την άρθρωση του σφαιριδίου.
4. Κρατώντας τα περύγια τοποθέτησης κεφαλής παράλληλα με το κεφάλι του ασθενούς, τοποθετήστε τη μάσκα προσώπου στο πρόσωπο όπως φαίνεται στην εικόνα - βεβαιωθείτε ότι τα μάτια, η μύτη και το στόμα είναι ακάλυπτα.
5. Στερεώστε τον επάνω και τον κάτω ιμάντα velcro της μάσκας από τη μία πλευρά στον τοποθέτη κεφαλής. Στη συνέχεια, στερεώστε την άλλη πλευρά όπως φαίνεται - βεβαιωθείτε ότι η μάσκα προσώπου είναι κεντραρισμένη πάνω στο πρόσωπο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κεφάλι πρέπει να είναι σε σταθερή θέση. Αν δεν είναι, σφίξτε κι άλλο τους ιμάντες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις συσκευής (μέγιστες)

- Μήκος: **Ιμάντας:** 29" +/- 0,5" (74 εκ. +/- 1 εκ.), **Μάσκα προσώπου:** 9" +/- 0.5" (23 εκ. +/- 1 εκ.)
- Πλάτος: 13.5" +/- 0.5" (34 εκ. +/- 1 εκ.)
- Βάθος: 1" +/- 0.5" (2.5 εκ. +/- 1 εκ.)
- Βάρος συσκευής: 0.25 +/- 0.5 lbs. (.11 +/- .22 κιλά)
- Προσαρτάται στην πλευρά του κεφαλιού στις ιατρικές καρέκλες SchureMed
- Η εγκατάσταση να γίνεται από ένα άτομο

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Οι ιμάντες ρύθμισης θέσης για το κεφάλι και το πηγούνι κρατάνε σταθερό το κεφάλι ενός ασθενή κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου. Οι ιμάντες είναι μαλακοί και εύκαμπτοι για να προσαρμόζονται στο πλαίσιο της κεφαλής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Το προϊόν δεν έχει κατασκευαστεί με Λατέξ από φυσικό καουτσούκ
- Αν προκληθεί βλάβη κατά την αποστολή, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο τηλέφωνο (888) 724-8763 ή (781) 982-7000 για να σας παράσχουν με τον αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής υλικού. Για ζητήματα περί εγγύησης προϊόντος, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Ιατρική συσκευή με σήμανση CE σύμφωνα με τον κανονισμό MDR 2017/745/EE
- Αποθηκεύστε τη συσκευή μεταξύ -4°F έως +86°F (-20°C έως 30°C)



ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ - Απορρίψτε μετά από κάθε χρήση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε σοβαρό περιστατικό που συνέβη σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Ξενόγλωσσες Εκδόσεις eIFU

Για λήψη και εκτύπωση των Οδηγιών χρήσης, μεταβείτε στη διεύθυνση www.schuremed.com

Γλωσσάριο Συμβόλων

Σύμβολο	Τίτλος
	Κατασκευαστής
	Ημερομηνία παραγωγής
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
	Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ελβετία
	Εισαγωγέας
	Αριθμός Καταλόγου ή Είδους
	Σειριακός αριθμός
	Προσοχή
	Ιατρική Συσκευή
	Μοναδικός Αριθμός Ταυτοποίησης Συσκευής
	Σήμανση CE
	Χρήση από έναν ασθενή



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 ΗΠΑ

Χωρίς χρέωση (888) 724-8763 | **Τηλ.** (781) 982-7000 | **Φαξ** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

