

Istruzioni per l'uso

REF Disposable Face Masks 800-0164

USO PREVISTO

Dispositivo destinato al supporto della testa del paziente durante la procedura chirurgica. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.

ISTRUZIONI

Acquisire dimestichezza con le funzioni del dispositivo di posizionamento paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Prima dell'utilizzo in ambito clinico, fare pratica di utilizzo con un infermiere, un medico o un volontario idoneo.

1. Posizionare il paziente supino sul tavolo operatorio/poltrona chirurgica
2. Quando il paziente è intubato, tenere la testa/i collo del paziente e alzare la poltrona portando il paziente in posizione di Fowler (seduto)
3. Allentare il giunto sferico e regolare il posizionatore attorno alla testa del paziente. Accertare che le orecchie del paziente siano scoperte. Procedere serrando il giunto sferico.
4. Tenendo le alette del posizionatore della testa accanto alla testa del paziente, posizionare la maschera facciale sul viso, come mostrato, verificando che occhi, naso e bocca non siano coperti.
5. Fissare le cinghie in velcro superiore e inferiore della maschera su un lato del posizionatore della testa. Procedere fissando l'altro l'alto, come mostrato, verificando la corretta centratura della maschera sul viso.



NOTA: La testa deve essere posizionata in sicurezza. Se non lo fosse, stringere ulteriormente le cinghie.

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (massime)

- Lunghezza: **Cinghia:** 74 cm +/- 1 cm (29" +/- 0,5"), **Maschera facciale:** 23 cm +/- 1 cm (9" +/- 0,5")
- Larghezza: 34 cm +/- 1 cm (13,5" +/- 0,5")
- Profondità: 2,5 cm +/- 1 cm (1" +/- 0,5")
- Peso del dispositivo: 0,11 kg +/- 0,22 kg (0,25 lbs. +/- 0,5 lbs.)
- Si monta sulla sezione della testa delle Poltrone per interventi alla spalla SchureMed
- L'installazione richiede una sola persona

PANORAMICA DEL DISPOSITIVO

La maschera facciale monouso permette di tenere ferma la testa del paziente durante un intervento chirurgico. Le cinghie sono morbide e flessibili per consentire il fissaggio al telaio.

INFORMAZIONI GENERALI

- Il prodotto non contiene lattice di gomma naturale
- Per eventuali danni da spedizione, contattare l'Assistenza clienti al numero (888) 724-8763 o (781) 982-7000 per ottenere il numero di Autorizzazione al reso (RMA). Per problemi relativi alla garanzia di prodotto, contattare l'Assistenza clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Conservare il dispositivo a temperatura compresa tra -20°C e +30°C (tra -4°F e +86°F)



UTILIZZO MONOUSO PER PAZIENTE: smaltire al termine di ogni utilizzo

NOTIFICA PER L'UTENTE

Eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo devono essere riferiti al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'utente e/o il paziente.

Versioni lingue eIFU

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, andare su www.schuremed.com

Glossario dei simboli

Simbolo	Nome
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Numero di catalogo
	Numero di serie
	Avvertenza
	Dispositivo medico
	Identificativo univoco del dispositivo
	Marcatura CE
	Uso su un solo paziente



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Numero gratuito (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

