

Lietošanas pamācība

REF Disposable Face Masks 800-0164

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Paredzētais lietojums ir pacienta galvas fiksācijai operācijas laikā. Šīs ierīces paredzētie lietotāji ir medicīnas speciālisti slimnīcās un ķirurģijas centros.

INSTRUKCIJAS

Iepazīstieties ar pacienta pozicionēšanas ierīces funkcijām, pirms lietojat to pacientam. Pirms klīniskās lietošanas vienmēr praktizējieties ar medmāsu, ārstu vai atbilstošu brīvprātīgo.



1. Novietojiet pacientu uz operāciju galda/krēsla plecu adaptera guļus uz muguras.
2. Pēc pacienta intubācijas turiet pacienta galvu/kaklu un paceliet krēsla plecu adapteru tā, lai pacients atrastos Fowlera (Fowler) jeb sēdus pozīcijā.
3. Atlaidiet vaļīgāk lodveida locīklu un noregulējiet galvas pozicionēšanas ierīci ap pacienta galvu. Pārliecinieties, ka pacienta ausis nav aizsegas. Pēc tam pievelciet lodveida locīklu.
4. Turot galvas pozicionēšanas ierīces atlokus pacienta galvas sānos, uzlieciet sejas masku uz sejas, kā parādīts attēlā, pārliecinoties, ka acis, deguns un mute nav aizsegas.
5. Piestipriniet maskas augšējo un apakšējo VELCRO® siksnu vienā pusē pie galvas pozicionēšanas ierīces. Pēc tam piestipriniet otru pusi, kā parādīts attēlā, pārliecinoties, ka sejas maska ir centrēta virs sejas.



PIEZĪME. Galvai jābūt droši pozicionētai. Ja tā nav, savelciet siksnas nedaudz ciešāk.

VISPĀRĪGAS SPECIFIKĀCIJAS

Ierīces izmēri (maksimālie)

- Garums: **Sikсна:** 74 cm +/- 1 cm (29" +/- 0,5"), **sejas maska:** 23 cm +/- 1 cm (9" +/- 0,5")
- Platums: 34 cm +/- 1 cm (13,5" +/- 0,5")
- Dziļums: 2,5 cm +/- 1 cm (1" +/- 0,5")
- Ierīces svars: 0,11 +/- 0,22 kg (0,25 +/- 0,5 mārciņas)
- Piestiprina pie SchureMed krēsla plecu adaptera galvas daļas
- Var uzstādīt viena persona

KOMPONENTU PĀRSKATS

Vienreizlietojamā sejas maska droši notur pacienta galvu operācijas laikā. Siksnas ir mīkstas un lokanas, lai tās varētu piestiprināt pie galvas rāmja.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- Izstrādājums nav izgatavots no dabiskā kaučuka lateksa
- Ja izstrādājums bojāts pārvadāšanas laikā, zvaniet klientu apkalpošanas centram pa tālruni (888) 724-8763 vai +1 (781) 982-7000, lai saņemtu atpakaļ nosūtāmo materiālu atļaujas numuru. Par produktu garantijas jautājumiem sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu.
- Medicīniska ierīce ar CE marķējumu saskaņā ar MDR (ES) 2017/745
- Uzglabāt ierīci temperatūrā no -20 °C līdz 30 °C (-4 °F līdz +86 °F)



LIETOJAMS VIENAM PACIENTAM — pēc lietošanas izmest

LIETOTĀJAM IEVĒRĪBAI

Par jebkuru smagu negadījumu saistībā ar ierīci jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients.

Elektroniskās lietošanas pamācības valodu versijas

Lai lejupielādētu un izdrukātu lietošanas pamācību, lūdzu, dodieties uz šādu vietni: www.schuremed.com

Simbolu glosārijs

Simbols	Nosaukums
	Ražotājs
	Izgatavošanas datums
	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā
	Pilnvarotais pārstāvis Šveicē
	Importētājs
	Kataloga numurs
	Sērijas numurs
	Brīdinājums
	Medicīniska ierīce
	Unikāls ierīces identifikators
	CE marķējums
	Lietojams vienam pacientam



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 ASV

Bezmaksas tālruņa numurs (888) 724-8763 | **Tālrunis** +1 (781) 982-7000

Fakss +1 (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

