

## Bruksanvisning

**REF** Disposable Face Masks 800-0164

### TILTENKT BRUK

Tiltent bruk er å holde pasientens hode under en kirurgisk prosedyre. De tiltente brukerne av denne enheten er medisinske fagpersoner på sykehus og kirurgisentre.

### INSTRUKSJONER

Gjør deg kjent med funksjonene til posisjoneringsenheten for pasienter før du bruker den på en pasient. Øv alltid på en sykepleier, lege eller passende frivillig før du bruker den til klinisk bruk.

1. Plasser pasienten på operasjonsbordet/skulderstolen i liggende stilling
2. Etter pasienten har blitt intubert, hold pasientens hode/nakke og løft skulderstolen opp slik at pasienten er i Fowler(sittende)-stilling
3. Løsne kuleleddet og juster hodeposisjoneringen rundt pasientens hode. Sørg for at pasientens ører ikke dekkes. Skru så fast kuleleddet.
4. Hold hodeposisjoneringsklaffene ved pasientens hode og plasser ansiktsmasken over ansiktet som illustrert – sørg for at øyner, nese og munn ikke er dekket til
5. Fest den øvre og nedre borrelåsreimen på masken til den ene siden på hodestillingen. Fest så den andre siden som illustrert – sørg for at ansiktsmasken ligger sentrert over ansiktet.

**MERK:** Hodet bør være forsvarlig plassert. Hvis ikke, kan du stramme reimene litt.

### GENERELLE SPESIFIKASJONER

Enhetens dimensjoner (maksimum)

- Lengde: **Reim:** 29" +/- 0,5" (74 cm +/- 1 cm), **Ansiktsmaske:** 9" +/- 0,5" (23 cm +/- 1 cm)
- Bredde: 13,5" +/- 0,5" (34 cm +/- 1 cm)
- Dybde: 1" +/- 0,5" (2,5 cm +/- 1 cm)
- Enhetens vekt: 0,25 +/- 0,5 lbs. (0,11 +/- 0,22 kg)
- Festes til hodeseksjoner på SchureMed Shoulder Chairs
- Installasjon av én person

### KOMPONENTOVERBLIKK

Disposable Face Mask (Ansiktsmasker for engangsbruk) holder pasientens hode sikkert under en



kirurgisk prosedyre. Reimene er myke og smidige som festes på hoderammen.

## GENERELL INFORMASJON

- Produktet er ikke laget med naturlig gummilatex
- Hvis skade oppstår under transport, ring kundestøtten på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 for å få et returnnummer. For problemer med produktgaranti, ta kontakt med kundestøtten.
- CE-merket medisinsk enhet i henhold til MDR (EU) 2017/745
- Oppbevar enhet mellom -4°F til +86°F (-20°C til 30°C)



**KUN ENGANGSBRUK—Avhend etter hvert bruk**

## BRUKERMERKNAD

Alle seriøse hendelser som har oppstått i henhold til enheten bør rapporteres til produsenten og de kompetente myndighetene i medlemsstaten hvor brukeren og/eller pasienten er etablert.

## eIFU språkversjoner

For å laste ned og skrive ut bruksanvisningen, gå til [www.schuremed.com](http://www.schuremed.com)

## Symbolliste

Symbol	Tittel
	Produsent
	Produksjonsdato
	Autorisert representant i Det europeiske fellesskap
	Autorisert representant i Sveits
	Importør
	Katalognummer
	Serienummer
	Forsiktig
	Medisinsk enhet
	Unik enhetsidentifikator
	CE-merking
	Kun for bruk på en pasient



**SchureMed** (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

**Gratisnummer** (888) 724-8763 | **Tlf** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | [orders@schuremed.com](mailto:orders@schuremed.com)

