

Instrukcja użytkowania

REF Disposable Face Masks 800-0164

PRZEZNACZENIE

Podtrzymywanie głowy pacjenta podczas zabiegu operacyjnego. Zamierzonymi użytkownikami tego urządzenia są pracownicy medyczni w szpitalach i ośrodkach chirurgicznych.

INSTRUKCJE

Zapoznać się z funkcjami urządzenia do pozycjonowania pacjenta przed użyciem go wraz z pacjentem. Przed zastosowaniem klinicznym należy zawsze przećwiczyć użycie na pielęgniarce, lekarzu lub odpowiednim ochotniku.

1. Umieścić pacjenta na stole chirurgicznym/fotelu do operacji barku w pozycji leżącej.
2. Po zaintubowaniu pacjenta przytrzymać jego głowę/szyję i podnieść w górę fotel do operacji barku, aby pacjent znalazł się w pozycji Fowlera (siedzącej).
3. Poluzować przegub kulowy i ustawić pozycjoner głowy wokół głowy pacjenta. Upewnić się, że uszy pacjenta są odkryte. Dokręcić przegub kulowy.
4. Przytrzymując klapy pozycjonera wzdłuż głowy, pacjenta umieścić maskę na twarzy, jak na zamieszczonym zdjęciu — upewniając się, że oczy, nos i usta są odkryte.
5. Przymocować górny i dolny pasek z rzepem (wychodzący z maski) z jednej strony pozycjonera głowy. Następnie przymocować z drugiej strony, jak na zamieszczonym zdjęciu, upewniając się, że maska jest wyśrodkowana na twarzy.



UWAGA: Głowa musi być dobrze unieruchomiona. Jeśli nie jest, należy bardziej zacisnąć pasy.

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary urządzenia (maksymalne)

- Długość: **Pasek:** 74 cm +/- 1 cm (29 cali +/- 0,5 cala), **Maska na twarz:** 23 cm +/- 1 cm (9 cali +/- 0,5 cala)
- Szerokość: 34 cm +/- 1 cm (13,5 cala +/- 0,5 cala)
- Głębokość: 2,5 cm +/- 1 cm (1 cal +/- 0,5 cala)
- Waga urządzenia: 0,11 kg +/- 0,22 kg (0,25 funta +/- 0,5 funta)
- Mocowane do sekcji zagłówka fotela do operacji barku SchureMed
- Montaż jednoosobowy

PRZEGLĄD KOMPONENTU

Jednorazowa maska na twarz utrzymuje głowę pacjenta podczas zabiegu operacyjnego. Paski są miękkie i

elastyczne, aby można je było przymocować do ramy głowy.

INFORMACJE OGÓLNE

- Produkt nie zawiera lateksu z kauczuku naturalnego.
- W przypadku uszkodzenia podczas transportu należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta dostępnym pod numerem (888) 724-8763 lub (781) 982-7000, aby uzyskać numer autoryzacji zwrotu materiału. W sprawach związanych z gwarancją należy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
- Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (UE) 2017/745
- Urządzenie przechowywać w temperaturze od -20°C do 30°C (od -4°F do +86°F).



TYLKO DLA JEDNEGO PACJENTA — zutylizować po każdym użyciu

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW

Każdy poważny incydent, który miał miejsce w związku z wyrobem, należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi Państwa Członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.

Wersje językowe instrukcji użytkowania w postaci elektronicznej

Aby pobrać i wydrukować instrukcję obsługi, przejdź na stronę www.schuremed.com

Glosariusz symboli

Symbol	Tytuł
	Producent
	Data produkcji
	Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
	Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii
	Importer
	Numer katalogowy lub produktu
	Numer seryjny
	Uwaga
	Wyrób medyczny
	Unikalny identyfikator wyrobu
	Oznakowanie CE
	Do użytku przez jednego pacjenta



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Bezpłatny numer telefonu (888) 724-8763 | **tel.** (781) 982-7000 | **faks** (781) 982-7001

| orders@schuremed.com

