

Instruções de utilização

REF Disposable Face Masks 800-0164

UTILIZAÇÃO PREVISTA

A utilização prevista é segurar a cabeça do paciente durante o procedimento operatório. Os utilizadores previstos deste dispositivo são profissionais médicos em hospitais ou centros de cirurgia.

INSTRUÇÕES

Familiarize-se com as funcionalidades do dispositivo de posicionamento do paciente antes de utilizar com o paciente. Pratique sempre com um enfermeiro, médico ou voluntário adequado antes de utilizar clinicamente.



1. Coloque o paciente na mesa cirúrgica/cadeira para os ombros na posição supina
2. Depois de o paciente estar entubado, segure a cabeça/pescoço do paciente e levante a cadeira para os ombros para que o paciente esteja na posição de Fowler (sentado)
3. Desaperte a rótula esférica e ajuste o posicionador da cabeça à volta da cabeça do paciente. Confirme que as orelhas do paciente estão descobertas. Em seguida, aperte a rótula esférica.
4. Enquanto segura as abas do posicionador de cabeça ao lado da cabeça do paciente, coloque a máscara facial sobre o rosto, conforme indicado na imagem. Certifique-se de que os olhos, o nariz e a boca do paciente estão descobertos
5. Fixe as tiras de velcro superior e inferior da máscara a uma das laterais do posicionador de cabeça. Em seguida, fixe as tiras do outro lado, conforme indicado na imagem. Certifique-se de que a máscara está bem centrada sobre o rosto.



NOTA: A cabeça deve estar posicionada em segurança. Caso contrário, aperte um pouco mais as tiras.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Dimensões do dispositivo (máximas)

- Comprimento: **Tira:** 29" +/- 0,5" (74 cm +/- 1 cm), **Máscara facial:** 9" +/- 0,5" (23 cm +/- 1 cm)
- Largura: 13,5" +/- 0,5" (34 cm +/- 1 cm)
- Profundidade: 1" +/- 0,5" (2,5 cm +/- 1 cm)
- Peso do dispositivo: 0,25 +/- 0,5 lb (0,11 kg +/- 0,22 kg)
- É fixado à secção da cabeça das cadeiras para os ombros SchureMed
- Instalação para uma única pessoa

DESCRIÇÃO GERAL DOS COMPONENTES

A Máscara facial descartável segura a cabeça do paciente em segurança durante o procedimento operatório. As tiras são suaves e flexíveis para poderem ser fixadas em redor da cabeça.

INFORMAÇÕES GERAIS

- *Produto não fabricado com látex natural*
- *Se ocorrerem danos durante o envio, contacte o Serviço ao cliente através do número (888) 724-8763 ou (781) 982-7000 para obter o número da Autorização de devolução de material. Para questões sobre a garantia do produto, contacte o Serviço ao cliente.*
- *Dispositivo médico com marcação CE em conformidade com MDR (UE) 2017/745*
- *O dispositivo deve ser armazenado entre -4 °F e +86 °F (-20 °C e 30 °C)*



UTILIZAÇÃO PARA UM ÚNICO PACIENTE—Elimine após cada utilização

AVISO AO UTILIZADOR

Todos os incidentes graves que tenham ocorrido relacionados com o dispositivo devem ser comunicados ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde o paciente reside.

Versões Linguísticas eFIU

Para baixar e imprimir as Instruções de Uso, acesse www.schuremed.com

Glossário de Símbolos

Símbolo	Título
	Fabricante
	Data de fabricação
	Representante Autorizado na Comunidade Europeia
	Representante autorizado na Suíça
	Importadora
	Número do Catálogo ou Artigo
	Número de série
	Atenção
	Dispositivo Médico
	Identificador Único de Dispositivo
	Marcação CE
	Para Utilização Num Único Paciente



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 EUA

Número Gratuito (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

