

Bruksanvisning

REF Disposable Face Masks 800-0164

AVSEDD ANVÄNING

Avsedd användning är att hålla patientens huvud under operationen. De avsedda användarna av denna enhet är medicinsk personal inom sjukhus och kirurgiska center.

INSTRUKTIONER

Bli bekant med patientpositioneringsenhetens funktioner innan du använder den med patienten. Öva alltid på sjuksköterska, läkare eller lämplig volontär innan du använder det i kliniska förhållanden.

1. Placera patienten på kirurgiskt bord / axelstol i ryggläge
2. Efter intubering av patienten, håll patientens huvud / nacke och lyft upp axelstolen så att patienten är i sittande läge
3. Lossa kulleden och justera huvudlägesställaren runt patientens huvud. Se till att patientens öron är avslöjade. Dra sedan åt kulleden.
4. Håll huvudlägesställaren längs patientens huvud, placera ansiktsmask över ansiktet som visat - se till att ögon, näsa och mun är täckta
5. Fäst kardborrbandets övre och nedre kardborrband på ena sidan på huvudpositioneraren. Fäst sedan den andra sidan som visas - se till att ansiktsmasken är centrerad över ansiktet.

ANTECKNING: Huvudet ska vara ordentligt placerat. Om inte, tåta remmarna.

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Enhetsmått (maximalt)

- Längd: **Rem:** 29" +/- 0,5" (74 cm +/- 1 cm), **Ansiktsmask:** 9" +/- 0,5" (23 cm +/- 1 cm)
- Bredd: 13,5" +/- 0,5" (34 cm +/- 1 cm)
- Djup: 1" +/- 0,5" (2,5 cm +/- 1 cm)
- Enhetsvikt: 0,25 +/- 0,5 lbs. (0,11 +/- 0,22 kg)
- Fäster vid huvuddelen av SchureMed axelstolar
- Installation för en person

KOMPONENTÖVERSIKT

Engångsansiktsmask håller säkert patientens huvud under operationen. Remmarna är mjuka och smidiga att fästa vid huvudramen.

ALLMÄN INFORMATION



- *Produkten är inte tillverkad med naturgummilatex*
- *Om det är skadat vid leverans, ring kundtjänst på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 för att erhålla godkännandennummer för returmaterial. Kontakta kundtjänst för problem med produktgaranti.*
- *CE-märkt medicinsk enhet enligt MDR (EU) 2017/745*
- *Förvara apparaten mellan -4°F och +86°F (-20°C och 30°C)*



ENDAST ANVÄNDNING AV PATIENTEN - kassera efter användning

ANVÄNDARANMÄRKNING

Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med apparaten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och / eller patienten är etablerad.

eIFU språkversioner

För att ladda ner och skriva ut bruksanvisningen, gå till www.schuremed.com

Symbolförklaring

Symbol	Titel
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Auktoriserad representant i EU
	Auktoriserad representant i Schweiz
	Importör
	Katalog- eller artikelnummer
	Serienummer
	Se upp
	Medicinsk enhet
	Unikt identifikationsnummer
	CE-märkning
	Användning på en patient



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Avgiftsfritt (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

