

Kullanım Talimatları

REF Disposable Face Masks 800-0164

KULLANIM AMACI

Kullanım amacı, ameliyat prosedürü süresince hastanın kafasını tutmaktır. Bu cihazın hedef kullanıcıları, hastanelerde ve ameliyat merkezlerinde çalışan tıp uzmanlarıdır.

TALİMATLAR

Hasta ile kullanımdan önce, hasta pozisyonlama cihazının özelliklerini öğrenin. Klinik olarak kullanımdan önce her zaman bir hemşire, doktor veya uygun gönüllü üzerinde uygulama gerçekleştirin.

1. Hastayı ameliyat masasında/omuz koltuğunda sırtüstü pozisyonda yerleştirin
2. Hasta entübe edildikten sonra, hastanın Fowler (oturur) pozisyonda olması için hastanın başını/boynunu tutun ve omuz koltuğunu yukarıya kaldırın
3. Bilyeli mafsalı gevşetin ve kafa pozisyonerini, hastanın kafasının etrafına ayarlayın. Hastanın kulaklarının kapanmadığından emin olun. Sonra bilyalı mafsalı sıkın.
4. Kafa pozisyoneri kanatlarını hastanın kafasının yanında tutarken, yüz maskesini gösterilen şekilde yüze yerleştirin - gözlerin, burnun ve ağzın örtülmediğinden emin olun.
5. Maskenin üst ve alt velcro kayışlarını maskenin kafa pozisyonerinin bir kenarına bantlayın. Sonra diğer tarafı gösterilen şekilde bantlayın - yüz maskesinin yüzü ortaladığından emin olun.

NOT: Kafa güvenli bir biçimde konumlandırılmalıdır. Değilse, kayışları biraz daha sıkı hale getirin.

GENEL TANIMLAMALAR

Cihaz Ebatları (maksimum)

- Uzunluk: **Kayış:** 29" +/- 0,5" (74 cm +/- 1 cm), **Yüz Maskesi:** 9" +/- 0,5" (23 cm +/- 1 cm)
- Genişlik: 13,5" +/- 0,5" (34 cm +/- 1 cm)
- Derinlik: 1" +/- 0,5" (2,5 cm +/- 1 cm)
- Cihaz Ağırlığı: 0,25 +/- 0,5 lbs. (.11 +/- .22 kg)
- SchureMed Omuz Koltuklarının baş kısmına takılır
- Tek kişilik kurulum

BİLEŞEN GENEL BAKIŞI

Tek Kullanımlık Yüz Maskesi, ameliyat prosedürü süresince bir hastanın kafasını güvenli bir şekilde tutar. Kafa çerçevesine bağlanmayı sağlayan kayışlar yumuşaktır ve bükülebilir.



GENEL BİLGİLER

- Ürün, Doğal Kauçuk Lateksten üretilmemiştir
- Nakliyede hasar görmesi durumunda, İade Materyal Yetkilendirme numarası almak için Müşteri Hizmetlerini (888) 724-8763 veya (781) 982-7000 numaralarından arayın. Ürün garanti sorunları için Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.
- MDR (EU) 2017/745 uyarınca CE işaretli tıbbi cihaz
- Cihazı, -4°F ila +86°F (-20°C ila 30°C) arasında depolayın



TEK HASTADA KULLANIM—Lütfen her kullanımdan sonra atın

KULLANICI BİLDİRİMİ

Cihazla ilgili olarak meydana gelen ciddi olaylar üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devletin yetkili kurumuna bildirilmelidir.

eIFU Dil Sürümleri

Kullanım Talimatlarını indirmek için lütfen <http://www.schuremed.com/schuremed-eifu> talimatlarını izleyin

Sembol Sözlüğü

Sembol	Başlık
	Üretici
	Üretim tarihi
	Avrupa Topluluğu'ndaki Yetkili Temsilci
	İsviçre'deki Yetkili Temsilci
	İthalatçı
	Katalog veya Kalem Numarası
	Seri Numarası
	Dikkat
	Tıbbi Cihaz
	Eşsiz Cihaz Tanımlayıcı
	CE İşareti
	Tek Hastada Kullanım



Üretici

SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 ABD

Ücretsiz (888) 724-8763 | Tel (781) 982-7000 | Fas (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

