

Istruzioni per l'uso

- REF** Simple Clamp 800-0228
- REF** Simple Clamp (EU) 800-0228-EU
- REF** Simple Clamp (UK) 800-0228-UK
- REF** Simple Clamp (DEN) 800-0228-DEN
- REF** Simple Clamp (JPN) 800-0228-JPN
- REF** Simple Clamp (SWISS) 800-0228-SWISS

USO PREVISTO

L'uso previsto è quello di sostenere gli accessori chirurgici con pali a montaggio piano pari a 1" x 3/8" (2.5 cm x .95 cm) in verticale in qualsiasi punto del binario laterale del tavolo o lame di montaggio orizzontale pari a 1" x 1/4" (2.5 cm x .64 cm). Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i professionisti del settore medico in ospedali e centri chirurgici.



ISTRUZIONI

Acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente prima di utilizzarlo con un paziente. Fare sempre pratica con un infermiere, un medico o un volontario appropriato prima dell'uso clinico.

Attacco al binario laterale

1. Attaccare i morsetti semplici ai binari laterali del tavolo
2. Posizionare la barra o l'accessorio piatto all'interno della cavità per il montaggio
3. Fissare il morsetto ruotando la maniglia in senso orario per bloccare in posizione

Scollegamento dal binario laterale

1. Sbloccare il morsetto ruotando la maniglia in senso antiorario e rimuovere la barra di montaggio
2. Sollevare i morsetti semplici dai binari laterali del tavolo

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni del dispositivo (massime)

- Lunghezza: 3" +/- 0,5" (8 cm +/- 1 cm)
- Larghezza: 1,75" +/- 0,5" (4 cm +/- 1 cm)
- Spessore: 1,375" +/- 0,5" (4 cm +/- 1 cm)
- Peso del dispositivo: 1 +/- 0,5 libbre (0,45 kg +/- 0,22 kg)
- Si collega al binario del tavolo operatorio in qualsiasi punto
- Installabile da una sola persona
- Sostiene accessori con pali di montaggio piatto 1" x 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm)

PANORAMICA DEI COMPONENTI

Il Morsetto semplice è un morsetto per tavolo operatorio che si collega a qualsiasi binario. Serve a sostenere gli accessori chirurgici sul tavolo operatorio.

Vedere le dimensioni dei binari laterali di seguito:

USA: 0,374" x 1,122" (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228

Denyer: 0,236" x 1,496" (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN

Europa: 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU

Eschmann (UK): 0,236" x 1,260" (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK

Giappone: 0,354" x 1,260" (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN

Svizzera: 0,394" x 1,181" (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS

INFORMAZIONI GENERALI

- Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale
- Il dispositivo supporta 720 libbre kg (327 kg) di carico proporzionale del paziente (paziente alto 193 cm (6'4") per modello di corpo umano al 99%)
- La garanzia del prodotto lo copre dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni
- Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o +1 (781) 982-7000 per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti la garanzia del prodotto, contattare il Servizio Clienti.
- Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745
- Il prodotto non richiede manutenzione; controllare le condizioni del prodotto prima del successivo utilizzo
- La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale
- Conservare il dispositivo a una temperatura da -4°F a +86°F (da -20 °C a 30 °C)

DISPOSIZIONE

- **Generale** - Prevenire l'infezione pulendo e disinfettando il prodotto prima dello smaltimento
- **Imballaggio** - Smaltire il materiale di imballaggio tra i rifiuti domestici secondo i requisiti nazionali
- SchureMed accetta indietro prodotti usati o ritirati o smaltisce il prodotto in conformità con i requisiti nazionali



AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DEL PRODOTTO

AVVERTIMENTO! Il carico massimo non deve superare la proporzione appropriata di un paziente che pesa 720 libbre (327 kg). Nel caso dei tavoli chirurgici con capacità di carico massima ridotta, fare attenzione a non sovraccaricare le guide accessorie.



AVVERTIMENTO!

I pericoli derivano da un uso non corretto. Seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso con il sistema del tavolo operatorio.



AVVERTIMENTO! Non riutilizzare il dispositivo se sono presenti evidenti segni di danni o problemi funzionali. Consultare il produttore prima di riutilizzarlo.

CONSIGLI PER LA PULIZIA

Seguire le attuali linee guida del giornale dell'Association of PeriOperative Registered Nurses per le corrette procedure di pulizia e disinfezione.

ATTENZIONE

Leggere/seguire rigorosamente le indicazioni del produttore per quanto riguarda i liquidi detergenti. NON utilizzare detergenti contenenti fenoli.

1. Rimuovere i principali contaminanti dall'accessorio con materiali usa e getta. Seguire le procedure appropriate per lo smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.
2. Applicare abbondantemente il liquido detergente sull'intero accessorio e pulire con un panno pulito e privo di lanugine fino a rimuovere tutta l'umidità e il liquido detergente dall'accessorio
3. Lascia asciugare l'accessorio

AVVISO PER L'UTENTE

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Versioni linguistiche dell'eIFU

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, visitare il sito www.schuremed.com.

Glossario dei simboli

Simbolo	Titolo
	Produttore
	Data di produzione
	Rappresentante Autorizzato nella Comunità Europea
	Rappresentante autorizzato in Svizzera
	Importatore
	Numero di serie
	Avvertimento
	Dispositivo medico
	Identificatore univoco del dispositivo
	Marcatura CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Numero verde (888) 724-8763 | Tel (781) 982-7000 | Fax (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

