

使用说明

REF Premium Head & Chin Straps 800-0369

预期用途

用于在手术过程中固定患者头部。本器械的预期使用者为医院和手术中心的医务人员。

说明

在为患者使用前，请熟悉患者定位器械的功能。在临床使用前，请务必在护士、医生或合适的志愿者身上练习使用。



1. 将患者置于手术台/Shoulder Chair 上，使其呈仰卧位
2. 为患者插管后，托住患者的头和颈部，将 Shoulder Chair 抬起，使患者呈半坐卧姿势
3. 松开球形接头，将头部定位器戴至患者头部，并根据患者头部大小进行调整。确保患者的耳朵未被遮住，再拧紧球形接头
4. 将头部定位器挡板固定在患者头部旁，并将前额绑带放置在前额（如图所示）。牢牢固定，避免遮住患者的眉毛。
5. 将 Center Chin Strap 包裹住下颚，并将绑带的一侧固定在头部定位器上。确保头部位置正确后，将绑带的另一端固定在头部定位器的另一侧。



注意：头部应牢固定位。如果定位不牢固，请稍微拉紧绑带。

组件概述

Premium Head and Chin Straps 用于在手术过程中牢牢固定患者头部。

一般规格

器械尺寸 (最大)

- 长度：21 英寸 +/- 0.5 英寸 (53 厘米 +/- 1 厘米) (头部)
- 长度：22 英寸 +/- 0.5 英寸 (56 厘米 +/- 1 厘米) (下颚)
- 宽度：2 英寸 +/- 0.5 英寸 (5 厘米 +/- 1 厘米) (头部和下颚)
- 器械重量：0.066 磅 +/- 0.02 磅 (0.03 千克 +/- 0.009 千克)
- 可固定在 SchureMed Shoulder Chair 的头部部分
- 单人安装使用

一般信息

- 非天然橡胶乳胶产品
- 如果产品在运输过程中受损，请致电客户服务部：(888) 724-8763 或 (781) 982-7000，获得退货材料授权号码。有关产品保修问题，请联系客户服务部。
- 根据 MDR (EU) 2017/745，获得 CE 认证的医疗器械
- 器械储存温度：-4°F 至 +86°F (-20°C 至 30°C)



单一患者使用 - 请在每次使用后丢弃

使用者须知

与器械有关的任何严重事件都应报告至制造商和使用者和/或患者所在成员国的主管部门。

电子使用说明书 (eIFU) 语言版本

欲下载与打印用明,请访 www.schuremed.com

符号词汇表

符号	名称
	制造商
	生产日期
	欧盟授权代表
	瑞士授权代表
	目录或产品编号
	进口商
	序列号
	注意
	医疗器械
	医疗器械唯一标识
	CE 标识
	单一患者使用



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

免费电话 (888) 724-8763 | 电话 (781) 982-7000 | 传真 (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

