



Brugsanvisning

REF Premium Head & Chin Straps 800-0369

TILSIGTET ANVENDELSE

Tilsigtet brug er at holde patientens hoved fast under operativ procedure. De tilsigtede brugere af denne enhed er medicinske fagfolk på hospitaler og kirurgiske centre.

ANVISNINGER

Bliv fortrolig med funktioner i anordningen til patientpositionering, før den anvendes på en patient. Øv altid brug af enheden på en sygeplejerske, læge eller en anden frivillig person, inden klinisk brug.



1. Placer patient på operationsbord/skulderstol i rygliggende position
2. Når patienten er intuberet holdes patientens hoved/nakke skulderstolen hæves op, så patienten er i Fowler-position (siddende)
3. Løsn kugleledet - juster anordningen til hovedpositionering omkring patientens hoved og sørg for, at patientens ører ikke er dækket - stram kugleledet
4. Hold klapperne på anordningen til hovedpositionering ved siden af patientens hoved og placer pandestrop hen over panden som vist. Fastgør sikkert og undgå at dække patientens øjenbryn.
5. Centrér hageremmen over hagen, fastgør stroppen til den ene side af anordningen til hovedpositionering. Sørg for, at hovedet er korrekt placeret, og fastgør remmens anden ende til den modsatte side af anordningen til hovedpositionering.



BEMÆRK: Hovedet skal placeres sikkert. Hvis ikke, skal du spænde stropperne lidt.

OVERSIGHT OVER KOMPONENTER

Premium Head and Chin Straps holder en patients hoved sikkert under operativ procedure.

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Enhedens mål (maksimum)

- Længde: 53 cm +/- 1 cm (21" +/- 0,5") (Hoved)
- Længde: 56 cm +/- 1 cm (22" +/- 0,5") (Hage)
- Bredde: 5 cm +/- 1 cm (2" +/- 0,5") (Både hoved og hage)
- Enhedens vægt: ,066 lbs. +/- ,02 lbs. (.03 kg +/- ,009 kg)
- Fastgøres til hovedsektionen på skulderstole fra Schuremed
- Enkeltmandsinstallation

GENERELLE OPLYSNINGER

- Produkt ikke fremstillet med naturlig gummilatex
- Hvis produktet er beskadiget under transporten, skal du kontakte kundeservice på (888) 724-8763 eller (781) 982-7000 for at få et nummer på godkendelse af returnering af produkt. Spørgsmål vedrørende garanti skal også rettes til kundeservice.
- CE-mærket medicinsk udstyr i henhold til MDR (EU) 2017/745
- Opbevar enhed mellem -20°C til 30°C (-4°F til +86°F)



MÅ KUN BRUGES TIL ÉN ENKELT PATIENT – skal bortskaffes efter hver brug

VARSEL TIL BRUGER

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

eIFU Sprogversioner

To download and print the Instructions for Use, please go to www.schuremed.com

Symbolordliste

Symbol	Titel
	Producent
	Fremstillingsdato
	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
	Autoriseret repræsentant i Schweiz
	Katalog- eller varenummer
	Importør
	Serienummer
	Forsigtig
	Medicinsk udstyr
	Unikt enheds-id
	CE-mærkning
	Må kun bruges til én enkelt patient



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratis (888) 724-8763 | **Tlf.:** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com



