

Gebruiksaanwijzingen

REF Premium Head & Chin Straps 800-0369

BEOOGD GEBRUIK

Beoogd gebruik is om het hoofd van de patiënt te fixeren tijdens een operatie. De beoogd gebruikers van dit product zijn medische beroepsbeoefenaars in ziekenhuizen en chirurgische klinieken.

INSTRUCTIES

Raak eerst vertrouwd met gebruik van dit hulpmiddel voor patiëntpositionering voor gebruik bij een patiënt. Oefen het gebruik altijd eerst met een verpleegkundige, arts of geschikte vrijwilliger voor klinisch gebruik.



1. Plaats de patiënt in rugligging op de operatietafel/-stoel
2. Na intubatie van de patiënt – terwijl u hoofd en nek van de patiënt ondersteunt – wordt de stoel omhoog gebracht om de patiënt in Fowler-positie (zittend) te brengen
3. Kogelgewricht losmaken - hoofdsteen om het hoofd van de patiënt afstellen (zorg dat oren vrij zijn) - draai kogelgewricht aan
4. Terwijl u de kleppen van de hoofdsteen naast het hoofd van de patiënt vasthoudt plaatst u de Forehead Strap over het voorhoofd zoals aangegeven. Bevestig stevig en plaats de strap niet over de wenkbrauwen van de patiënt.
5. Plaats Chin Strap over het midden van de kin, bevestig de strap aan één kant van de hoofdsteen. Zorg dat het hoofd correct gepositioneerd is en bevestig het andere uiteinde van de strap aan de andere kant van de hoofdsteen.



OPMERKING: Het hoofd moet stevig gepositioneerd zijn. Trek indien nodig de straps wat strakker aan.

OVERZICHT VAN ONDERDEEL

Premium Head and Chin Straps worden gebruikt om het hoofd van de patiënt stevig te fixeren tijdens een operatie.

ALGEMENE SPECIFICATIES

Afmetingen van hulpmiddel (maximum)

- Lengte: 21" +/- 0,5" (53 cm +/- 1 cm) (Head strap)
- Lengte: 22" +/- 0,5" (56 cm +/- 1 cm) (Chin strap)
- Breedte: 2" +/- 0,5" (5 cm +/- 1 cm) (Head and Chin strap)
- Gewicht van hulpmiddel: 0,066 lbs. +/- 0,02 lbs. (0,03 kg +/- 0,009 kg)
- Wordt bevestigd aan hoofdsteen van SchureMed Operatiestoelen
- Installatie door één persoon

ALGEMENE INFORMATIE

- Product gemaakt zonder gebruik van natuurlijk rubberlatex
- Indien beschadigd tijdens verzending, bel de Klantenservice op +1-888-724-8763 of +1-781-982-7000 voor een retourzendingsautorisatie (Return Material Authorization number). Neem contact op met de Klantenservice voor vragen over de productgarantie.
- Medisch hulpmiddel met CE-markering overeenkomstig de MDR (EU) 2017/745
- Bewaar product tussen -4 °F en +86 °F (-20 °C en 30 °C)



VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT – Gooi weg na eenmalig gebruik

KENNISGEVING GEBRUIKER

Elk ernstig incident dat zich voordoet met betrekking tot dit hulpmiddel dient gemeld te worden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

eIFU Taalversies

Om de gebruiksaanwijzing te downloaden en af te drukken, gaat u naar www.schuremed.com

Symbolenlijst

Symbol	Titel
	Fabrikant
	Gevolmachtigd Vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Geautoriseerde vertegenwoordiger in Zwitserland
	Catalogus- of Artikelnummer
	Importeur
	Serienummer
	Voorzichtig
	Medisch hulpmiddel
	Uniek Identificatiekenmerk
	CE-Markering
	Voor gebruik bij één patiënt



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratis +1-888-724-8763 | **T** +1-781-982-7000 | **Fax** +1-781-982-7001 | orders@schuremed.com

