

Bruksanvisning

REF Premium Head & Chin Straps 800-0369

TILTENKT BRUK

Tiltent bruk er å holde pasientens hode på plass under kirurgisk prosedyre. De tiltente brukerne av denne enheten er medisinske fagpersoner på sykehus og kirurgisentre.

INSTRUKSJONER

Gjør deg kjent med funksjonene for pasientposisjoneringsenheten før bruk på en pasient. Øv alltid på en pleier, lege eller annen egnet frivillig person før du benytter den klinisk.



1. Plasser pasienten på rygg på operasjonsbordet/skulderstolen
2. Etter intubering av pasient holdes pasientens hode og nakke mens skulderstol heves slik at pasient er i Fowler-posisjon (sittende)
3. Løsne kuleledd - juster hodeposisjoneringsenhet rundt pasientens hode og sikre at pasientens ører ikke er tildekket - stram kuleledd
4. Hold hodeposisjoneringsenhetens klaffer langs pasientens hode, og plasser pannestroppen på tvers av pannen som vist. Fest godt og unngå å tildekke pasients øyenbryn.
5. Sentrer hakestroppe over hake, fest stropp til en side av hodeposisjoneringsenhet. Sikre at hodet er korrekt plassert, og fest stroppens andre ende til motsatt side av hodeposisjoneringsenhet.



MERK: Hodet skal være sikkert posisjonert. Stram stroppene litt hvis dette ikke er tilfelle.

KOMPONENTOVERSIKT

Premium Head & Chin Straps holder en pasients hode fast under kirurgisk prosedyre.

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Enhetens mål (maksimum)

- Lengde: 21" +/- 0,5" (53 cm +/- 1 cm) (hode)
- Lengde: 22" +/- 0,5" (56 cm +/- 1 cm) (hake)
- Bredde: 2" +/- 0,5 (5 cm +/- 1 cm) (både hode og hake)
- Enhetens vekt: .066 lbs. +/- .02 lbs. (.03 kg +/- .009 kg)
- Festes til hodedelen av SchureMed-skulderstoler
- Installerer av én person

GENERELL INFORMASJON

- Produkt er ikke laget med naturlig gummilateks
- Hvis skadet under forsendelse, ring kundeservice på (888) 724-8763 eller + (781) 982-7000 for å få et returnnummer. Kontakt kundeservice dersom du har spørsmål om produktgarantien.
- CE-merket medisinsk enhet i henhold til MDR (EU) 2017/745
- Enheten oppbevares mellom -4 °F til +86 °F (-20 °C til 30 °C)



FOR BRUK PÅ ÉN PASIENT - Kastes etter bruk

BRUKERVARSEL

Enhver alvorlig hendelse som har inntruffet i forhold til enheten bør rapporteres til produsenten og til pågældende myndighet i medlemslandet der brukeren og/eller pasienten er etablert.

eIFU språkversjoner

For å laste ned og skrive ut bruksanvisningen, gå til www.schuremed.com

Symbolliste

Symbol	Tittel
	Produsent
	Produksjonsdato
	Autorisert representant i EU
	Autorisert representant i Sveits
	Produksjonsnummer
	Importør
	Serienummer
	Forsiktig
	Medisinsk enhet
	Unik enhetsidentifikator
	CE-merking
	Kun for bruk på en pasient



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

Gratisnummer (888) 724-8763 | **Tlf** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

