

Instrucțiuni de utilizare

REF Premium Head & Chin Straps 800-0369

UTILIZAREA PRECONIZATĂ

Se utilizează pentru susținerea capului pacienților în timpul unei proceduri chirurgicale. Utilizatorii țintă ai acestui dispozitiv sunt reprezentați de cadrele medicale din spitale și centrele de chirurgie.

INSTRUCȚIUNI

Familiarizați-vă cu caracteristicile dispozitivului de poziționare a pacienților înainte de a-l utiliza în cazul unui pacient. Exersați întotdeauna modul de utilizare pe o asistentă medicală, un medic sau un voluntar adecvat înainte de utilizarea acestuia în mod clinic.



1. Așezați pacientul pe masa chirurgicală/scaunul ortopedic pentru coloană în poziție de decubit dorsal
2. După ce este intubat pacientul, țineți-i capul/gâtul și ridicați scaunul ortopedic pentru coloană, astfel încât acesta să se afle (să fie așezat) în poziția Fowler
3. Slăbiți articulația sferică - ajustați dispozitivul de poziționare a capului în jurul capului pacientului, asigurându-vă că urechile acestuia rămân descoperite - strângeți articulația sferică
4. Țineți clapele de poziționare a capului pe lângă capul pacientului, plasând cureaua pentru frunte pe frunte, conform indicațiilor. Atașați-o bine și încercați să nu acoperiți sprâncenele pacientului.
5. Centrați Chin Strap pe bărbie și fixați-o pe una din părțile dispozitivului de poziționare a capului. După ce v-ați asigurat de faptul că capul este poziționat corect, fixați celălalt capăt al curelei pe partea opusă a dispozitivului de poziționare a capului.



NOTĂ: Capul trebuie să fie bine poziționat. În caz că nu este, strângeți puțin curelele.

PREZENTAREA GENERALĂ A COMPONENTELOR

Premium Head and Chin Straps menține bine fixat capul pacientului în timpul procedurii chirurgicale.

SPECIFICAȚII GENERALE

Dimensiunile dispozitivului (maxime)

- Lungime: 21" +/- 0,5" (53 cm +/- 1 cm) (Cap)
- Lungime: 22" +/- 0,5" (56 cm +/- 1 cm) (Bărbie)
- Lățime: 2" +/- 0,5 (5 cm +/- 1 cm) (Atât pentru cap cât și pentru bărbie)
- Greutatea dispozitivului: 0,066 livre +/- 0,02 livre (0,03 kg +/- 0,009 kg)
- Se atașează la secțiunea pentru cap a scaunelor ortopedice pentru coloană SchureMed
- Instalare pentru o singură persoană

INFORMAȚII GENERALE

- *Produsul nu este fabricat pe bază de latex din cauciuc natural*
- *În cazul în care produsul este deteriorat în timpul transportului, apălați Serviciul Clienți la (888) 724-8763 sau (781) 982-7000 pentru a obține un Număr de autorizare de returnare a materialelor. Pentru problemele legate de garanția produsului, contactați Serviciul Clienți.*
- *Dispozitiv medical marcat CE în conformitate cu MDR (UE) 2017/745*
- *Păstrați dispozitivul între -4°F și +86°F (-20°C și 30°C)*



UTILIZARE PENTRU UN SINGUR PACIENT-Vă rugăm să aruncați produsul după fiecare utilizare

AVIZ PENTRU UTILIZATORI

Orice incident grav care are loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

Versiunile lingvistice eIFU

Pentru a descărca și imprima Instrucțiunile de utilizare, vă rugăm să accesați www.schuremed.com

Glosar de simboluri

Simbol	Titlu
	Producător
	Data fabricației
	Reprezentantul autorizat din Comunitatea Europeană
	Reprezentant autorizat în Elveția
	Importator
	Numărul de catalog sau de articol
	Numărul de serie
	Atenție
	Dispozitiv medical
	Identificatorul unic al dispozitivului
	Marcaj CE
	Utilizare pentru un singur pacient



SchureMed (081001460)

Strada Randolph nr. 452, Abington, MA 02351 SUA

Număr gratuit (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | orders@schuremed.com

