

## Användarinstruktioner

**REF** Premium Head & Chin Straps 800-0369

### AVSEDD ANVÄNDNING

Avsedd användning är för att hålla fast patientens huvud under operationsförfarandet. De avsedda användarna av denna enhet är medicinsk personal inom sjukhus och kirurgiska center.

### INSTRUKTIONER

Bekanta dig med funktionerna hos patientpositioneringsanordningen innan den används på patienten. Praktisera alltid på en sjuksköterska, läkare eller lämplig frivillig innan den används kliniskt.

1. Placera patienten på operationsbordet/ryggstolen i rygggläge
2. Efter att patienten intuberats, håll patientens huvud och nacke och lyft upp axelstolen så att patienten är i Fowler (sittande) position
3. Lossa kulleden – justera huvudpositioneraren runt patientens huvud och se till att patientens öron inte är täckta – dra åt kulleden
4. Håll huvudlägesflikarna vid sidan av patientens huvud, placera pannremmen över pannan enligt bilden. Fäst säkert och undvik att täcka patientens ögonbryn.
5. Centrera hakremmen över hakan, fäst remmen på en sida av huvudpositioneraren. Se till att huvudet är korrekt placerat och fäst remmens andra ände på motsatt sida av huvudpositioneraren.



**OBS! Huvudet måste vara säkert positionerat. Om inte, dra fast remmarna hårdare.**

### KOMPONENTÖVERSIKT

Premium Head & Chin Straps används för att säkert hålla en patients huvud under operationen.

### ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Enhetens dimensioner (max)

- Längd: 53 cm +/- 1 cm (huvud)
- Längd: 56 cm +/- 1 cm (haka)
- Bredd: 5 cm +/- 1 cm (både huvud och haka)
- Enhetens vikt: 0,066 lbs. +/- 0,02 lbs. (0,03 kg +/- 0,009 kg)
- Fästs till huvuddelen på SchureMed ryggstolar
- Monteras av en person

## ALLMÄN INFORMATION

- *Produkten är ej tillverkad av naturgummilatex*
- *Om skada uppstår vid frakt, kontakta kundtjänst på +1 (888) 724-8763 eller +1 (781) 982-7000 för att erhålla ett RMA-nummer (Return Material Authorization). Kontakta även kundtjänst vid ärenden avseende produktgaranti.*
- *CE-märkt medicinsk enhet enligt MDR (EU) 2017/745*
- *Förvara enheten mellan -4°F till +86°F (-20 °C till 30 °C)*



## ANVÄNDNING PÅ EN PATIENT – Vänligen kassera efter varje användning

## ANVÄNDARMEDELANDE

Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med produkten bör rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

## eIFU språkversioner

För att ladda ner och skriva ut bruksanvisningen, gå till [www.schuremed.com](http://www.schuremed.com)

## Symbolförklaring

| Symbol | Titel                               |
|--------|-------------------------------------|
|        | Tillverkare                         |
|        | Tillverkningsdatum                  |
|        | Auktoriserad representant i EU      |
|        | Auktoriserad representant i Schweiz |
|        | Importör                            |
|        | Katalog- eller artikelnummer        |
|        | Serienummer                         |
|        | Se upp                              |
|        | Medicinsk enhet                     |
|        | Unikt identifikationsnummer         |
|        | CE-märkning                         |
|        | Användning på en patient            |



**SchureMed** (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

**Avgiftsfritt** (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | [orders@schuremed.com](mailto:orders@schuremed.com)

