

## Anweisungen für Verwenden

|            |                                    |                     |
|------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>REF</b> | <b>Unendlichkeit Klemme</b>        | <b>800- 0386</b>    |
| <b>REF</b> | <b>InfinitySQ</b>                  | <b>800-0386- SQ</b> |
| <b>REF</b> | <b>Unendlichkeit Klinge Klemme</b> | <b>800-0386- F</b>  |

800- 0386



800-0386- SQ



### VORGESEHEN VERWENDEN

Vorgesehen verwenden Ist Zu halten chirurgisch Zubehör An Operationstisch. Die vorgesehenen Benutzer dieses Geräts sind medizinische Fachkräfte in Krankenhäusern und Operationszentren.

### ANWEISUNGEN

Machen Sie sich mit den Funktionen des Patientenpositionierungsgeräts vertraut, bevor Sie es am Patienten verwenden. Üben Sie die Verwendung immer an einem Krankenschwester, Arzt oder geeignet Freiwilliger frühere Zu klinisch anwenden.

800-0386- F



Passt alle Standard Betriebs Zimmer Tisch Seite Schienen. Infinity -Klemme akzeptiert runden Montagepfosten von 5/8" bis 3/4" (1,6 cm) im Durchmesser und rechteckig Montage Beiträge 1" x bis zu 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm). Die Infinity-Klemme 20 mm quadratisch ist für quadratische Stangen mit einem Durchmesser von 0,787 Zoll (20 mm) geeignet. Die feste Infinity-Klemme ist für runde Montagepfosten mit einem Durchmesser von 5/8 Zoll bis 3/4 Zoll (1,9 cm) und rechteckige Montagepfosten mit 1 Zoll x bis zu 3/8 Zoll geeignet. (2,5 cm x 0,95 cm).

### Anbringen Klemme Zu Operationstisch \_

1. Anfügen Unendlichkeit Klemme Zu chirurgisch Tisch Seite Schiene mit Logo Aufkleber Seite hoch
2. Ort runden oder Wohnung Post In Montage Loch
3. Zu Pfosten festziehen, drehen handhaben im Uhrzeigersinn bis gesperrt

### Ablösen Klemme aus Operationstisch \_

1. Drehen handhaben gegen den Uhrzeigersinn bis Post lockert sich
2. Entfernen Post aus der Steckdose
3. Ablösen von der Schiene

### ALLGEMEIN SPEZIFIKATIONEN

Gerät Maße (maximal)

|       | <u>800-0386</u>                 | <u>800-0386-SQ</u>              | <u>800-0386-F</u>              |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Länge | 12 cm +/- 1 cm (4.75" +/- 0.5") | 12 cm +/- 1 cm (4.75" +/- 0.5") | 10 cm +/- 1 cm (4.0" +/- 0.5") |

|               |                                        |                                        |                                        |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Breite        | 6,7 cm +/- 1 cm<br>(2,65" +/- 0,5")    | 6,7 cm +/- 1 cm<br>(2,65" +/- 0,5")    | 6,7 cm +/- 1 cm<br>(2,65" +/- 0,5")    |
| Höhe          | 10 cm +/- 1 cm<br>(3,88" +/- 0,5")     | 10 cm +/- 1 cm<br>(3,88" +/- 0,5")     | 10 cm +/- 1 cm<br>(3,88" +/- 0,5")     |
| Gerät Gewicht | 0,68+/-0,22 kg<br>(1,5 +/- 0,5 Pfund.) | 0,68+/-0,22 kg<br>(1,5 +/- 0,5 Pfund.) | .58 +/- .22 kg<br>(1.3 +/- 0,5 Pfund.) |

- Wird angehängt Zu chirurgisch Tisch Schiene an jedem Punkt An Schiene
- Installation durch eine Person
- Twist sperren/freigeben handhaben

## KOMPONENTE ÜBERBLICK

Unendlichkeit Klemme Ist A chirurgisch Tischklemme, die anhängt Zu Seitenschienen von jeder Tisch.

Sehen Seite Schiene Maße unter:

**USA** : 0,374 Zoll x 1,122 Zoll (9.5 mm X 28,5 mm)

**Leugner** : 0,236 Zoll X 1,496 Zoll (6 mm X 38 mm)

**Europa** : 0,394 Zoll x 0,984 Zoll (10 mm x 25 mm )

**Eschmann (Großbritannien)** : 0,236 Zoll X 1,260 Zoll (6 mm x 32 mm)

**Japan** : 0,354 Zoll x 1.260 Zoll (9 mm x 32 mm )

**Schweizer** : 0,394 Zoll X 1,181 Zoll (10 mm X 30 mm )

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Produkt nicht gemacht mit Natürlich Gummi Latex
- Gerät unterstützt 800 Pfund. (363 kg) proportional geduldig Belastung (6'4" (193 cm) groß geduldig pro 99 % menschliches Körpermodell)
- Produkt Garantie Abdeckungen Produkt aus Herstellung Mängel für Zeitraum von 2 Jahre
- Wenn beschädigt In Versand, Forderung Kunde Service bei (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 Zu erhalten Autorisierungsnummer für die Rücksendung von Material. Bei Fragen zur Produktgarantie wenden Sie sich an den Kundendienst.
- CE markiert medizinisch Gerät nach Zu MDR (EU) 2017/745
- Produkt Ist wartungsfrei, überprüfen Produkt Zustand Vor nächste verwenden
- Leben von Gerät Ist 5 Jahre unter normal verwenden
- Speichern Gerät zwischen -4°F Zu +30 °C (-20°C Zu 30°C)

## ENTSORGUNG

- **Allgemein** - Verhindern Infektion von Reinigung Und desinfizierend Produkt Vor Entsorgung
- **Verpackung** - Entsorgen Verpackung Material über Haushalt Abfall nach Zu National Anforderungen
- SchureMed akzeptiert zurück gebraucht oder im Ruhestand Produkte - oder entsorgen von Produkt In Übereinstimmung mit nationalen Anforderungen



## PRODUKT VERWENDEN WARNHINWEISE

**WARNUNG!** Maximal Belastung sollen nicht überschreiten geeignet Anteil von A geduldig Wiegen 800 Pfund. (363 kg). Achten Sie bei OP-Tischen mit geringer Tragfähigkeit darauf, dass die Zubehörschienen nicht überlastet werden. Befolgen Sie strikt die Gebrauchsanweisung für Ihr OP-Tischsystem.



**WARNUNG!** Tun nicht Wiederverwendung Gerät Wenn Dort Sind offensichtlich Zeichen von Schaden oder funktionell Themen. Vor Wiederverwendung Rücksprache mit dem Hersteller halten.

## REINIGUNG EMPFEHLUNG

**Folgen aktuell Verband von periOperativ Eingetragen Krankenschwestern Tagebuch Richtlinien für richtig Reinigungs- und Desinfektionsverfahren.**

## VORSICHT

**Streng lesen/folgen Hersteller Richtungen für Reinigung Flüssigkeiten. TUN NICHT verwenden Reinigungskräfte enthält Phenole.**

1. Entfernen wesentlich Verunreinigungen aus Zubehörteil mit verfügbar Materialien. Folgen geeignet Entsorgungsverfahren für biologisch gefährliche Abfälle.
2. Anwenden Reinigung Fluid großzügig Zu gesamte Zubehörteil Und wischen mit sauber, fusselfrei Tuch bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsflüssigkeit werden aus dem Zubehör entfernt
3. Lassen Zubehörteil trocken

## BENUTZER NOTIZ

**Beliebig ernst Vorfall Das hat geschah In Beziehung Zu Die Gerät sollen Sei gemeldet Zu Die Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.**

## eIFU Sprache Versionen

Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie bitte zu <https://www.schuremed.com>. Wählen Sie das Produkt aus und klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um aktuell verfügbare Übersetzungen für die Gebrauchsanweisung anzuzeigen.

## Symbol Glossar

| Symbol | Titel                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------|
|        | Hersteller                                             |
|        | Autorisiert Vertreter In der Europäischen Gemeinschaft |
|        | Verfallsdatum Datum                                    |
|        | Charge Code                                            |
|        | Katalog oder Artikel Nummer                            |
|        | Seriell Nummer                                         |
|        | Vorsicht                                               |
|        | Medizinisch Gerät                                      |
|        | Einzigartig Gerät Kennung                              |
|        | CE- Kennzeichnung                                      |



**SchureMed** (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

**Gebührenfrei** (888) 724-8763 | **Tel.** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

