

Instructions pour Utiliser

REF	Infini Pince	800- 0386
REF	InfinitySQ	800-0386- SQ
REF	Infini Lame Serrer	800-0386- F

800- 0386



800-0386- SQ



DESTINÉ UTILISER

Destiné utiliser est pour prise chirurgical accessoires sur table chirurgicale. Les utilisateurs prévus de cet appareil sont les professionnels de la santé dans les hôpitaux et les centres de chirurgie.

INSTRUCTIONS

Familiarisez-vous avec les fonctions du dispositif de positionnement du patient avant de l'utiliser avec le patient. Pratiquez toujours l'utilisation sur un infirmière, médecin ou approprié bénévole avant pour utiliser en clinique.

800-0386- F



Convient tous standard en fonctionnement chambre tableau côté des rails. Pince à l'infini accepte rond poteaux de montage de 5/8" à 3/4" (1,6 cm) de diamètre et rectangulaire montage des postes 1" x jusqu'à 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm). Infinity Clamp 20MM Square accepte une tige carrée de 0,787" (20 mm). Infinity Clamp Fixed accepte des poteaux de montage ronds de 5/8" à 3/4" (1,9 cm) de diamètre et des poteaux de montage rectangulaires de 1" x jusqu'à 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm).

Attachement Serrer pour Table chirurgicale

1. Attacher Infini Serrer pour chirurgical tableau côté rail avec logo autocollant côté en haut
2. Lieu rond ou plat poste dans montage trou
3. Pour serrer le poteau, tourner gérer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à fermé à clé

Détachement Serrer depuis Table chirurgicale

1. Tourner gérer dans le sens antihoraire jusqu'à poste se desserre
2. Retirer poste de la prise
3. Détacher du rail

GÉNÉRAL CARACTÉRISTIQUES

Appareil Dimensions (maximum)

	<u>800-0386</u>	<u>800-0386-SQ</u>	<u>800-0386-F</u>
Longueur	12 cm +/- 1 cm (4.75" +/- 0.5")	12 cm +/- 1 cm (4.75" +/- 0.5")	10 cm +/- 1 cm (4.0" +/- 0.5")
Largeur	6,7 cm +/- 1 cm (2,65" +/- 0,5")	6,7 cm +/- 1 cm (2,65" +/- 0,5")	6,7 cm +/- 1 cm (2,65" +/- 0,5")

Hauteur	10 cm +/- 1 cm (3,88" +/- 0,5")	10 cm +/- 1 cm (3,88" +/- 0,5")	10 cm +/- 1 cm (3,88" +/- 0,5")
Appareil Lester	0,68 +/- 0,22 kg (1,5 +/- 0,5 lb.)	0,68 +/- 0,22 kg (1,5 +/- 0,5 lb.)	0,58 +/- 0,22 kg (1,3 +/- 0,5 lb.)

- Attache pour chirurgical tableau rail à tout moment sur rail
- Installation par une seule personne
- Torsion verrouiller/libérer gérer

COMPOSANT APERÇU

Infini Serrer est un chirurgical pince de table qui attache pour rails latéraux de n'importe quel tableau.

Voir côté rail dimensions dessous:

États-Unis : 0,374" x 1,122" (9.5 millimètre X 28,5 mm)

Denier : 0,236" X 1.496" (6 millimètre X 38mm)

Européenne : 0,394" x 0,984" (dix millimètre x 25mm)

Eschmann (Royaume-Uni) : 0,236" X 1.260" (6 millimètre x 32mm)

Japon : 0,354 po x 1.260" (9 millimètre x 32mm)

Suisse : 0,394" X 1.181" (dix millimètre X 30 millimètre)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Produit pas fait avec Naturel Caoutchouc Latex
- Appareil les soutiens 800 kg. (363 kg) proportionnel patient charger (6'4" (193 cm) grand patient par 99% modèle de corps humain)
- Produit garantie couvre produit depuis fabrication défauts pour période de 2 années
- Si endommagé dans expédition, appel Client Service à (888) 724-8763 ou (781) 982-7000 pour obtenir Numéro d'autorisation de retour de matériel. Pour les problèmes de garantie du produit, contactez le service client.
- CE marqué médical appareil selon pour MDR (UE) 2017/745
- Produit est sans entretien, vérifier produit condition avant suivant utiliser
- Vie de appareil est 5 années sous normal utiliser
- Magasin appareil entre -4°F pour +86 °F (-20°C pour 30°C)

DISPOSITION

- **Général** - Prévenir infection par nettoyage et désinfectant produit avant disposition
- **Emballage** - Disposer emballage matériel via ménage déchets selon pour national exigences
- SchureMed accepte dos utilisé ou à la retraite des produits - ou disposer de produit dans conformité avec exigences nationales



PRODUIT UTILISER AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT! Maximum charger devrait pas dépasser approprié proportion de un patient pesée 800 Kg. (363 kg). Avec les tables chirurgicales à faible capacité de charge maximale, veillez à ce que les rails d'accessoires ne soient pas surchargés. Suivez strictement les instructions d'utilisation de votre système de table chirurgicale.



AVERTISSEMENT! Faire pas réutilisation appareil si là sont évident panneaux de dommage ou fonctionnel questions. Consulter le fabricant avant de réutiliser.

NETTOYAGE RECOMMANDATION

Suivre actuel Association de périoopérateur Inscrit Infirmières Journal Des lignes directrices pour approprié procédures de nettoyage et de désinfection.

AVERTIR

Strictement lire/suivre fabricant directions pour nettoyage fluides. **FAIRE PAS** utiliser nettoyeurs contenant des composés phénoliques.

1. Retirer majeur contaminants depuis accessoire avec jetable matériaux. Suivre approprié procédures d'élimination des déchets à risque biologique.
2. Appliquer nettoyage fluide généreusement pour entier accessoire et essuyer avec faire le ménage, non pelucheux chiffon jusqu'à tous l'humidité et le liquide de nettoyage sont éliminés de l'accessoire
3. Laisser accessoire sec

UTILISATEUR AVIS

N'importe quel sérieux incident ce a s'est produit dans relation pour le appareil devrait être signalé pour le fabricant et l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

eIFU Langue Versions

Pour télécharger et imprimer le mode d'emploi, rendez-vous sur <https://www.schuremed.com>, sélectionnez le produit et cliquez sur le menu déroulant pour les traductions actuellement disponibles pour la notice d'utilisation.

Symbole Glossaire

Symbole	Titre
	Fabricant
	Autorisé Représentant dans la Communauté européenne
	Utiliser par Date
	Grouper Code
	Catalogue ou Article Nombre
	En série Nombre
	Avertir
	Médical Appareil
	Unique Appareil Identifiant
	Marquage CE



SchureMed (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 États-Unis

Sans frais (888) 724-8763 | **Téléphone** (781) 982-7000 | **Télécopieur** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

