

## Istruzioni per Utilizzo

|            |                                   |                     |
|------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>REF</b> | <b>Infinito Morsetto</b>          | <b>800-0386</b>     |
| <b>REF</b> | <b>InfinitySQ</b>                 | <b>800-0386- MQ</b> |
| <b>REF</b> | <b>Infinito Lama<br/>MORSETTO</b> | <b>800-0386- F</b>  |

800-0386



800-0386- MQ



### PREVISTO UTILIZZO

Previsto utilizzo È A Presa chirurgico Accessori SU tavolo operatorio. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono professionisti medici all'interno di ospedali e centri chirurgici.

### ISTRUZIONI

Acquisire familiarità con le caratteristiche del dispositivo di posizionamento del paziente prima dell'uso con il paziente. Praticare sempre l'uso su a infermiera, medico O adeguata volontario precedente A utilizzando clinicamente.

800-0386- F



Si adatta Tutto standard operativo camera tavolo lato rotaie. Morsetto infinito accetta girare pali di montaggio da 5/8" a 3/4" (1.6 cm) di diametro e rettangolare montaggio post 1" x fino a 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm). Infinity Clamp 20MM Square accetta aste quadrate da 0,787" (20 mm). Infinity Clamp Fixed accetta pali di montaggio rotondi da 5/8" a 3/4" (1,9 cm) di diametro e pali di montaggio rettangolari da 1" x fino a 3/8" (2,5 cm x 0,95 cm).

### Attaccare MORSETTO A Tavolo chirurgico

1. Allegare Infinito MORSETTO A chirurgico tavolo lato sbarra con logo etichetta lato su
2. Posto girare O Piatto inviare In montaggio buco
3. A stringere il palo, giro maniglia senso orario Fino a bloccato

### Distacco MORSETTO da Tavolo chirurgico

1. Giro maniglia Antiorario Fino a inviare allenta
2. Rimuovere inviare dalla presa
3. Staccare dalla ferrovia

### GENERALE SPECIFICHE

Dispositivo Dimensioni (massimo)

|           | <u>800-0386</u>                    | <u>800-0386-SQ</u>                 | <u>800-0386-F</u>                 |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Lunghezza | 12 cm +/- 1 cm<br>(4.75" +/- 0.5") | 12 cm +/- 1 cm<br>(4.75" +/- 0.5") | 10 cm +/- 1 cm<br>(4.0" +/- 0.5") |

|                  |                                           |                                           |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Larghezza        | 6,7 cm +/- 1 cm<br>(2,65" +/- 0,5")       | 6,7 cm +/- 1 cm<br>(2,65" +/- 0,5")       | 6,7 cm +/- 1 cm<br>(2,65" +/- 0,5")       |
| Altezza          | 10 cm +/- 1 cm<br>(3,88" +/- 0,5")        | 10 cm +/- 1 cm<br>(3,88" +/- 0,5")        | 10 cm +/- 1 cm<br>(3,88" +/- 0,5")        |
| Dispositivo Peso | 0,68 +/- 0,22 kg<br>(1,5 +/- 0,5 libbre.) | 0,68 +/- 0,22 kg<br>(1,5 +/- 0,5 libbre.) | 0,58 +/- 0,22 kg<br>(1,3 +/- 0,5 libbre.) |

- *Allega A chirurgico tavolo sbarra in qualsiasi punto SU sbarra*
- *Installazione da parte di una sola persona*
- *Intrecciare blocco/rilascio maniglia*

## COMPONENTE PANORAMICA

Infinito MORSETTO È UN chirurgico morsetto da tavolo che allega A sponde laterali Di qualsiasi tavolo.

*Vedere lato sbarra dimensioni sotto:*

**Stati Uniti** : 0,374" x 1,122" (9.5 mm X 28,5mm )

**Negatore** : 0,236" X 1.496" (6 mm X 38 millimetri)

**Europa** : 0,394" x 0,984" (10 mm x 25 mm )

**Eschmann (Regno Unito)** : 0,236" X 1.260" (6 mm x 32mm )

**Giappone** : 0,354" x 1.260" (9 mm x 32 mm )

**Svizzero** : 0,394" X 1.181" (10 mm X 30 mm )

## INFORMAZIONI GENERALI

- *Prodotto non fatto con Naturale Gomma Lattice*
- *Dispositivo supporti 800 libbre. (363 kg) proporzionale paziente carico (6'4" (193 cm) Alto paziente per 99% modello del corpo umano)*
- *Prodotto garanzia copertine Prodotto da produzione difetti per periodo Di 2 anni*
- *Se danneggiato In spedizione, chiamata Cliente Servizio A (888) 724-8763 O (781) 982-7000 A ottenere Numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi di garanzia del prodotto, contattare il servizio clienti.*
- *CE segnato medico dispositivo secondo A MDR (UNIONE EUROPEA) 2017/745*
- *Prodotto È senza manutenzione, controllo Prodotto condizione Prima Prossimo utilizzo*
- *Vita Di dispositivo È 5 anni Sotto normale utilizzo*
- *Negozi dispositivo fra -4°F A +36 °C (-20°C A 30°C)*

## DISPOSIZIONE

- **Generale** - *Impedire infezione di pulizia E disinfettante Prodotto Prima disposizione*
- **Confezione** - *Smaltire confezione Materiale attraverso domestico sciupare secondo A nazionale requisiti*
- *SchureMed accetta Indietro usato O pensionato prodotti - O smaltire Di Prodotto In accordo con requisiti nazionali*



## PRODOTTO UTILIZZO AVVERTENZE

**AVVERTIMENTO!** *Massimo carico Dovrebbe non superare adeguata proporzione Di UN paziente pesatura 800 libbre. (363kg). Prestare attenzione con i tavoli chirurgici a bassa capacità di carico che le guide accessorie non siano sovraccaricate. Seguire rigorosamente le istruzioni per l'uso del sistema del tavolo operatorio.*



**AVVERTIMENTO!** Fare non riutilizzare dispositivo Se Là Sono ovvio segni Di danno O funzionale problemi. Consultare il produttore prima del riutilizzo.

### **PULIZIA RACCOMANDAZIONE**

*Seguire attuale Associazione Di periOperativo Registrato Infermieri rivista Linee guida per corretto procedure di pulizia e disinfezione.*

### **ATTENZIONE**

*Rigorosamente leggi/segui del produttore indicazioni per pulizia fluidi. FARE NON utilizzo detergenti contenenti fenoli.*

1. Rimuovere maggiore contaminanti da accessorio con monouso materiali. Seguire adeguata procedure di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.
2. Fare domanda a pulizia fluido liberalmente A intero accessorio E pulire con pulito, senza pelucchi stoffa Fino a Tutto l'umidità e il liquido detergente vengono rimossi dall'accessorio
3. Permettere accessorio Asciutto

### **UTENTE AVVISO**

*Qualunque serio incidente Quello ha si è verificato In relazione A IL dispositivo Dovrebbe Essere segnalato A IL produttore e l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utilizzatore e/o il paziente.*

### **eIFU Lingua Versioni**

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, visitare <https://www.schuremed.com>, selezionare il prodotto e fare clic sul menu a tendina per le traduzioni attualmente disponibili per le IFU.

### **Simbolo Glossario**

| Simbolo | Titolo                                            |
|---------|---------------------------------------------------|
|         | Produttore                                        |
|         | Autorizzato Rappresentante In la Comunità Europea |
|         | Utilizzare per Data                               |
|         | Lotto Codice                                      |
|         | Catalogare O Articolo Numero                      |
|         | Seriale Numero                                    |
|         | Attenzione                                        |
|         | Medico Dispositivo                                |
|         | Unico Dispositivo Identificatore                  |
|         | Marcatura CE                                      |



**SchureMed** (081001460)

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA

**Numero verde** (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Telefax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

